

SPOTŘEBNÍ MATERIÁL KE ZDRAVOTNICKÝM PŘÍSTROJŮM

Katalog 2010



SpO2 senzory



SpO2 prodlužovací kabely

EKG kabely a svody

Končetinové a hrudní elektrody

IBP kabely

NIBP manžety

Teplotní sondy


Záznamový papír



Infúzní sety

Obsah


Senzory SpO2 pro opakovatelné použití – vcelku.....	Strana 3
Senzory SpO2 pro opak. použití (k prodlužovacímu kabelu).....	Strana 16
Jednorázové SpO2 senzory (k prodlužovacímu kabelu).....	Strana 21
Prodlužovací kabely k SpO2 sensorům.....	Strana 24
EKG kabely vcelku pro patientské monitory.....	Strana 33
EKG kabely a svody dělené pro patientské monitory.....	Strana 42
Kabely a svody k EKG přístrojům vcelku.....	Strana 55
Dělené EKG kabely a svody k elektrokardiografům.....	Strana 61
EKG Elektrody.....	Strana 65
Radiotransparentní svody.....	Strana 67
Holter EKG patientské kabely a svody.....	Strana 69
Manžety a hadičky k měření tlaku (NIBP).....	Strana 75
IBP kabely pro měření invazivního krevního tlaku.....	Strana 80
Teplotní sondy.....	Strana 87
Záznamový papír.....	Strana 93
Infúzní sety.....	Strana 95
Ceník.....	Strana 96
Obchodní podmínky.....	Strana 97



Typ konektoru



Označení



Typ senzoru

S0010A Dospělé klipové prstové SpO2 senzory
Aplikace: dospělý >40kg
Aplikační místo: Ukazováček nebo jiný prst



B

S0022 Dětské klipové prstové SpO2 senzory
Aplikace: Děti >10-40kg
Aplikační místo: Ukazováček nebo jiný prst



C

S0012A Dospělé silikonové prstové senzory SpO2
Aplikace: Dospělý >40kg
Aplikační místo: Ukazováček nebo jiný prst



D

Střední velikost silikonového SpO2 senzoru
Aplikace: pro prsty pacientů o tloušťce 7-12 mm
Aplikační místo: Ukazováček nebo jiný prst



P

S0012A Dětské silikonové SpO2 senzory
Aplikace: Děti >10-40kg
Aplikační místo: Ukazováček nebo jiný prst




E

S0011A Novorozenecké silikonové wrap SpO2 senzory
Aplikace: Novorozenci 1-4kg, Dítě 10-40kg; Nemluvňata 3-15kg
Aplikační místo: Dospělý, Dítě - Ukazováček nebo jiný prst, Novorozenecké - chodidlo; dítě - palec




F

S0011A Čelní SpO2 senzory
Aplikace: Dospělý >40kg
Aplikační místo: Čelo
Dostupný: Novorozenecký silikonový wrap



I

S0011A Dospělé ušní klipové SpO2 senzory
Aplikace: Dospělý >40kg
Aplikační místo: Ucho
Varování: Použití pouze pro oxymetry, které mají automatickou funkci zapínání



G

S0011A Veterinární SpO2 senzory
Aplikace: psi, kočky
Aplikační místo: Ucho, jazyk



H

Varování: Použití pouze pro veterinární pulsní oxymetry, nebo pulsní oxymetry s automatickou funkcí zapínání



Výrobce	Kompatibilní model	Konektor senzoru	OEM ozn.	Katalog. číslo	Popis	Zářič	Cen. kód
BCI (Biochem International)	BCI(Biochem International): 3401,3304,3303,3302,3301,3300; Spacelabs Burdick: PRO2; Dräger: Dräger Oxipac 2000	050/449 	3044	S0076B-L	 Dospělý prstový klip	660/905-2	C0
			3178	S0076C-L	 Dětský prstový klip	660/905-2	C0
			3044	S0076D-L	 Dospělý silikonový soft	660/905-2	D2
				S0076P-L	 Střední velikost silikonový	660/905-2	D2
			3178	S0076E-L	 Dětský silikonový	660/905-2	D2
				S0076F-L	 Novorozenecký wrap(nedělitelný)	660/905-2	D2
				S0076G-L	 Dospělý ušní klip senzor Veterinární SpO2 senzor	660/905-2	D2
				S0076I-L	 Čelní SpO2 senzor Novorozenecký wrap senzor	660/905-2	D2
	BCI (Biochem International): 6100,9100 Advisor, Autocorr, Mini Torr, Mini Torr Plus	041/471 		S0111B-L	Dospělý prstový klip	660/905-2	C0
				S0111C-L	Dětský prstový klip	660/905-2	C0
				S0111D-L	Dospělý silikonový soft	660/905-2	D2
				S0111E-L	Dětský silikonový	660/905-2	D2
				S0111F-L	Novorozenecký wrap(nedělitelný)	660/905-2	D2
				S0111G-L	Dospělý ušní klip senzor Veterinární SpO2 senzor	660/905-2	D2
				S0111I-L	Čelní SpO2 senzor Novorozenecký wrap senzor(dělitelný)	660/905-2	D2
Biolight	BLT: M66, M69(Stará verze),	429/430 		S0101B-L	Dospělý prstový klip	660/905-2	D0
				S0101C-L	Dětský prstový klip	660/905-2	D0
				S0101D-L	Dospělý silikonový soft	660/905-2	E5
				S0101E-L	Dětský silikonový	660/905-2	E5
				S0101F-L	Novorozenecký wrap(nedělitelný)	660/905-2	E5
				S0101G-L	Dospělý ušní klip senzor Veterinární SpO2 senzor	660/905-2	E5
				S0101I-L	Čelní SpO2 senzor Novorozenecký wrap senzor(dělitelný)	660/905-2	E5
	M6,M12, M69(Nová verze),	074/467 		S0029B-L	Dospělý prstový klip	660/905-2	C0
				S0029C-L	Dětský prstový klip	660/905-2	C0
				S0029D-L	Dospělý silikonový soft	660/905-2	D2
				S0029E-L	Dětský silikonový	660/905-2	D2
				S0029F-L	Novorozenecký wrap(nedělitelný)	660/905-2	D2
				S0029G-L	Dospělý ušní klip senzor Veterinární SpO2 senzor	660/905-2	D2
				S0029I-L	Čelní SpO2 senzor Novorozenecký wrap senzor(dělitelný)	660/905-2	D2
	BM3	481/482 		S0084B-L	Dospělý prstový klip	660/905-2	C0
				S0084C-L	Dětský prstový klip	660/905-2	C0
				S0084D-L	Dospělý silikonový soft	660/905-2	D2
				S0084E-L	Dětský silikonový	660/905-2	D2
				S0084F-L	Novorozenecký wrap(nedělitelný)	660/905-2	D2
				S0084G-L	Dospělý ušní klip senzor Veterinární SpO2 senzor	660/905-2	D2
				S0084I-L	Čelní SpO2 senzor Novorozenecký wrap senzor(dělitelný)	660/905-2	D2
	BM3,BM3 Plus.	521/522 		S0121B-L	Dospělý prstový klip	660/905-2	C0
				S0121C-L	Dětský prstový klip	660/905-2	C0
				S0121D-L	Dospělý silikonový soft	660/905-2	D2
				S0121E-L	Dětský silikonový	660/905-2	D2
				S0121F-L	Novorozenecký wrap(nedělitelný)	660/905-2	D2
				S0121G-L	Dospělý ušní klip senzor Veterinární SpO2 senzor	660/905-2	D2
				S0121I-L	Čelní SpO2 senzor Novorozenecký wrap senzor(dělitelný)	660/905-2	D2

Výrobce	Kompatibilní model	Konektor senzoru	OEM ozn.	Katalog. číslo	Popis	Záříč	Cen. kód
BIOSYS	BPM300	061/534 		S0065B-L	Dospělý prstový klip	660/905-2	C0
				S0065C-L	Dětský prstový klip	660/905-2	C0
				S0065D-L	Střední velikost silikonový	660/905-2	D2
				S0065P-L	Small Dospělý silikonový soft	660/905-2	D2
				S0065E-L	Dětský silikonový	660/905-2	D2
				S0065F-L	Novorozenecký wrap(nedělitelný)	660/905-2	D2
				S0065G-L	Dospělý ušní klip senzor Veterinární SpO2 senzor	660/905-2	D2
				S0065I-L	Čelní SpO2 senzor Novorozenecký wrap senzor	660/905-2	D2
BRUKER	Bruker (Odam) všechny např. DC-3002,IH,M3,	668/062 		S0071B-L	Dospělý prstový klip	660/905-2	C0
				S0071C-L	Dětský prstový klip	660/905-2	C0
				S0071D-L	Dospělý silikonový soft	660/905-2	D2
				S0071E-L	Dětský silikonový	660/905-2	D2
				S0071F-L	Novorozenecký wrap(nedělitelný)	660/905-2	D2
				S0071G-L	Dospělý ušní klip senzor Veterinární SpO2 senzor	660/905-2	D2
				S0071I-L	Čelní SpO2 senzor Novorozenecký wrap senzor(dělitelný)	660/905-2	D2
Choice	Choice : MMED6000D/D; AnKe:553; Cheersails:CSM-2000; Goldway:UT4000A. UT4000C; WanDong; Jumbor:JB9101/9105/9107; TianRong; BaoZhong; HongRunDa:EM-6; QiLan:M-III; JERRY:PM2000; JoyceTracker: BMD-50; Mindray:PM9000; Richer:RC9000; ShenMai:KP-900; Spurt:CP-1200; SHIPA: KMI-1000; ZhongHengSheng:KD580; ZhongYuan: HD-2000	074/467 		S0007B-L	Dospělý prstový klip	660/905-2	C0
				S0007C-L	Dětský prstový klip	660/905-2	C0
				S0007D-L	Dospělý silikonový soft	660/905-2	D2
				S0007E-L	Dětský silikonový	660/905-2	D2
				S0007F-L	Novorozenecký wrap(nedělitelný)	660/905-2	D2
				S0007G-L	Dospělý ušní klip senzor Veterinární SpO2 senzor	660/905-2	D2
				S0007I-L	Čelní SpO2 senzor Novorozenecký wrap senzor(dělitelný)	660/905-2	D2
Choice	NELLCOR OXIMAX modul	444/445 		S0112B-L	Dospělý prstový klip	660/905-2	D5
				S0112C-L	Dětský prstový klip	660/905-2	D0
				S0112D-L	Dospělý silikonový soft	660/905-2	F5
				S0112E-L	Dětský silikonový	660/905-2	F5
				S0112F-L	Novorozenecký wrap(nedělitelný)	660/905-2	F5
				S0112G-L	Dospělý ušní klip senzor Veterinární SpO2 senzor	660/905-2	F5
				S0112I-L	Čelní SpO2 senzor Novorozenecký wrap senzor(dělitelný)	660/905-2	F5
Creative	Creative : PC9000,UP6000 TOB-MED : TOM MS-6-P EDAN : M9 BIOACARE : BM9000 Goldway CONTEC	076/590 		S0063B-L	Dospělý prstový klip	660/905-2	C0
				S0063C-L	Dětský prstový klip	660/905-2	C0
				S0063D-L	Dospělý silikonový soft	660/905-2	D2
				S0063E-L	Dětský silikonový	660/905-2	D2
				S0063F-L	Novorozenecký wrap(nedělitelný)	660/905-2	D2
				S0063G-L	Dospělý ušní klip senzor Veterinární SpO2 senzor	660/905-2	D2
				S0063I-L	Čelní SpO2 senzor Novorozenecký wrap senzor(dělitelný)	660/905-2	D2
CRITIKON	GE Medical Systems : Critikon Dinamap 8700,8710 Critikon Dinamap 8720 Plus, Critikon Dinamap 8721,9710,9700, Critikon Dinamap 8280	392/435 	9084+8731	S0059B-L	Dospělý prstový klip	660/940-3	D0
				S0059C-L	Dětský prstový klip	660/940-3	D0
				S0059D-L	Dospělý silikonový soft	660/940-3	E5
				S0059E-L	Dětský silikonový	660/940-3	E5
				S0059F-L	Novorozenecký wrap(nedělitelný)	660/940-3	E5
				S0059G-L	Dospělý ušní klip senzor Veterinární SpO2 senzor	660/940-3	E5
				S0059I-L	Čelní SpO2 senzor Novorozenecký wrap senzor(dělitelný)	660/940-3	E5


Výrobce	Kompatibilní model	Konektor senzoru	OEM ozn.	Katalog. číslo	Popis	Záříč	Cen. kód
CSI Criticare Systems International	Alaris (IVAC):VitalCheck 4400	064/506 	511SD	S0044B-L	Dospělý prstový klip	660/905-3	C0
	CSI(Criticare Systems International)			S0044C-L	Dětský prstový klip	660/905-3	C0
	503DX,503Spot,504DX,506,506DX			S0044D-L	Dospělý silikonový soft	660/905-3	D2
				S0044P-L	Střední velikost silikonový	660/905-3	D2
	507ELC2 ScholarIII,8100Poet Plus,			S0044E-L	Dětský silikonový	660/905-3	D2
	Poet (602-3A) (senzor + Cable),			S0044F-L	Novorozenecký wrap(nedělitelný)	660/905-3	D2
	Scholar (senzor + Cable)			S0044G-L	Dospělý ušní klip senzor Veterinární SpO2 senzor	660/905-3	D2
				S0044I-L	Čelní SpO2 senzor Novorozenecký wrap senzor	660/905-3	D2
			511-10L	S0100B-L	Dospělý prstový klip	660/905-3	D0
				S0100C-L	Dětský prstový klip	660/905-3	D0
				S0100D-L	Dospělý silikonový soft	660/905-3	E5
				S0100E-L	Dětský silikonový	660/905-3	E5
				S0100F-L	Novorozenecký wrap(nedělitelný)	660/905-3	E5
				S0100G-L	Dospělý ušní klip senzor Veterinární SpO2 senzor	660/905-3	E5
				S0100I-L	Čelní SpO2 senzor Novorozenecký wrap senzor(dělitelný)	660/905-3	E5
	CSI (Criticare Systems International) Scholar, Poet(602-3A), 1100,581, 508, 507,507SD, 504, 503, 501; 110-3 Originál č.: CSI511-10L Mindray/:500A,508,509,	454/455 	0020-00-071-01	S0052B-L	Dospělý prstový klip	660/940-3	C0
				S0052C-L	Dětský prstový klip	660/940-3	C0
				S0052D-L	Dospělý silikonový soft	660/940-3	D2
				S0052E-L	Dětský silikonový	660/940-3	D2
				S0052F-L	Novorozenecký wrap(nedělitelný)	660/940-3	D2
DATASCOPE	Datascope:Accutorr 3/4 SAT Accutorr Plus, Passport (Database SpO2) Kompatibilní s 0020-00-071-01	068/492 		S0052G-L	Dospělý ušní klip senzor Veterinární SpO2 senzor	660/940-3	D2
				S0052I-L	Čelní SpO2 senzor Novorozenecký wrap senzor(dělitelný)	660/940-3	D2
			OXY-F4-N	S0036B-L	Dospělý prstový klip	660/905-2	C0
				S0036C-L	Dětský prstový klip	660/905-2	C0
				S0036D-L	Dospělý silikonový soft	660/905-2	D2
DATEX	Datex:AS/3,CS/3,CH/S,CH/2S,CH-RS, CG/2S,Cardiicap I,Cardiicap II, Cardiicap 5, Capnomac Ultima, Light Monitor, M-Estpr, Oscar II, OSP-200, Satlite Trans, Satlite Trans Plus, System 5, ULTS00, Originální tovární kód :SAF-F4	191/431 		S0036E-L	Dětský silikonový	660/905-2	D2
				S0036F-L	Novorozenecký wrap(nedělitelný)	660/905-2	D2
			OXY-E4-N	S0036G-L	Dospělý ušní klip senzor Veterinární SpO2 senzor	660/905-2	D2
				S0036I-L	Čelní SpO2 senzor Novorozenecký wrap senzor(dělitelný)	660/905-2	D2
			OXY-F4-H	S0014B-L	Dospělý prstový klip	660/940-3	C0
OHMEDA	Datex-Ohmeda:3740, 3710, 4700 OxiCap, 5250RGM, Biox 3760, Ohmeda 3700, 3770,3775, Rascal II), GE Medical Systems :7000 Series, Corometrics 511, TRAM A.R. , TRAM Modular x00SL Series), Mennen:Horizon XL800 (Ohmeda SpO2)	072/446 		S0014C-L	Dětský prstový klip	660/940-3	C0
				S0014D-L	Dospělý silikonový soft	660/940-3	D2
				S0014E-L	Dětský silikonový	660/940-3	D2
			OXY-W4-H	S0014F-L	Novorozenecký wrap(nedělitelný)	660/940-3	D2
			OXY-E4-H	S0014G-L	Dospělý ušní klip senzor Veterinární SpO2 senzor	660/940-3	D2
GE Ohmeda	senzor pro GE Ohmeda TruSat™ pulzní oxymetr:	313/486 		S0014I-L	Čelní SpO2 senzor Novorozenecký wrap senzor(dělitelný)	660/940-3	D2
			OXY-F4-MC	S0127B-L	Dospělý prstový klip	660/905-2	E0
				S0127C-L	Dětský prstový klip	660/905-2	E0
				S0127D-L	Dospělý silikonový soft	660/905-2	F5
				S0127E-L	Dětský silikonový	660/905-2	F0
DOLPHIN (OSI)	Dolphin ONE Oximeters 2150, 2100 Kompatibilní s :2G00751. Originální tovární kód : 201 Originální tovární kód : 360 *digital PD output directly DS.	388/488 		S0127F-L	Novorozenecký wrap(nedělitelný)	660/905-2	F0
			OXY-E4-MC	S0127G-L	Dospělý ušní klip senzor Veterinární SpO2 senzor	660/905-2	F0
				S0127I-L	Čelní SpO2 senzor Novorozenecký wrap senzor(dělitelný)	660/905-2	F0
			210	S0099B-L	Dospělý prstový klip	660/905-4	D8
				S0099C-L	Dětský prstový klip	660/905-4	D9
DOLPHIN (OSI)				S0099D-L	Dospělý silikonový soft	660/905-4	D0
				S0099E-L	Dětský silikonový	660/905-4	D0
			360	S0099F-L	Novorozenecký wrap(nedělitelný)	660/905-2	D0
				S0099G-L	Dospělý ušní klip senzor Veterinární SpO2 senzor	660/905-2	D0
				S0099I-L	Čelní SpO2 senzor Novorozenecký wrap senzor(dělitelný)	660/905-2	D0

Výrobce	Kompatibilní model	Konektor senzoru	OEM ozn.	Katalog. číslo	Popis	Záříč	Cen. kód
GE-marquette (masim modul)	Dash2000,2500,3000,4000 Solar7000,8000, Eagle1000.3000.Smk.SMV 	069/422 		S0025B-L	Dospělý prstový klip	660/905-2	D5
				S0025C-L	Dětský prstový klip	660/905-2	D0
				S0025D-L	Dospělý silikonový soft	660/905-2	E5
				S0025P-L	Střední velikost silikonový	660/905-2	E7
				S0025E-L	Dětský silikonový	660/905-2	E0
				S0025F-L	Novorozenecký wrap(nedělitelný)	660/905-2	E0
				S0025G-L	Dospělý ušní klip senzor Veterinární SpO2 senzor	660/905-2	E0
				S0025I-L	Čelní SpO2 senzor Novorozenecký wrap senzor(dělitelný)	660/905-2	E0
GE-marquette (Nelcor modul)	GE Medical Systems:Eagle Dash,SOLAR Series TRAM Modular x50SL Series	712/713 		S0002B-L	Dospělý prstový klip	660/905-2	C0
				S0002C-L	Dětský prstový klip	660/905-2	C0
				S0002D-L	Dospělý silikonový soft	660/905-2	D2
				S0002E-L	Dětský silikonový	660/905-2	D2
				S0002F-L	Novorozenecký wrap(nedělitelný)	660/905-2	D2
				S0002G-L	Dospělý ušní klip senzor Veterinární SpO2 senzor	660/905-2	D2
GE-Medical (Oxi-tech)	Dash2500 (oxima-tech) REF 2021406-001 + DS-100A	075/379 		S0122B-L	Dospělý prstový klip	660/905-2	E0
				S0122C-L	Dětský prstový klip	660/905-2	E0
				S0122D-L	Dospělý silikonový soft	660/905-2	F5
				S0122E-L	Dětský silikonový	660/905-2	F0
				S0122F-L	Novorozenecký wrap(nedělitelný)	660/905-2	F0
				S0122G-L	Dospělý ušní klip senzor Veterinární SpO2 senzor	660/905-2	F0
GE Medical Datex-Ohmeda	senzor řešení pro Datex-Ohmeda S/5 FM ports, Datex-ohmeda: F-CU5	379/594 		S0128B-L	Dospělý prstový klip	660/905-2	E0
				S0128C-L	Dětský prstový klip	660/905-2	E0
				S0128D-L	Dospělý silikonový soft	660/905-2	F5
				S0128E-L	Dětský silikonový	660/905-2	F0
				S0128F-L	Novorozenecký wrap(nedělitelný)	660/905-2	F0
				S0128G-L	Dospělý ušní klip senzor Veterinární SpO2 senzor	660/905-2	F0
GOLDWAY	4000F	044 		S0038B-L	Dospělý prstový klip	660/905-2	D0
				S0038C-L	Dětský prstový klip	660/905-2	D0
				S0038D-L	Dospělý silikonový soft	660/905-2	E5
				S0038E-L	Dětský silikonový	660/905-2	E5
				S0038F-L	Novorozenecký wrap(nedělitelný)	660/905-2	E5
				S0038G-L	Dospělý ušní klip senzor Veterinární SpO2 senzor	660/905-2	E5
	GOLDWAY:UT4000A, UT4000C PACE TECH	074/467 		S0007B-L	Dospělý prstový klip	660/905-2	C0
				S0007C-L	Dětský prstový klip	660/905-2	C0
				S0007D-L	Dospělý silikonový soft	660/905-2	D2
				S0007E-L	Dětský silikonový	660/905-2	D2
				S0007F-L	Novorozenecký wrap(nedělitelný)	660/905-2	D2
				S0007G-L	Dospělý ušní klip senzor Veterinární SpO2 senzor	660/905-2	D2
	4000B	753/436 		S0061B-L	Dospělý prstový klip	660/905-2	C0
				S0061C-L	Dětský prstový klip	660/905-2	C0
				S0061D-L	Dospělý silikonový soft	660/905-2	D2
				S0061E-L	Dětský silikonový	660/905-2	D2
				S0061F-L	Novorozenecký wrap(nedělitelný)	660/905-2	D2
				S0061G-L	Dospělý ušní klip senzor Veterinární SpO2 senzor	660/905-2	D2
Hellige	Servomed 4.Generation SCP 844,851,852; SCS 804; SMK 151,153,154,155-1,156,157, SMK181,182,SMV 104T,107,111,168;SMS316; SMC108;SMV104,Servomed N4, Servocard, Serie Cardioserv,Vicom SM,SMU 511,611,612,630 Serie SMK-200, SMK210,211,230,231,240,250, Pepita 203, R204,204R,205, Pepita 205R	620 		S0006B-L	Dospělý prstový klip	660/905-2	D5
				S0006C-L	Dětský prstový klip	660/905-2	D0
				S0006D-L	Dospělý silikonový soft	660/905-2	E5
				S0006E-L	Dětský silikonový	660/905-2	E0
				S0006F-L	Novorozenecký wrap(nedělitelný)	660/905-2	E0
				S0006G-L	Dospělý ušní klip senzor Veterinární SpO2 senzor	660/905-2	E0
				S0006I-L	Čelní SpO2 senzor Novorozenecký wrap senzor(dělitelný)	660/905-2	E0

Výrobce	Kompatibilní model	Konektor senzoru	OEM ozn.	Katalog. číslo	Popis	Záříč	Cen. kód
INVIVO (Masimo modul)	M8	483/484 		S0094B-L	Dospělý prstový klip	660/905-2	D0
				S0094C-L	Dětský prstový klip	660/905-2	D0
				S0094D-L	Dospělý silikonový soft	660/905-2	E5
				S0094P-L	Střední velikost silikonový	660/905-2	E7
				S0094E-L	Dětský silikonový	660/905-2	E5
				S0094F-L	Novorozenecký wrap(nedělitelný)	660/905-2	E5
				S0094G-L	Dospělý ušní klip senzor Veterinární SpO2 senzor	660/905-2	E5
				S0094I-L	Čelní SpO2 senzor Novorozenecký wrap senzor	660/905-2	E5
INVIVO (Nellocr modul)	4500,4500Plus,Millenia, Omega1445,Omn-TrakTVS, Sat Scout Originální číslo kabelu 9383	392/435 	9383	S0083B-L	Dospělý prstový klip	660/905-2	D0
				S0083C-L	Dětský prstový klip	660/905-2	D0
				S0083D-L	Dospělý silikonový soft	660/905-2	E5
				S0083E-L	Dětský silikonový	660/905-2	E5
				S0083F-L	Novorozenecký wrap(nedělitelný)	660/905-2	E5
				S0083G-L	Dospělý ušní klip senzor Veterinární SpO2 senzor	660/905-2	E5
				S0083I-L	Čelní SpO2 senzor Novorozenecký wrap senzor(dělitelný)	660/905-2	E5
Kernel Medical	KN601M	074/467 		S0057B-L	Dospělý prstový klip	660/905-2	C0
				S0057C-L	Dětský prstový klip	660/905-2	C0
				S0057D-L	Dospělý silikonový soft	660/905-2	D2
				S0057E-L	Dětský silikonový	660/905-2	D2
				S0057F-L	Novorozenecký wrap(nedělitelný)	660/905-2	D2
				S0057G-L	Dospělý ušní klip senzor Veterinární SpO2 senzor	660/905-2	D2
				S0057I-L	Čelní SpO2 senzor Novorozenecký wrap senzor(dělitelný)	660/905-2	D2
KONTRON	Kontron:7138,7840,7845, Minimon7137 Micromon,Supermon,Kolormon, Trakmon Originální číslo kabelu 0608010	070 	0608010	S0019B-L	Dospělý prstový klip	660/905-2	C0
				S0019C-L	Dětský prstový klip	660/905-2	C0
				S0019D-L	Dospělý silikonový soft	660/905-2	D2
				S0019E-L	Dětský silikonový	660/905-2	D2
				S0019F-L	Novorozenecký wrap(nedělitelný)	660/905-2	D2
				S0019G-L	Dospělý ušní klip senzor Veterinární SpO2 senzor	660/905-2	D2
				S0019I-L	Čelní SpO2 senzor Novorozenecký wrap senzor(dělitelný)	660/905-2	D2
LOHMEIER	Lohmeier:Monitor M010 Originální číslo senzoru 6051-0000-035	066/497 	6051-0000-035	S0102B-L	Dospělý prstový klip	660/940-3	F5
				S0102C-L	Dětský prstový klip	660/940-3	F0
				S0102D-L	Dospělý silikonový soft	660/940-3	H5
				S0102E-L	Dětský silikonový	660/940-3	H5
				S0102F-L	Novorozenecký wrap(nedělitelný)	660/940-3	H5
				S0102G-L	Dospělý ušní klip senzor Veterinární SpO2 senzor	660/940-3	H5
				S0102I-L	Čelní SpO2 senzor Novorozenecký wrap senzor(dělitelný)	660/940-3	H5
M&B electric Joinscience	M&B:CD2000 , MB526T Joinscience:CD2000	469/470 		S0093B-L	Dospělý prstový klip	660/905-2	C0
				S0093C-L	Dětský prstový klip	660/905-2	C0
				S0093D-L	Dospělý silikonový soft	660/905-2	D2
				S0093E-L	Dětský silikonový	660/905-2	D2
				S0093F-L	Novorozenecký wrap(nedělitelný)	660/905-2	D2
				S0093G-L	Dospělý ušní klip senzor Veterinární SpO2 senzor	660/905-2	D2
				S0093I-L	Čelní SpO2 senzor Novorozenecký wrap senzor(dělitelný)	660/905-2	D2
MASIM	Masim all MDE:EscortII OPT30:Prism GE Marquette: Pro1000,V300 , INVIVO:T8 , Schiller: , ZOLL: , Datascope: Trio,Passport2, * pouze renovace nebo oprava	403/434 		S0020B-L	Dospělý prstový klip	660/905-2	D0
				S0020C-L	Dětský prstový klip	660/905-2	E1
				S0020D-L	Dospělý silikonový soft	660/905-2	E5
				S0020E-L	Dětský silikonový	660/905-2	E0
				S0020F-L	Novorozenecký wrap(nedělitelný)	660/905-2	E0
				S0020G-L	Dospělý ušní klip senzor Veterinární SpO2 senzor	660/905-2	E0
				S0020I-L	Čelní SpO2 senzor Novorozenecký wrap senzor(dělitelný)	660/905-2	E0

Výrobce	Kompatibilní model	Konektor senzoru	OEM ozn.	Katalog. číslo	Popis	Záříč	Cen. kód
MEK (CSI modul)	REF: MIS3AH_1 MEK ICS: MP1000NT TYPE: MEK (CSI modul)	212 	MIS3AH_1	S0115B-L	Dospělý prstový klip	660/940-3	C0
				S0115C-L	Dětský prstový klip	660/940-3	C0
				S0115D-L	Dospělý silikonový soft	660/940-3	D2
				S0115P-L	Střední velikost silikonový	660/940-3	D2
				S0115E-L	Dětský silikonový	660/940-3	D2
				S0115F-L	Novorozenecký wrap(nedělitelný)	660/940-3	D2
				S0115G-L	Dospělý ušní klip senzor Veterinární SpO2 senzor	660/940-3	D2
				S0115I-L	Čelní SpO2 senzor Novorozenecký wrap senzor(dělitelný)	660/940-3	D2
	MP-100, MP110, MP400, MP500,MP600,MP1000 (CSI modul)	078/056 		S0018B-L	Dospělý prstový klip	660/940-3	C0
				S0018C-L	Dětský prstový klip	660/940-3	C0
				S0018D-L	Dospělý silikonový soft	660/940-3	D2
				S0018E-L	Dětský silikonový	660/940-3	D2
				S0018F-L	Novorozenecký wrap(nedělitelný)	660/940-3	D2
				S0018G-L	Dospělý ušní klip senzor Veterinární SpO2 senzor	660/940-3	D2
				S0018I-L	Čelní SpO2 senzor Novorozenecký wrap senzor(dělitelný)	660/940-3	D2
MEK (Nelcor modul)	MP1000,(Nelcor modul)	212 		S0144B-L	Dospělý prstový klip	660/905-2	D0
				S0144C-L	Dětský prstový klip	660/905-2	D0
				S0144D-L	Dospělý silikonový soft	660/905-2	E5
				S0144P-L	Střední velikost silikonový	660/905-2	E7
				S0144E-L	Dětský silikonový	660/905-2	E5
				S0144F-L	Novorozenecký wrap(nedělitelný)	660/905-2	E5
				S0144G-L	Dospělý ušní klip senzor Veterinární SpO2 senzor	660/905-2	E5
				S0144I-L	Čelní SpO2 senzor Novorozenecký wrap senzor(dělitelný)	660/905-2	E5
Mennen medical	Horizon2000	584 		S0103B-L	Dospělý prstový klip	660/905-2	E0
				S0103C-L	Dětský prstový klip	660/905-2	E0
				S0103D-L	Dospělý silikonový soft	660/905-2	F5
				S0103E-L	Dětský silikonový	660/905-2	F5
				S0103F-L	Novorozenecký wrap(nedělitelný)	660/905-2	F5
				S0103G-L	Dospělý ušní klip senzor Veterinární SpO2 senzor	660/905-2	F5
				S0103I-L	Čelní SpO2 senzor Novorozenecký wrap senzor(dělitelný)	660/905-2	F5
				S0009B-L	Dospělý prstový klip	660/905-2	J0
				S0009C-L	Dětský prstový klip	660/905-2	J0
				S0009D-L	Dospělý silikonový soft	660/905-2	J0
				S0009E-L	Dětský silikonový	660/905-2	J0
				S0009F-L	Novorozenecký wrap(nedělitelný)	660/905-2	J0
				S0009G-L	Dospělý ušní klip senzor Veterinární SpO2 senzor	660/905-2	J0
				S0009I-L	Čelní SpO2 senzor Novorozenecký wrap senzor(dělitelný)	660/905-2	J0
MINDRAY	Mindray: PM9000 *(BCI modul)	074/467 		S0007B-L	Dospělý prstový klip	660/905-2	C0
				S0007C-L	Dětský prstový klip	660/905-2	C0
				S0007D-L	Dospělý silikonový soft	660/905-2	D2
				S0007E-L	Dětský silikonový	660/905-2	D2
				S0007F-L	Novorozenecký wrap(nedělitelný)	660/905-2	D2
				S0007G-L	Dospělý ušní klip senzor Veterinární SpO2 senzor	660/905-2	D2
				S0007I-L	Čelní SpO2 senzor Novorozenecký wrap senzor(dělitelný)	660/905-2	D2
	Mindray: VS800 (Mindray modul), Kontron:7138,7840,7845 ChaoLiDe ,JinKeWei, QiLan BangJian:BM9000 Creative/:PC9000,UP6000	378/200 	0010-20 42594 + 512D	S0040B-L	Dospělý prstový klip	660/905-2	C0
				S0040C-L	Dětský prstový klip	660/905-2	C0
				S0040D-L	Dospělý silikonový soft	660/905-2	D2
				S0040E-L	Dětský silikonový	660/905-2	D2
				S0040F-L	Novorozenecký wrap(nedělitelný)	660/905-2	D2
				S0040G-L	Dospělý ušní klip senzor Veterinární SpO2 senzor	660/905-2	D2
				S0040I-L	Čelní SpO2 senzor Novorozenecký wrap senzor(dělitelný)	660/905-2	D2
	PM600	378/200 		S0016B-L	Dospělý prstový klip	660/905-2	C0
				S0016C-L	Dětský prstový klip	660/905-2	C0
				S0016D-L	Dospělý silikonový soft	660/905-2	D2
				S0016E-L	Dětský silikonový	660/905-2	D2
				S0016F-L	Novorozenecký wrap(nedělitelný)	660/905-2	D2
				S0016G-L	Dospělý ušní klip senzor Veterinární SpO2 senzor	660/905-2	D2
				S0016I-L	Čelní SpO2 senzor Novorozenecký wrap senzor(dělitelný)	660/905-2	D2

Výrobce	Kompatibilní model	Konektor senzoru	OEM ozn.	Katalog. číslo	Popis	Záříč	Cen. kód
MINDRAY (Nellcor modul)	VS800(Nellcor oximax), 8002, 9201, PM7000(Since Jan. 2006) patientský monitor s modulem Nellcor a s 6pin zástrčkou (80° mezi 2piny)	387 	0010-20-42595(E)	S0129B-L	Dospělý prstový klip	660/905-2	D3
				S0129C-L	Dětský prstový klip	660/905-2	D3
				S0129D-L	Dospělý silikonový soft	660/905-2	D5
				S0129P-L	Střední velikost silikonový	660/905-2	D7
				S0129E-L	Dětský silikonový	660/905-2	D8
				S0129F-L	Novorozenecký wrap(nedělitelný)	660/905-2	D8
				S0129G-L	Dospělý ušní klip senzor Veterinární SpO2 senzor	660/905-2	E2
				S0129I-L	Čelní SpO2 senzor Novorozenecký wrap senzor(dělitelný)	660/905-2	E2
MINDRAY (Masim modul)	VS800 *(Masimo modul)	387 	0010-20-42595	S0134B-L	Dospělý prstový klip	660/905-2	D5
				S0134C-L	Dětský prstový klip	660/905-2	D5
				S0134D-L	Dospělý silikonový soft	660/905-2	D8
				S0134E-L	Dětský silikonový	660/905-2	D8
				S0134F-L	Novorozenecký wrap(nedělitelný)	660/905-2	D8
				S0134G-L	Dospělý ušní klip senzor Veterinární SpO2 senzor	660/905-2	E2
				S0134I-L	Čelní SpO2 senzor Novorozenecký wrap senzor(dělitelný)	660/905-2	E2
MINDRAY (Masim modul)	PM9000,9100,9200, PM-6201,7000,8000,M1K0,M2K0 (before 2006,Jan.) *Radel 2bit-40° plug (general) *(Masimo modul)	241/569 	0010-30-42602	S0013B-L	Dospělý prstový klip	660/905-2	C0
				S0013C-L	Dětský prstový klip	660/905-2	C0
				S0013D-L	Dospělý silikonový soft	660/905-2	D2
				S0013E-L	Dětský silikonový	660/905-2	D2
				S0013F-L	Novorozenecký wrap(nedělitelný)	660/905-2	D2
				S0013G-L	Dospělý ušní klip senzor Veterinární SpO2 senzor	660/905-2	D2
				S0013I-L	Čelní SpO2 senzor Novorozenecký wrap senzor(dělitelný)	660/905-2	D2
	PM9000express(Masim), PM8002,9201(PM-6201,7000,8000,M1K0,M2K0 since 2006), T8, Marketing:SFDA,CE,FDA OEM No.0010-30-42625	241/569 	0010-30-42625	S0116B-L	Dospělý prstový klip	660/905-2	D5
				S0116C-L	Dětský prstový klip	660/905-2	D5
				S0116D-L	Dospělý silikonový soft	660/905-2	D8
				S0116E-L	Dětský silikonový	660/905-2	D8
				S0116F-L	Novorozenecký wrap(nedělitelný)	660/905-2	D8
				S0116G-L	Dospělý ušní klip senzor Veterinární SpO2 senzor	660/905-2	E2
				S0116I-L	Čelní SpO2 senzor Novorozenecký wrap senzor(dělitelný)	660/905-2	E2
MINDRAY	Mindray:509B,500A,PM9000 Goldway:Industrial, UT4000 *Markets: China	429/430 		S0053B-L	Dospělý prstový klip	660/905-2	D3
				S0053C-L	Dětský prstový klip	660/905-2	D3
				S0053D-L	Dospělý silikonový soft	660/905-2	D5
				S0053E-L	Dětský silikonový	660/905-2	D8
				S0053F-L	Novorozenecký wrap(nedělitelný)	660/905-2	D8
				S0053G-L	Dospělý ušní klip senzor Veterinární SpO2 senzor	660/905-2	E2
				S0053I-L	Čelní SpO2 senzor Novorozenecký wrap senzor(dělitelný)	660/905-2	E2
	MEC-509,509+,503,507	451/452 		S0011B-L	Dospělý prstový klip	660/940-3	D0
				S0011C-L	Dětský prstový klip	660/940-3	D0
				S0011D-L	Dospělý silikonový soft	660/940-3	E5
				S0011E-L	Dětský silikonový	660/940-3	E5
				S0011F-L	Novorozenecký wrap(nedělitelný)	660/940-3	E5
				S0011G-L	Dospělý ušní klip senzor Veterinární SpO2 senzor	660/940-3	E5
				S0011I-L	Čelní SpO2 senzor Novorozenecký wrap senzor(dělitelný)	660/940-3	E5
	Mindray/: PM5000,PM6000. *(BCI modul)	424/425 		S0045B-L	Dospělý prstový klip	660/905-2	D0
				S0045C-L	Dětský prstový klip	660/905-2	D0
				S0045D-L	Dospělý silikonový soft	660/905-2	E5
				S0045E-L	Dětský silikonový	660/905-2	E5
				S0045F-L	Novorozenecký wrap(nedělitelný)	660/905-2	E5
				S0045G-L	Dospělý ušní klip senzor Veterinární SpO2 senzor	660/905-2	E5
				S0045I-L	Čelní SpO2 senzor Novorozenecký wrap senzor(dělitelný)	660/905-2	E5
MINDRAY (Masim modul)	Mindray/: PM6000. *Markets: China, CE, FDA *(Masim modul)	412/425 		S0012B-L	Dospělý prstový klip	660/905-2	D0
				S0012C-L	Dětský prstový klip	660/905-2	D0
				S0012D-L	Dospělý silikonový soft	660/905-2	E5
				S0012E-L	Dětský silikonový	660/905-2	E5
				S0012F-L	Novorozenecký wrap(nedělitelný)	660/905-2	E5
				S0012G-L	Dospělý ušní klip senzor Veterinární SpO2 senzor	660/905-2	E5
				S0012I-L	Čelní SpO2 senzor Novorozenecký wrap senzor(dělitelný)	660/905-2	E5


Výrobce	Kompatibilní model	Konektor senzoru	OEM ozn.	Katalog. číslo	Popis	Záříč	Gen. kód	
NELLCOR (OXI-TECH)	*OXI TECH N550, N595, N560	393/501 	DOC10+DS100A	S0117B-L	 Dospělý prstový klip	660/905-2	E5	
				S0117C-L	 Dětský prstový klip	660/905-2	E6	
				S0117D-L	 Dospělý silikonový soft	660/905-2	E0	
				S0117P-L	 Střední velikost silikonový	660/905-2	E0	
				S0117E-L	 Dětský silikonový	660/905-2	E0	
				S0117F-L	 Novorozenecký wrap (nedělitelný)	660/905-2	E0	
				S0117G-L	 Dospělý ušní klip senzor Veterinární SpO2 senzor	660/905-2	F5	
				S0117I-L	 Čelní SpO2 senzor Novorozenecký wrap senzor	660/905-2	F5	
NELLCOR	Datascope: Accutorr Plus (Nellcor) Nellcor: NPB-290/5, N-390, , N-395, N-3000, N-6000, NPB-290/5, N-390, N-395, N-3000, N-6000, Nihon Kohden: BSM-4104A, BSM-4114A, Colin BP88/306	438/439 	SCP10+DS100A	S0001B-L	Dospělý prstový klip	660/905-2	D0	
				S0001C-L	Dětský prstový klip	660/905-2	D0	
				S0001D-L	Dospělý silikonový soft	660/905-2	E5	
				S0001E-L	Dětský silikonový	660/905-2	E5	
				S0001F-L	Novorozenecký wrap (nedělitelný)	660/905-2	E5	
				S0001G-L	Dospělý ušní klip senzor Veterinární SpO2 senzor	660/905-2	E5	
				S0001I-L	Čelní SpO2 senzor Novorozenecký wrap senzor (dělitelný)	660/905-2	E0	
	<u>Artema: Diascope Datascope: Accutorr Plus, Expert, Passport; Dräger: Cicero, Narkomed, Vitalert 1000 GEMS: Corometrics 118, 120, 129, 188, 510, 556; GEMS: Critikon 9710, 9720 Plus, Compact, Dinamap Select, MPS , Oxyshuttle, Pro 300/400 (non-OxiMax®); GEMS: Eagle Series, Dash Series, Hellige Eagle 1000, 3000, Eagle SMK , SMU, SMV, SOLAR Series, TRAM Modular x50SL Series; Invivo Resušních: M12 (Nellcor® SpO2), Millennia 4500 Plus 2; Invivo/M.D.E.: Escort 100 OPT11A, Escort 300A, Escort II OPT30, Prism (Nellcor® SpO2); Ivy Biomedical: 405A, 405D, 405P, 405T, Vital-Guard 450 CN ; Mennen: Horizon XL (Nellcor® SpO2) , MR 1300 Mercury 1200; Nellcor®: N100 (req. preamp cable), N180, N200 (req. preamp cable), N-20, NPB-40, NPB-75, NPB-290/5 , N-390, N-395, N-3000, N-6000; Nihon Kohden: BSM-1102 LifeScope EC, BSM-2304 iPro (LifeScope i), BSM-4102 Procyon LT (LifeScope P), BSM-4104 Procyon (LifeScope P), BSM-4112 Procyon LT (LifeScope P), BSM-4114 Procyon (LifeScope P), BSM-9510 LifeScope M (Nellcor® SpO2), OGS-2000 PocketCare (Nellcor® SpO2); Pace Tech: Vitalmax 800 Series (black face, Nellcor® SpO2);</u>		EC8+DS100A	S0010B-L	Dospělý prstový klip	660/905-2	C0	
				S0010C-L	Dětský prstový klip	660/905-2	C0	
				S0010D-L	Dospělý silikonový soft	660/905-2	D2	
				S0010E-L	Dětský silikonový	660/905-2	D2	
				S0010F-L	Novorozenecký wrap (nedělitelný)	660/905-2	D2	
				S0010G-L	Dospělý ušní klip senzor Veterinární SpO2 senzor	660/905-2	D2	
				S0010I-L	Čelní SpO2 senzor Novorozenecký wrap senzor (dělitelný)	660/905-2	D2	
								
								
	NELLCOR (OXI TECH)	Všechny Nellcor & Nellcor příslušenství pro přístroje, jež nejsou v seznamu výše mimo GE Medical Dash2500, 3000	111/049 	DEC8+DS100A	S0026B-L	Dospělý prstový klip	660/905-2	E2
					S0026C-L	Dětský prstový klip	660/905-2	E3
					S0026D-L	Dospělý silikonový soft	660/905-2	E5
					S0026E-L	Dětský silikonový	660/905-2	E5
				S0026F-L	Novorozenecký wrap (nedělitelný)	660/905-2	E0	
				S0026G-L	Dospělý ušní klip senzor Veterinární SpO2 senzor	660/905-2	F5	
				S0026I-L	Čelní SpO2 senzor Novorozenecký wrap senzor (dělitelný)	660/905-2	F5	
NIHON KOHDEN	Nihon Kohden: AL-800PA modul BSM-1101 LifeScope EC , BSM-2101/2 LifeScope L , BSM-3101 LifeScope LC , BSM-7100/7200 LifeScope 8 , BSM-8200/1 LifeScope 12 , SM-8800 LifeScope14, OLV-1100A	047/442 	TL-101S	S0069B-L	Dospělý prstový klip	660/940-3	D5	
				S0069C-L	Dětský prstový klip	660/940-3	D0	
				S0069D-L	Dospělý silikonový soft	660/940-3	E5	
				S0069E-L	Dětský silikonový	660/940-3	E5	
				S0069F-L	Novorozenecký wrap (nedělitelný)	660/940-3	E0	
				S0069G-L	Dospělý ušní klip senzor Veterinární SpO2 senzor	660/940-3	E0	
				S0069I-L	Čelní SpO2 senzor Novorozenecký wrap senzor (dělitelný)	660/940-3	E0	

Výrobce	Kompatibilní model	Konektor senzoru	OEM ozn.	Katalog. číslo	Popis	Záříč	Cen. kód
NIHON KOHDEN	Pacientský monitor: BSM-4101, 4103, 4111, 4113 Life scope P BSM-5105, 5135 Life scope A BSM-2351, 2353 Life scope L BSM-2301, 2303 Life scope I	214/586 	TL-201T	S0005B-L	Dospělý prstový klip	660/940-3	H5
				S0005C-L	Dětský prstový klip	660/940-3	H0
				S0005D-L	Dospělý silikonový soft	660/940-3	I0
				S0005P-L	Střední velikost silikonový	660/940-3	I0
				S0005E-L	Dětský silikonový	660/940-3	I0
				S0005F-L	Novorozenecký wrap(nedělitelný)	660/940-3	I0
				S0005G-L	Dospělý ušní klip senzor Veterinární SpO2 senzor	660/940-3	J0
				S0005I-L	Čelní SpO2 senzor Novorozenecký wrap senzor(dělitelný)	660/940-3	J0
NONIN	8600 series, 8500, 8700, 8800, 96 009 700	746/747 		S0109B-L	Dospělý prstový klip	660/905-2	D0
				S0109C-L	Dětský prstový klip	660/905-2	D0
				S0109D-L	Dospělý silikonový soft	660/905-2	E5
				S0109E-L	Dětský silikonový	660/905-2	E5
				S0109F-L	Novorozenecký wrap(nedělitelný)	660/905-2	E5
				S0109G-L	Dospělý ušní klip senzor Veterinární SpO2 senzor	660/905-2	E0
	NONIN: 8500, 8600, 8700, 8800 NONIN: 2500	065/419 		S0109I-L	Čelní SpO2 senzor Novorozenecký wrap senzor(dělitelný)	660/905-2	E0
			8000AA	S0080B-L	Dospělý prstový klip	660/905-2	C0
			8000AP	S0080C-L	Dětský prstový klip	660/905-2	C0
			8000AA	S0080D-L	Dospělý silikonový soft	660/905-2	D2
			8000AP	S0080E-L	Dětský silikonový	660/905-2	D2
				S0080F-L	Novorozenecký wrap(nedělitelný)	660/905-2	D2
	8604, 8604D	045 		S0080G-L	Dospělý ušní klip senzor Veterinární SpO2 senzor	660/905-2	D2
				S0080I-L	Čelní SpO2 senzor Novorozenecký wrap senzor(dělitelný)	660/905-2	D2
				S0106B-L	Dospělý prstový klip	660/905-2	D0
				S0106C-L	Dětský prstový klip	660/905-2	D0
				S0106D-L	Dospělý silikonový soft	660/905-2	E5
				S0106E-L	Dětský silikonový	660/905-2	E5
NOVAMETRIX	Novamatrix: 505, 510, 511, 515B/C, 520 7000, 7100, Oxypleth ; Originál č.: : 8776-00 Spacelabs: 90351-D/G , 90465, 90466, 90467, 90489, 90651-07/08 , Originál č.: : 8776-00	071/474 	8776-00	S0062B-L	Dospělý prstový klip	660/940-3	C0
				S0062C-L	Dětský prstový klip	660/940-3	C0
			8776-00	S0062D-L	Dospělý silikonový soft	660/940-3	D2
				S0062E-L	Dětský silikonový	660/940-3	D2
				S0062F-L	Novorozenecký wrap(nedělitelný)	660/940-3	D2
				S0062G-L	Dospělý ušní klip senzor Veterinární SpO2 senzor	660/940-3	D2
				S0062I-L	Čelní SpO2 senzor Novorozenecký wrap senzor(dělitelný)	660/940-3	D2
PACE TECH Generra	Generra : 710, 200, 300, 400, 810, 530 PACE TECH : Modell 520 . All w/ black face (mimo Vitalmax 800w/ Nellcor® SpO2)	216 	4510+3044	S0082B-L	Dospělý prstový klip	660/905-2	D0
				S0082C-L	Dětský prstový klip	660/905-2	E5
			4510+3044	S0082D-L	Dospělý silikonový soft	660/905-2	E5
				S0082E-L	Dětský silikonový	660/905-2	E5
				S0082F-L	Novorozenecký wrap(nedělitelný)	660/905-2	E5
				S0082G-L	Dospělý ušní klip senzor Veterinární SpO2 senzor	660/905-2	E0
	Generra	041 		S0082I-L	Čelní SpO2 senzor Novorozenecký wrap senzor(dělitelný)	660/905-2	E0
				S0091B-L	Dospělý prstový klip	660/905-2	C0
				S0091C-L	Dětský prstový klip	660/905-2	C0
				S0091D-L	Dospělý silikonový soft	660/905-2	D2
				S0091E-L	Dětský silikonový	660/905-2	D2
				S0091F-L	Novorozenecký wrap(nedělitelný)	660/905-2	D2
				S0091G-L	Dospělý ušní klip senzor Veterinární SpO2 senzor	660/905-2	D2
				S0091I-L	Čelní SpO2 senzor Novorozenecký wrap senzor(dělitelný)	660/905-2	D2
PALCO	Palco: všechny typy	217/512 		S0079B-L	Dospělý prstový klip	660/905-2	C0
				S0079C-L	Dětský prstový klip	660/905-2	C0
				S0079D-L	Dospělý silikonový soft	660/905-2	D2
				S0079P-L	Střední velikost silikonový	660/905-2	D2
				S0079E-L	Dětský silikonový	660/905-2	D2
				S0079F-L	Novorozenecký wrap(nedělitelný)	660/905-2	D2
				S0079G-L	Dospělý ušní klip senzor Veterinární SpO2 senzor	660/905-2	D2
				S0079I-L	Čelní SpO2 senzor Novorozenecký wrap senzor(dělitelný)	660/905-2	D2


Výrobce	Kompatibilní model	Konektor senzoru	OEM ozn.	Katalog. číslo	Popis	Záříč	Cen. kód
PRIMEDIC				S0139B-L	Dospělý prstový klip	660/905-2	D0
				S0139C-L	Dětský prstový klip	660/905-2	E5
				S0139D-L	Dospělý silikonový soft	660/905-2	E5
				S0139P-L	Střední velikost silikonový	660/905-2	E7
				S0139E-L	Dětský silikonový	660/905-2	E5
				S0139F-L	Novorozenecký wrap(nedělitelný)	660/905-2	E5
				S0139G-L	Dospělý ušní klip senzor Veterinární SpO2 senzor	660/905-2	E0
				S0139I-L	Čelní SpO2 senzor Novorozenecký wrap senzor(dělitelný)	660/905-2	E0
				S0140B-L	Dospělý prstový klip	660/905-2	D0
				S0140C-L	Dětský prstový klip	660/905-2	E5
				S0140D-L	Dospělý silikonový soft	660/905-2	E5
				S0140P-L	Střední velikost silikonový	660/905-2	E7
				S0140E-L	Dětský silikonový	660/905-2	E5
				S0140F-L	Novorozenecký wrap(nedělitelný)	660/905-2	E5
				S0140G-L	Dospělý ušní klip senzor Veterinární SpO2 senzor	660/905-2	E0
				S0140I-L	Čelní SpO2 senzor Novorozenecký wrap senzor(dělitelný)	660/905-2	E0
PHILIPS	Philips: 78352A/C,78354A/C, 78834C,M1020A,M1025A/B, M1205A,M1350B,M1722A/B, M1723A/B,M2475B,V24E,	714/616 	M1190A	S0003B-L	Dospělý prstový klip	660/905-2	C0
				S0003C-L	Dětský prstový klip	660/905-2	C0
			M1190A	S0003D-L	Dospělý silikonový soft	660/905-2	D2
				S0003E-L	Dětský silikonový	660/905-2	D2
				S0003F-L	Novorozenecký wrap(nedělitelný)	660/905-2	D2
				S0003G-L	Dospělý ušní klip senzor Veterinární SpO2 senzor	660/905-2	D2
				S0003I-L	Čelní SpO2 senzor Novorozenecký wrap senzor(dělitelný)	660/905-2	D2
	M3,M4,MP20,MP30,MP40,MP50, MP70,MP80,VM4,VM6,VM8	052/060 	M1191A	S0015B-L	Dospělý prstový klip	660/905-2	C0
			M1192A	S0015C-L	Dětský prstový klip	660/905-2	C0
			M1191A	S0015D-L	Dospělý silikonový soft	660/905-2	D2
			M1192A	S0015E-L	Dětský silikonový	660/905-2	D2
			M1193A	S0015F-L	Novorozenecký wrap(nedělitelný)	660/905-2	D2
			M1194A	S0015G-L	Dospělý ušní klip senzor Veterinární SpO2 senzor	660/905-2	D2
				S0015I-L	Čelní SpO2 senzor Novorozenecký wrap senzor(dělitelný)	660/905-2	D2
S & W ARTEMA	S&W(Diascope G2) Pacient. monitor Diascope 1,2,3 Kompatibilní originál SL033057+DS100A	218 	SL033057+DS100A	S0023B-L	Dospělý prstový klip	660/905-2	D0
				S0023C-L	Dětský prstový klip	660/905-2	E5
				S0023D-L	Dospělý silikonový soft	660/905-2	E5
				S0023E-L	Dětský silikonový	660/905-2	E5
				S0023F-L	Novorozenecký wrap(nedělitelný)	660/905-2	E5
				S0023G-L	Dospělý ušní klip senzor Veterinární SpO2 senzor	660/905-2	E0
				S0023I-L	Čelní SpO2 senzor Novorozenecký wrap senzor(dělitelný)	660/905-2	E0
SCHILLER (Nelcor modul)	Schiller Argus TM-7	700 		S0028B-L	Dospělý prstový klip	660/905-2	C0
				S0028C-L	Dětský prstový klip	660/905-2	C0
				S0028D-L	Dospělý silikonový soft	660/905-2	D2
				S0028E-L	Dětský silikonový	660/905-2	D2
				S0028F-L	Novorozenecký wrap(nedělitelný)	660/905-2	D2
				S0028G-L	Dospělý ušní klip senzor Veterinární SpO2 senzor	660/905-2	D2
				S0028I-L	Čelní SpO2 senzor Novorozenecký wrap senzor(dělitelný)	660/905-2	D2
SCHILLER (Masim modul)	Argus Pro, Argus LCM	339 		S0118B-L	Dospělý prstový klip	660/905-2	C0
				S0118C-L	Dětský prstový klip	660/905-2	C0
				S0118D-L	Dospělý silikonový soft	660/905-2	D2
				S0118E-L	Dětský silikonový	660/905-2	D2
				S0118F-L	Novorozenecký wrap(nedělitelný)	660/905-2	D2
				S0118G-L	Dospělý ušní klip senzor Veterinární SpO2 senzor	660/905-2	D2
				S0118I-L	Čelní SpO2 senzor Novorozenecký wrap senzor(dělitelný)	660/905-2	D2
SIEMENS	Siemens Medical:Sirecust 700 Sirecust 630 Sirem SpO2 modul	063/475 		S0078B-L	Dospělý prstový klip	660/905-2	C0
				S0078C-L	Dětský prstový klip	660/905-2	C0
				S0078D-L	Dospělý silikonový soft	660/905-2	D2
				S0078E-L	Dětský silikonový	660/905-2	D2
				S0078F-L	Novorozenecký wrap(nedělitelný)	660/905-2	D2
				S0078G-L	Dospělý ušní klip senzor Veterinární SpO2 senzor	660/905-2	D2
				S0078I-L	Čelní SpO2 senzor Novorozenecký wrap senzor(dělitelný)	660/905-2	D2

Výrobce	Kompatibilní model	Konektor senzoru	OEM ozn.	Katalog. číslo	Popis	Zaříč	Cen. kód
SIEMENS, Drager	Siemens/Darger: SC6002XL, 7000, SC8000, SC9000XL	390/437 		S0072B-L	Dospělý prstový klip	660/905-2	D0
				S0072C-L	Dětský prstový klip	660/905-2	D0
				S0072D-L	Dospělý silikonový soft	660/905-2	E5
				S0072P-L	Střední velikost silikonový	660/905-2	E7
				S0072E-L	Dětský silikonový	660/905-2	E5
				S0072F-L	Novorozenecký wrap(nedělitelný)	660/905-2	E5
				S0072G-L	Dospělý ušní klip senzor Veterinární SpO2 senzor	660/905-2	E5
				S0072I-L	Čelní SpO2 senzor Novorozenecký wrap senzor(dělitelný)	660/905-2	E5
	Drager medical: Vitalert 1000, Cicero	613/684 		S0119B-L	Dospělý prstový klip	660/905-2	G0
				S0119C-L	Dětský prstový klip	660/905-2	G0
				S0119D-L	Dospělý silikonový soft	660/905-2	G0
				S0119E-L	Dětský silikonový	660/905-2	G0
				S0119F-L	Novorozenecký wrap(nedělitelný)	660/905-2	G0
				S0119G-L	Dospělý ušní klip senzor Veterinární SpO2 senzor	660/905-2	H0
				S0119I-L	Čelní SpO2 senzor Novorozenecký wrap senzor(dělitelný)	660/905-2	H0
SIEMENS		740/741 		S0145B-L	Dospělý prstový klip	660/905-2	D0
				S0145C-L	Dětský prstový klip	660/905-2	D0
				S0145D-L	Dospělý silikonový soft	660/905-2	E5
				S0145E-L	Dětský silikonový	660/905-2	E5
				S0145F-L	Novorozenecký wrap(nedělitelný)	660/905-2	E5
				S0145G-L	Dospělý ušní klip senzor Veterinární SpO2 senzor	660/905-2	E5
				S0145I-L	Čelní SpO2 senzor Novorozenecký wrap senzor(dělitelný)	660/905-2	E5
SIMED(Baxter)	Baxter:ASAT SiMED:S-50 SiMED:S-100 SiMED:S-100e	447/448 		S0120B-L	Dospělý prstový klip	660/905-2	C0
				S0120C-L	Dětský prstový klip	660/905-2	C0
				S0120D-L	Dospělý silikonový soft	660/905-2	D2
				S0120E-L	Dětský silikonový	660/905-2	D2
				S0120F-L	Novorozenecký wrap(nedělitelný)	660/905-2	D2
				S0120G-L	Dospělý ušní klip senzor Veterinární SpO2 senzor	660/905-2	D2
				S0120I-L	Čelní SpO2 senzor Novorozenecký wrap senzor(dělitelný)	660/905-2	D2
SPACELABS	Spacelabs Medical:90351-0/6; 90465; 0466; 90489; 90651A-08; 90651-A; IM77,90308, PC Scout	220/472 	015-0130-00 + DS-100A	S0035B-L	Dospělý prstový klip	660/905-2	C0
				S0035C-L	Dětský prstový klip	660/905-2	C0
				S0035D-L	Dospělý silikonový soft	660/905-2	D2
				S0035E-L	Dětský silikonový	660/905-2	D2
				S0035F-L	Novorozenecký wrap(nedělitelný)	660/905-2	D2
				S0035G-L	Dospělý ušní klip senzor Veterinární SpO2 senzor	660/905-2	D2
				S0035I-L	Čelní SpO2 senzor Novorozenecký wrap senzor(dělitelný)	660/905-2	D2
	Spacelabs Medical: 1050,1600,1700,90369,90469,90496 Ultraview	081/443 	700-0030-00 + DS-100A	S0004B-L	Dospělý prstový klip	660/905-2	E0
				S0004C-L	Dětský prstový klip	660/905-2	E0
				S0004D-L	Dospělý silikonový soft	660/905-2	E5
				S0004E-L	Dětský silikonový	660/905-2	E5
				S0004F-L	Novorozenecký wrap(nedělitelný)	660/905-2	E5
				S0004G-L	Dospělý ušní klip senzor Veterinární SpO2 senzor	660/905-2	E0
				S0004I-L	Čelní SpO2 senzor Novorozenecký wrap senzor(dělitelný)	660/905-2	E0
PETAS		076 		S0089B-L	Dospělý prstový klip	660/905-2	C0
				S0089C-L	Dětský prstový klip	660/905-2	C0
				S0089D-L	Dospělý silikonový soft	660/905-2	D2
				S0089E-L	Dětský silikonový	660/905-2	D2
				S0089F-L	Novorozenecký wrap(nedělitelný)	660/905-2	D2
				S0089G-L	Dospělý ušní klip senzor Veterinární SpO2 senzor	660/905-2	D2
				S0089I-L	Čelní SpO2 senzor Novorozenecký wrap senzor(dělitelný)	660/905-2	D2
BAOZHONG	BEM-9062D			S0041B-L	Dospělý prstový klip	660/940-2	C0
				S0041C-L	Dětský prstový klip	660/940-2	C0
				S0041D-L	Dospělý silikonový soft	660/940-2	D2
				S0041E-L	Dětský silikonový	660/940-2	D2
				S0041F-L	Novorozenecký wrap(nedělitelný)	660/940-2	D2
				S0041G-L	Dospělý ušní klip senzor Veterinární SpO2 senzor	660/940-2	D2
				S0041I-L	Čelní SpO2 senzor Novorozenecký wrap senzor(dělitelný)	660/940-2	D2

Výrobce	Kompatibilní model	Konektor senzoru	OEM ozn.	Katalog. číslo	Popis	Záříč	Cen. kód
COMEN	STAR-1000	074/467 		S0066B-L	Dospělý prstový klip	660/905-2	C0
				S0066C-L	Dětský prstový klip	660/905-2	C0
				S0066D-L	Dospělý silikonový soft	660/905-2	D2
				S0066P-L	Střední velikost silikonový	660/905-2	D2
				S0066E-L	Dětský silikonový	660/905-2	D2
				S0066F-L	Novorozenecký wrap(nedělitelný)	660/905-2	D2
				S0066G-L	Dospělý ušní klip senzor Veterinární SpO2 senzor	660/905-2	D2
				S0066I-L	Čelní SpO2 senzor Novorozenecký wrap senzor(dělitelný)	660/905-2	D2
AnKe	553A	041 		S0064B-L	Dospělý prstový klip	660/905-2	C0
				S0064C-L	Dětský prstový klip	660/905-2	C0
				S0064D-L	Dospělý silikonový soft	660/905-2	D2
				S0064E-L	Dětský silikonový	660/905-2	D2
				S0064F-L	Novorozenecký wrap(nedělitelný)	660/905-2	D2
				S0064G-L	Dospělý ušní klip senzor Veterinární SpO2 senzor	660/905-2	D2
				S0064I-L	Čelní SpO2 senzor Novorozenecký wrap senzor(dělitelný)	660/905-2	D2
Hexin ZonDan	ZD řada patientských monitorů			S0150B-L	Dospělý prstový klip	660/905-2	C9
				S0150C-L	Dětský prstový klip	660/905-2	C9
				S0150D-L	Dospělý silikonový soft	660/905-2	C0
				S0150E-L	Dětský silikonový	660/905-2	C0
				S0150F-L	Novorozenecký wrap(nedělitelný)	660/905-2	C0
Zhondian Shenmai	KP-9000	510 		S0141B-L	Dospělý prstový klip	660/905-2	C6
				S0141C-L	Dětský prstový klip	660/905-2	C6
				S0141D-L	Dospělý silikonový soft	660/905-2	C7
				S0141E-L	Dětský silikonový	660/905-2	C7
				S0141F-L	Novorozenecký wrap(nedělitelný)	660/905-2	C7
BRAINER	2000A/B/C/E			S0058B-L	Dospělý prstový klip	660/905-2	C0
				S0058C-L	Dětský prstový klip	660/905-2	C0
				S0058D-L	Dospělý silikonový soft	660/905-2	D2
				S0058E-L	Dětský silikonový	660/905-2	D2
				S0058F-L	Novorozenecký wrap(nedělitelný)	660/905-2	D2
				S0058G-L	Dospělý ušní klip senzor Veterinární SpO2 senzor	660/905-2	D2
				S0058I-L	Čelní SpO2 senzor Novorozenecký wrap senzor(dělitelný)	660/905-2	D2
KEMP	KEMP:KP-900C/900B			S0090B-L	Dospělý prstový klip	660/905-2	C0
				S0090C-L	Dětský prstový klip	660/905-2	C0
				S0090D-L	Dospělý silikonový soft	660/905-2	D2
				S0090E-L	Dětský silikonový	660/905-2	D2
				S0090F-L	Novorozenecký wrap(nedělitelný)	660/905-2	D2
				S0090G-L	Dospělý ušní klip senzor Veterinární SpO2 senzor	660/905-2	D2
				S0090I-L	Čelní SpO2 senzor Novorozenecký wrap senzor(dělitelný)	660/905-2	D2
3F LANKE CSI(RADO) MAYTAG Shichuang	LANKE:LK-8600A CSI: RADO 4200 MAYTAG :MTK-2000 Shichuang:Prophet21	543 		S0021B-L	Dospělý prstový klip	660/905-2	C0
				S0021C-L	Dětský prstový klip	660/905-2	C0
				S0021D-L	Dospělý silikonový soft	660/905-2	D2
				S0021E-L	Dětský silikonový	660/905-2	D2
				S0021F-L	Novorozenecký wrap(nedělitelný)	660/905-2	D2
				S0021G-L	Dospělý ušní klip senzor Veterinární SpO2 senzor	660/905-2	D2
				S0021I-L	Čelní SpO2 senzor Novorozenecký wrap senzor(dělitelný)	660/905-2	D2
GMI(Newtech)	GMI:/G3C Newtech:/G3C.	128 		S0113B-L	Dospělý prstový klip	660/905-2	C0
				S0113C-L	Dětský prstový klip	660/905-2	C0
				S0113D-L	Dospělý silikonový soft	660/905-2	D2
				S0113E-L	Dětský silikonový	660/905-2	D2
				S0113F-L	Novorozenecký wrap(nedělitelný)	660/905-2	D2
				S0113G-L	Dospělý ušní klip senzor Veterinární SpO2 senzor	660/905-2	D2
				S0113I-L	Čelní SpO2 senzor Novorozenecký wrap senzor(dělitelný)	660/905-2	D2
GuoTeng PUAO	GuoTeng: GT9000 PUAO: DPJ-300	543 		S0024B-L	Dospělý prstový klip	660/905-2	C0
				S0024C-L	Dětský prstový klip	660/905-2	C0
				S0024D-L	Dospělý silikonový soft	660/905-2	D2
				S0024E-L	Dětský silikonový	660/905-2	D2
				S0024F-L	Novorozenecký wrap(nedělitelný)	660/905-2	D2
				S0024G-L	Dospělý ušní klip senzor Veterinární SpO2 senzor	660/905-2	D2
				S0024I-L	Čelní SpO2 senzor Novorozenecký wrap senzor(dělitelný)	660/905-2	D2



Typ připojení



Označení

S □ □ □ □ - □

L: dlouhý kabel, L=3.0m (Přímé připojení)
S: krátký kabel, (nutný prodlužovací kabel)

Typ senzoru: **B**: Dospělý prstový klip
C: Dětský prstový klip
D: Dospělý - silikonová špička
P: Střední velikost silikonového SpO2 senzoru
E: Dětský - silikonová špička
F: Novoroz. wrap senzor (**nedělitelný**)
G: Dospělý ušní klipový senzor
I: Čelní SpO2 senzor
Novoroz. wrap senzor (**dělitelný**)

Kód výrobce: 0010/Nellcor, 0036/Datex

S: Označuje SpO2 senzor

Typ senzoru

S0010A Dospělé klipové prstové SpO2 senzory
Aplikace: Dospělí > 40kg
Aplikační místo: Ukazováček nebo jiný prst



B

S0022 Dětské klipové prstové SpO2 senzory
Aplikace: Děti > 10-40kg
Aplikační místo: Ukazováček nebo jiný prst



C

S0012A Dospělé silikonové SpO2 senzory
Aplikace: Dospělí > 40kg
Aplikační místo: Ukazováček nebo jiný prst



D

medium size silicone SpO2 sensor
Aplikace: Pacienti s tloušťkou prstu 7-12 mm
Aplikační místo: Ukazováček nebo jiný prst



P

S0012A Dětské silikonové SpO2 senzory
Application: Děti > 10-40kg
Aplikační místo: Ukazováček nebo jiný prst




E

S0011A Novoroz. silikonové wrap SpO2 senzory
Aplikace: Novorozenci 1-4kg,
Děti 10-40kg; Kojenci 3-15kg
Aplikační místo: Dospělí, Děti-ukazováček, nebo jiný prst;
Novorozenci-chodidlo; Kojenci-palec



F

S0011A Čelní SpO2 senzory
Aplikace: Dospělí > 40kg
Aplikační místo: Čelo
Dostupný: Novorozenecký silikonový wrap)



I

S0011A Dospělé ušní klipové SpO2 senzory
Aplikace: Dospělí > 40kg
Aplikační místo: Ucho
Upozornění: pouze pro pulsní oxymetry,
které mají automatickou funkci zapínání



G

S0011A Veterinární SpO2 senzory
Aplikace: Pes, kočka
Aplikační místo: Ucho, jazyk




H

Upozornění: Použití pouze pro veterinární pulsní oxymetry, nebo pro oxymetry s automatickou funkcí zapínání




Výrobce	Kompatibilní modely	Konektor senzoru	OEM ozn.	Katalog. číslo	Popis	Záříč	Čen. kód
BCI (Biochem International)	BCI(Biochem International): 3401,3304,3303,3302,3301,3300;		3044	S0076B-S	 Dospělý prstový klip	660/905-2	C2
			3178	S0076C-S	 Dětský prstový klip	660/905-2	C4
	Spacelabs Burdick: PRO2;		3044	S0076D-S	 Dospělý silikonový soft	660/905-2	C4
				S0076P-S	 Střední vel. silikonový	660/905-2	C4
	Dräger: Dräger Oxipac 2000		3178	S0076E-S	 Dětský silikonový	660/905-2	C4
				S0076F-S	 Novoroz. wrap(nedělitelný)	660/905-2	C4
				S0076G-S	 Dospělý ušní klip senzor Veterinární SpO2 senzor	660/905-2	C4
				S0076I-S	 Čelní SpO2 senzor Novoroz. wrap senzor	660/905-2	C4
BIONET REA	BM3			S0084B-S	Dospělý prstový klip	660/905-2	C0
				S0084C-S	Dětský prstový klip	660/905-2	D2
				S0084D-S	Dospělý silikonový soft	660/905-2	D2
				S0084E-S	Dětský silikonový	660/905-2	D2
				S0084F-S	Novoroz. wrap(nedělitelný)	660/905-2	D2
				S0084G-S	Dospělý ušní klip senzor Veterinární SpO2 senzor	660/905-2	D2
				S0084I-S	Čelní SpO2 senzor Novoroz. wrap senzor(dělitelný)	660/905-2	D2
CSI Criticare Systems International	Alaris (IVAC):VitalCheck 4400 CSI(Criticare Systems International) 503DX,503Spot,504DX,506,506DX 507ELC2 ScholarIII,8100Poet Plus, Poet (602-3A) (senzor + kabel), Scholar (senzor + kabel)		511SD	S0044B-S	Dospělý prstový klip	660/940-3	C0
				S0044C-S	Dětský prstový klip	660/940-3	D2
				S0044D-S	Dospělý silikonový soft	660/940-3	D2
				S0044E-S	Dětský silikonový	660/940-3	D2
				S0044F-S	Novoroz. wrap(nedělitelný)	660/940-3	D2
				S0044G-S	Dospělý ušní klip senzor Veterinární SpO2 senzor	660/940-3	D2
				S0044I-S	Čelní SpO2 senzor Novoroz. wrap senzor(dělitelný)	660/940-3	D2
DATASCOPE	Datascope:Accutorr 3/4 SAT Accutorr Plus, Passport (Database SpO2) Kompatibilní s 0020-00-071-01			S0052B-S	Dospělý prstový klip	660/940-3	C0
				S0052C-S	Dětský prstový klip	660/940-3	D2
				S0052D-S	Dospělý silikonový soft	660/940-3	D2
				S0052E-S	Dětský silikonový	660/940-3	D2
				S0052F-S	Novoroz. wrap(nedělitelný)	660/940-3	D2
				S0052G-S	Dospělý ušní klip senzor Veterinární SpO2 senzor	660/940-3	D2
				S0052I-S	Čelní SpO2 senzor Novoroz. wrap senzor(dělitelný)	660/940-3	D2
DATEX	Datex:AS/3,CS/3,CH/S,CH/2S,CH-RS, CG/2S,Cardiicap I,Cardiicap II, Cardiicap 5, Capnomac Ultima, Light Monitor, M-Estpr, Oscar II, OSP-200, Satlite Trans, Satlite Trans Plus, System 5, ULTS00, Originální tovární kód :SAF-F4		SAF-F	S0036B-S	Dospělý prstový klip	660/905-2	C0
				S0036C-S	Dětský prstový klip	660/905-2	D2
				S0036D-S	Dospělý silikonový soft	660/905-2	D2
				S0036E-S	Dětský silikonový	660/905-2	D2
				S0036F-S	Novoroz. wrap(nedělitelný)	660/905-2	D2
				S0036G-S	Dospělý ušní klip senzor Veterinární SpO2 senzor	660/905-2	D2
				S0036I-S	Čelní SpO2 senzor Novoroz. wrap senzor(dělitelný)	660/905-2	D2
OHMEDA (Adap tor required: S0014BC-L)	Datex-Ohmeda: 3740, 3710, 4700 OxiCap, 5250RGM, Biox 3760, Ohmeda 3700, 3770,3775, Rascal II), GE Medical Systems: 7000 Series, Corometrics 511, TRAM A.R. , TRAM Modular x00SL Series), Mennen:Horizon XL800 (Ohmeda SpO2)			S0014B-S	Dospělý prstový klip	660/940-3	C0
				S0014C-S	Dětský prstový klip	660/940-3	D2
				S0014D-S	Dospělý silikonový soft	660/940-3	D2
				S0014E-S	Dětský silikonový	660/940-3	D2
				S0014F-S	Novoroz. wrap(nedělitelný)	660/940-3	D2
				S0014G-S	Dospělý ušní klip senzor Veterinární SpO2 senzor	660/940-3	D2
				S0014I-S	Čelní SpO2 senzor Novoroz. wrap senzor(dělitelný)	660/940-3	D2
OHMEDA	Datex-Ohmeda: 3740, 3710, Použitelné pouze pro Ohmeda oxymetry Záříč: 660/940-3		OXY-F-UN	S0123B-S	Dospělý prstový klip	660/940-3	D2
				S0123C-S	Dětský prstový klip	660/940-3	F5
				S0123D-S	Dospělý silikonový soft	660/940-3	F0
				S0123E-S	Dětský silikonový	660/940-3	G5
			OXY-W-UN	S0123F-S	Novoroz. wrap(nedělitelný)	660/940-3	G5
			OXY-E-UN	S0123G-S	Dospělý ušní klip senzor Veterinární SpO2 senzor	660/940-3	G5
				S0123I-S	Čelní SpO2 senzor Novoroz. wrap senzor(dělitelný)	660/940-3	G5

Výrobce	Kompatibilní modely	Konektor senzoru	OEM ozn.	Katalog. číslo	Popis	Záříč	Cen. kód
DOLPHIN (OSI)	Dolphin ONE Oxymetry 2150, 2100 Kompatibilní s: 2G00751. Originální tovární kód : 201		210	S0099B-S	Dospělý prstový klip	660/905-2	C0
				S0099C-S	Dětský prstový klip	660/905-2	D2
				S0099D-S	Dospělý silikonový soft	660/905-2	D2
				S0099P-S	Střední vel. silikonový	660/905-2	D2
	Originální tovární kód : 360 *digital PD output directly DS.		360	S0099E-S	Dětský silikonový	660/905-2	D2
				S0099F-S	Novoroz. wrap(nedělitelný)	660/905-2	D2
				S0099G-S	Dospělý ušní klip senzor Veterinární SpO2 senzor	660/905-2	D2
				S0099I-S	Čelní SpO2 senzor Novoroz. wrap senzor(dělitelný)	660/905-2	D2
Mindray Masim	PM-6800 (masimo modul, 7pin socket) , T8 patientský monitor * Nutný nástavec S0126CO-L kompatibilní s Mindray patientským monitorem. *Nutný nástavec S0153CO-L kompatibilní s Masim oxymetrem.		0010-10-42600	S0153B-S	Dospělý prstový klip	660/905-3	C2
			0010-10-42634	S0153C-S	Dětský prstový klip	660/905-3	C2
				S0153D-S	Dospělý silikonový soft	660/905-3	C3
				S0153P-S	Střední vel. silikonový	660/905-3	C3
				S0153E-S	Dětský silikonový	660/905-3	C3
				S0153F-S	Novoroz. wrap(nedělitelný)	660/905-3	C3
				S0153G-S	Dospělý ušní klip senzor Veterinární SpO2 senzor	660/905-3	C3
			0010-10-43016	S0153I-S	Čelní SpO2 senzor Novoroz. wrap senzor(dělitelný)	660/905-3	C3
Konica Minolta	Pulsox-300, Pulsox-300i		0010-10-42600	S0152B-S	 Dospělý prstový klip	660/905-3	C2
				S0152D-S	 Dospělý silikonový soft	660/905-3	C3
				S0152P-S	 Střední vel. silikonový	660/905-3	C3
				S0152E-S	 Dětský silikonový	660/905-3	C3
MEK (CSI module)	MP-100, MP110, MP400, MP500,MP600,MP1000			S0018B-S	Dospělý prstový klip	660/940-3	C0
				S0018C-S	Dětský prstový klip	660/940-3	D2
				S0018D-S	Dospělý silikonový soft	660/940-3	D2
				S0018E-S	Dětský silikonový	660/940-3	D2
				S0018F-S	Novoroz. wrap(nedělitelný)	660/940-3	D2
				S0018G-S	Dospělý ušní klip senzor Veterinární SpO2 senzor	660/940-3	D2
				S0018I-S	Čelní SpO2 senzor Novoroz. wrap senzor(dělitelný)	660/940-3	D2
NELLCOR (stará verze)	<u>Artema:Diascope Datascope:Accutorr Plus,Expert,Passport;Dräger: Cicero,Narkomed,Vitalert 1000 GEMS:Corometrics 118,120,129,188,510,556;GEMS:Critikon 9710,9720 Plus,Compact,Dinamap Select ,MPS ,Oxyshuttle,Pro 300/400 (non-OxiMax®);GEMS:Eagle Series,Dash Series,Hellige Eagle 1000,3000,Eagle SMK ,SMU,SMV,SOLAR Series,TRAM Modular x50SL Series;Invivo Resušních:M12 (Nellcor® SpO2),Millennia 4500 Plus 2; Invivo/M.D.E.:Escort 100 OPT11A,Escort 300A,Escort II OPT30,Prism (Nellcor® SpO2);Ivy Biomedical:405A,405D,405P,405T,Vital-Guard 450 CN ;Mennen:Horizon XL (Nellcor® SpO2) ,MR 1300 Mercury 1200;Nellcor®:N100 (reg. preamp cable),N180,N200 (reg. preamp cable),N-20,NPB-40,NPB-75,NPB-290/5 ,N-390,N-395,N-3000,N-6000;Nihon Kohden:BSM-1102 LifeScope EC,BSM-2304 iPro (LifeScope i),BSM-4102 Procyon LT (LifeScope P),BSM-4104 Procyon (LifeScope P),BSM-4112 Procyon LT (LifeScope P),BSM-4114 Procyon (LifeScope P),BSM-9510 LifeScope M (Nellcor® SpO2),OGS-2000 PocketCare (Nellcor® SpO2); Pace Tech:Vitalmax 800 Series (black face, Nellcor® SpO2); MEK(nellcor module): MP1000</u> <u>Philips</u> : 78352C, 78354C, 78834C, M1020A, M1025B, M1205A, M1350B, M1722A/B, M1732A/B, M2475B, M2601A, M3000A, M3500B, M4735A ,CMS ,Merlin Systems,V24,V26,Viridia A1,Viridia A3; <u>Siemens</u> : SC6000, SC7000, SC8000, SC9000XL, Sirecure 630, Sirecure 700, Sirem SpO2 Module; <u>Spacelabs</u> : 90351-0/6, 90465 (Nellcor® SpO2), 90466 (Nellcor® SpO2) , 90467 (Nellcor® SpO2), 90489 (Nellcor® SpO2) , 90496/90369/90367 Ultraview (Nellcor® SpO2) , 90651A-08 ,IM77; <u>Welch Allyn Protocol</u> : Atlas (Nellcor® SpO2), <u>Propaq CS</u> (Nellcor® SpO2);-Propaq 106-EL, Propaq 202-EL, Propaq 204-EL, Propaq 206-EL, Micropaq (Nellcor® SpO2) , Spot Vital Signs, Vital Signs (non-OxiMax®)		DS-100A	S0010B-S	Dospělý prstový klip	660/905-2	C2
			DS-YSPD	S0010C-S	Dětský prstový klip	660/905-2	C4
				S0010D-S	Dospělý silikonový soft	660/905-2	C4
				S0010P-S	Střední vel. silikonový		
				S0010E-S	Dětský silikonový	660/905-2	C4
			D-YS	S0010F-S	Novoroz. wrap(nedělitelný)	660/905-2	C4
			D-YSE	S0010G-S	Dospělý ušní klip senzor Veterinární SpO2 senzor	660/905-2	C4
				S0010I-S	Čelní SpO2 senzor Novoroz. wrap senzor(dělitelný)	660/905-2	C4
			 370/048 				

Výrobce	Kompatibilní modely	Konektor senzoru	OEM ozn.	Katalog. číslo	Popis	Záříč	Cen. kód
NELLCOR (OXI TECH)	Všechny Nellcor & Nellcor příslušenství OEM monitorů, jež nejsou v seznamu výše (mimo GE Medical Dash2500)	111/049 	DS-100A	S0026B-S	 Dospělý prstový klip	660/905-2	E1
				S0026C-S	 Dětský prstový klip	660/905-2	E1
				S0026D-S	 Dospělý silikonový soft	660/905-2	E2
				S0026E-S	 Dětský silikonový	660/905-2	E2
				S0026F-S	 Novoroz. wrap(nedělitelný)	660/905-2	E2
				S0026G-S	 Dospělý ušní klip senzor Veterinární SpO2 senzor	660/905-2	E2
				S0026I-S	 Čelní SpO2 senzor Novoroz. wrap senzor	660/905-2	E2
NELLCOR (OXI TECH)	Všechny Nellcor & Nellcor příslušenství OEM monitorů, jež nejsou v seznamu výše (včetně GE Medical Dash2500)	111/049 	DS-100A	S0132B-S	Dospělý prstový klip	660/905-2	E3
				S0132C-S	Dětský prstový klip	660/905-2	E3
				S0132D-S	Dospělý silikonový soft	660/905-2	E5
				S0132E-S	Dětský silikonový	660/905-2	E5
				S0132F-S	Novoroz. wrap(nedělitelný)	660/905-2	E5
				S0132G-S	Dospělý ušní klip senzor Veterinární SpO2 senzor	660/905-2	E5
				S0132I-S	Čelní SpO2 senzor Novoroz. wrap senzor(dělitelný)	660/905-2	E5
NIHON KOHDEN	Pacientský monitor: BSM-4101,4103 4111,4113 Life scope P BSM-5105,5135 Life scope A BSM-2351,2353 Life scope L BSM-2301,2303 Life scope I	067/524 	TL-101T	S0005B-S	Dospělý prstový klip	660/940-3	C0
				S0005C-S	Dětský prstový klip	660/940-3	D2
				S0005D-S	Dospělý silikonový soft	660/940-3	D2
				S0005P-S	Střední vel. silikonový	660/940-3	D2
				S0005E-S	Dětský silikonový	660/940-3	D2
				S0005F-S	Novoroz. wrap(nedělitelný)	660/940-3	D2
				S0005G-S	Dospělý ušní klip senzor Veterinární SpO2 senzor	660/940-3	D2
				S0005I-S	Čelní SpO2 senzor Novoroz. wrap senzor(dělitelný)	660/940-3	D2
NONIN	NONIN: 8500,8600,8700,8800	065/419 	8000AA	S0080B-S	Dospělý prstový klip	660/905-2	C0
			8000AP	S0080C-S	Dětský prstový klip	660/905-2	C0
			8000AA	S0080D-S	Dospělý silikonový soft	660/905-2	D2
			8000AP	S0080E-S	Dětský silikonový	660/905-2	D2
				S0080F-S	Novoroz. wrap(nedělitelný)	660/905-2	D2
				S0080G-S	Dospělý ušní klip senzor Veterinární SpO2 senzor	660/905-2	D2
NOVAMETRIX	Novamatrix:505,510,511,515B/C,520 7000, 7100, Oxypleth ; original match : 8776-00 Spacelabs:90351-D/G ,90465, 90466, 90467, 90489, 90651-07/08 , 90419-01, 90651A-07	440/441 	8776-00	S0062B-S	Dospělý prstový klip	660/940-3	C0
				S0062C-S	Dětský prstový klip	660/940-3	D2
				S0062D-S	Dospělý silikonový soft	660/940-3	D2
				S0062E-S	Dětský silikonový	660/940-3	D2
				S0062F-S	Novoroz. wrap(nedělitelný)	660/940-3	D2
				S0062G-S	Dospělý ušní klip senzor Veterinární SpO2 senzor	660/940-3	D2
				S0062I-S	Čelní SpO2 senzor Novoroz. wrap senzor(dělitelný)	660/940-3	D2
NOVAMETRIX	Originální číslo:: 5547-32-10	525/526 		S0143B-S	Dospělý prstový klip	660/940-3	D5
				S0143C-S	Dětský prstový klip	660/940-3	D0
				S0143D-S	Dospělý silikonový soft	660/940-3	F5
				S0143E-S	Dětský silikonový	660/940-3	F5
				S0143F-S	Novoroz. wrap(nedělitelný)	660/940-3	F5
				S0143G-S	Dospělý ušní klip senzor Veterinární SpO2 senzor	660/940-3	F5
				S0143I-S	Čelní SpO2 senzor Novoroz. wrap senzor(dělitelný)	660/940-3	F5
Newtech, General Meditech Inc.	Newtech:NT1, NT1A General Meditech Inc.: G1A	370/048 		S0108B-S	Dospělý prstový klip	660/940-3	D5
				S0108C-S	Dětský prstový klip	660/940-3	D0
				S0108D-S	Dospělý silikonový soft	660/940-3	F5
				S0108E-S	Dětský silikonový	660/940-3	F5
				S0108F-S	Novoroz. wrap(nedělitelný)	660/940-3	F5
				S0108G-S	Dospělý ušní klip senzor Veterinární SpO2 senzor	660/940-3	F5
				S0108I-S	Čelní SpO2 senzor Novoroz. wrap senzor(dělitelný)	660/940-3	F5

Výrobce	Kompatibilní modely	Konektor senzoru	OEM ozn.	Katalog. číslo	Popis	Záříč	Cen. kód
PALCO	Palco: všechny přístroje	217/512 		S0079B-S	 Dospělý prstový klip	660/905-2	F5
				S0079C-S	 Dětský prstový klip	660/905-2	F0
				S0079D-S	 Dospělý silikonový soft	660/905-2	H5
				S0079P-S	 Střední vel. silikonový		
				S0079E-S	 Dětský silikonový	660/905-2	H5
				S0079F-S	 Novoroz. wrap(nedělitelný)	660/905-2	H5
				S0079G-S	 Dospělý ušní klip senzor Veterinární SpO2 senzor	660/905-2	H5
				S0079I-S	 Čelní SpO2 senzor Novoroz. wrap senzor	660/905-2	H5
PHILIPS	M3,M4,MP20,MP30,MP40,MP50, MP70,MP80,VM4,VM6,VM8	052/060 	M1191A	S0015B-S	 Dospělý prstový klip	660/905-2	C0
			M1192A	S0015C-S	 Dětský prstový klip	660/905-2	D2
			M1191A	S0015D-S	 Dospělý silikonový soft	660/905-2	D2
			M1192A	S0015P-S	 Střední vel. silikonový	660/905-2	D2
			M1195A	S0015E-S	 Dětský silikonový	660/905-2	D2
			M1193A	S0015F-S	 Novoroz. wrap(nedělitelný)	660/905-2	D2
			M1194A	S0015G-S	 Dospělý ušní klip senzor Veterinární SpO2 senzor	660/905-2	D2
				S0015I-S	 Čelní SpO2 senzor Novoroz. wrap senzor	660/905-2	D2
senzor Medics	senzor Medics:Oxyshuttle I , Oxyshuttle II, (požadován nástavec CB-A400-1003A) GE Medical Systems: Critikon Dinamap 8700, 8710, 8720 Plus Critikon Dinamap Oxytrak (požadován nástavec CB-A400-1027A)	527/528 	766721	S0142B-S	 Dospělý prstový klip	660/905-2	D5
				S0142C-S	 Dětský prstový klip	660/905-2	D8
				S0142D-S	 Dospělý silikonový soft	660/905-2	D0
				S0142P-S	 Střední vel. silikonový	660/905-2	E5
				S0142E-S	 Dětský silikonový	660/905-2	E5
				S0142F-S	 Novoroz. wrap(nedělitelný)	660/905-2	D0
				S0142G-S	 Dospělý ušní klip senzor Veterinární SpO2 senzor	660/905-2	E5
				S0142I-S	 Čelní SpO2 senzor Novoroz. wrap senzor	660/905-2	E5




Typ připojení




Typ senzoru


S0013A Dospělé jednorázové SpO2 senzory
Aplikace : Dospělí > 30kg,
Aplikační místo: Ukazováček nebo jiný prst




S0013A Dětské jednorázové SpO2 senzory
Aplikace: Děti: 10-50kg
Aplikační místo: Ukazováček nebo jiný prst



S0013A Kojenecké jednorázové SpO2 senzory
Aplikace: Kojenci 3~20kg
Aplikační místo: palec




S0013A Novorozenecké jednorázové SpO2 senzory
Aplikace: Novorozenci <3 kg. Dospělí >40kg,
Aplikační místo: Novorozenecké chodidlo.
Dospělí - ukazováček nebo jiný prst




Komfortní (Nepřilnavé) jednorázové SpO2 senzory
Aplikace: Novorozenci <3 kg. Dospělí >30kg,
Aplikační místo: Novorozenecké chodidlo
Dospělí - ukazováček nebo jiný prst
Měkký biomedický pěnový materiál & Velcro zapínací páska




Materiály pásky senzorů



Microfoam (standardní)



Transpore (Pouze dospělí & děti)



Medaplast

Poznámka: pro pásku Transpore nebo Medaplast, prosím uveďte na Vaší objednávce: T=Transpore, např. S0010J-ST; P=Medaplast, např. S0010J-SP

Označení


S□□□□-□

Délka kabelu: L: označuje L=0.9m, S: označuje L=0.45m


Jednorázový typ senzoru: J: označuje dospělý jednorázový SpO2 senzor; K: dětský; L: kojenecký; M: novorozenecký

Kód výrobce: 0010/ Nellcor, 0036/ Datex

S: označuje SpO2 senzor

Výrobce	Kompatibilní modely	Konektor senzoru	OEM ozn.	Katalog. číslo	Popis	Záříč	Cen. kód
BCI (Biochem International)	BCI(Biochem International): 3401,3304,3303,3302,3301,3300; Spacelabs Burdick: PRO2; Dräger: Dräger Oxipac 2000	050 		S0076J-S	 Dospělý jedn. SpO2 senzor	660/905-2	A5
				S0076K-S	 Dětský jedn.SpO2 senzor	660/905-2	A6
				S0076L-L	 Kojenecký jedn. SpO2 senzor	660/905-2	A6
				S0076M-L	 Novoroz. jedn.SpO2 senzor	660/905-2	A5
				S0076N-L	 Komfort. jedn.SpO2 senzor	660/905-2	A7
CSI Criticare Systems International	Alaris(IVAC):VitalCheck 4400,CSI:503DX,503Spot,504DX,506,506DX,507ELC2 ScholarIII,8100Poet Plus,Poet (602-3A) (senzor + Cable),Scholar (senzor + Cable)	064 		S0044J-S	Dospělý jednorázový SpO2 senzor	660/905-3	A5
				S0044K-S	Dětský jednorázový SpO2 senzor	660/905-3	A6
				S0044L-L	Kojenecký jednorázový SpO2 senzor	660/905-3	A6
				S0044M-L	Novoroz. jednorázový SpO2 senzor	660/905-3	A5
				S0044N-L	Komfort. jednorázový SpO2 senzor	660/905-3	A7
DATASCOPE	Datascope:Accutorr 3/4 SAT, Accutorr Plus,Passport (Database SpO2),Compatible for 0020-00-071-01	129 		S0052J-S	Dospělý jednorázový SpO2 senzor	660/940-3	A5
				S0052K-S	Dětský jednorázový SpO2 senzor	660/940-3	A6
				S0052L-L	Kojenecký jednorázový SpO2 senzor	660/940-3	A6
				S0052M-L	Novoroz. jednorázový SpO2 senzor	660/940-3	A5
				S0052N-L	Komfort. jednorázový SpO2 senzor	660/940-3	A7
DATEX	AS/3,CS/3,CH/S,CH/2S,CH-RS,CG/2S,Cardiacap I,Cardiacap II,Cardiacap 5,Capnomac Ultima,Light Monitor,M-Estpr,Oscar II,OSP-200,Satlite Trans,Satlite,Trans Plus,System 5,ULTS00,ULTSIO,ULTSVI,ULTSVO, original factory code :SAF-F4	394 		S0036J-S	Dospělý jednorázový SpO2 senzor	660/905-2	A5
				S0036K-S	Dětský jednorázový SpO2 senzor	660/905-2	A6
				S0036L-L	Kojenecký jednorázový SpO2 senzor	660/905-2	A6
				S0036M-L	Novoroz. jednorázový SpO2 senzor	660/905-2	A5
				S0036N-L	Komfort. jednorázový SpO2 senzor	660/905-2	A7
OHMEDA (Adaptor required: S0014BC-L)	(Potřeba nástavec S0014BC-L) Datex-Ohmeda:3740,3710,4700 OxiCap,5250RGM, Biox3760,Ohmeda3700,3770,3775,Rascal II, GE:7000Series,Corometrics511, TRAM A.R, TRAM Modular x00SL Series, as200SL,400SL,600SL,800A,800SL,Mennen :Horizon XL800 (Ohmeda SpO2)	553 		S0014J-S	Dospělý jednorázový SpO2 senzor	660/940-3	A5
				S0014K-S	Dětský jednorázový SpO2 senzor	660/940-3	A6
				S0014L-L	Kojenecký jednorázový SpO2 senzor	660/940-3	A6
				S0014M-L	Novoroz. jednorázový SpO2 senzor	660/940-3	A5
				S0014N-L	Komfort. jednorázový SpO2 senzor	660/940-3	A7
OHMEDA	Datex-Ohmeda:3740, 3710, Použití pouze pro Ohmeda oxymetr, Záříč: 660/905/940-4	225 	OXY-AP	S0123J-S	Dospělý jednorázový SpO2 senzor	660/905/940	A9
				S0123K-S	Dětský jednorázový SpO2 senzor	660/905/940	A0
				S0123L-L	Kojenecký jednorázový SpO2 senzor	660/905/940	A0
			OXY-AF	S0123M-L	Novoroz. jednorázový SpO2 senzor	660/905/940	A9
				S0123N-L	Komfort. jednorázový SpO2 senzor	660/905/940-4	B2
DOLPHIN (OSI)	Dolphin ONE oxymetr, *digital PD output directly DS. Původní kód : 360	131 		S0099J-S	Dospělý jednorázový SpO2 senzor	660/905-2	A8
				S0099K-S	Dětský jednorázový SpO2 senzor	660/905-2	A8
				S0099L-L	Kojenecký jednorázový SpO2 senzor	660/905-2	A8
				S0099M-L	Novoroz. jednorázový SpO2 senzor	660/905-2	A8
				S0099N-L	Komfort. jednorázový SpO2 senzor	660/905-2	A0
Masimo * originální, repasovaný nebo opravený.	Redical	115 	LNOP Adt	S0020J-S	Dospělý jednorázový SpO2 senzor	660/905-2	D2
				S0020K-S	Dětský jednorázový SpO2 senzor	660/905-2	D2
				S0020L-L	Kojenecký jednorázový SpO2 senzor	660/905-2	D2
			LNOP NeoPi	S0020M-L	Novoroz. jednorázový SpO2 senzor	660/905-2	D2
Mindray Masim	PM-6800 (masimo module, 7pin socket) , T8 Patient monitor *Nutný nástavec S0126CO-L kompatibilní s Mindray patient monitor. *Nutný nástavec S0153CO-L kompatibilní s Masim oxymetr.		0010-10-42630	S0153J-S	 Dospělý jedn. SpO2 senzor	660/905-2	A5
			0010-10-42629	S0153K-S	 Dětský jedn.SpO2 senzor	660/905-2	A6
			0010-10-42628	S0153L-L	 Kojenecký jedn. SpO2 senzor	660/905-2	A6
			0010-10-42627	S0153M-L	 Novoroz. jedn.SpO2 senzor	660/905-2	A5
				S0153N-L	 Komfort. jedn.SpO2 senzor	660/905-2	A7

Výrobce	Kompatibilní modely	Konektor senzoru	OEM ozn.	Katalog. číslo	Popis	Zářič	Cen. kód
NELLCOR	Nellcor®:N100 (req. preamp cable),N180,N200 (req. preamp cable),N-20,NPB-40,NPB-75,NPB-290/5 ,N-390,N-395,N-3000,N-6000	110 	D25	S0010J-S	 Dospělý jedn. SpO2 senzor	660/905-2	A5
			D20	S0010K-S	 Dětský jedn.SpO2 senzor	660/905-2	A6
			I20	S0010L-L	 Kojenecký jedn. SpO2 senzor	660/905-2	A6
			N25	S0010M-L	 Novoroz. jedn.SpO2 senzor	660/905-2	A5
				S0010N-L	 Komfort. jedn.SpO2 senzor	660/905-2	A7
NELLCOR OXI-TECH	Všechny Nellcor & Nellcor příslušenství k OEM monitorům, jež nejsou v seznamu výše (mimo GE Medical Dash2500,3000)	550 	MAX-A	S0026J-S	Dospělý jednorázový SpO2 senzor	660/905-2	A0
			MAX-P	S0026K-S	Dětský jednorázový SpO2 senzor	660/905-2	B1
			MAX-I	S0026L-L	Kojenecký jednorázový SpO2 senzor	660/905-2	B1
			MAX-N	S0026M-L	Novoroz. jednorázový SpO2 senzor	660/905-2	A0
				S0026N-L	Komfort. jednorázový SpO2 senzor	660/905-2	B3
NELLCOR OXIMAX	Všechny Nellcor & Nellcor příslušenství k OEM monitorům, jež nejsou v seznamu výše (včetně GE Medical Dash2500,3000)		MAX-A	MAX-A	Dospělý jednorázový SpO2 senzor	660/905-2	C2
			MAX-P	MAX-P	Dětský jednorázový SpO2 senzor	660/905-2	C2
			MAX-I	MAX-I	Kojenecký jednorázový SpO2 senzor	660/905-2	C2
			MAX-N	MAX-N	Novoroz. jednorázový SpO2 senzor	660/905-2	C2
NIHON KOHDEN	(Nutný nástavec S0069NE-L) AL-800PA Module,BSM-1101 LifeScope EC, BSM-2101/2 LifeScope L, BSM-3101 LifeScope LC, BSM-7100/7200 LifeScope8, BSM-8200/1 LifeScope 12, BSM-8301/2 LifeScope 9, SM-8800 LifeScope14,OLV-1100A	057 		S0069J-S	Dospělý jednorázový SpO2 senzor	660/940-3	A5
				S0069K-S	Dětský jednorázový SpO2 senzor	660/940-3	A6
				S0069L-L	Kojenecký jednorázový SpO2 senzor	660/940-3	A6
				S0069M-L	Novoroz. jednorázový SpO2 senzor	660/940-3	A5
				S0069N-L	Komfort. jednorázový SpO2 senzor	660/940-3	A7
NIHON KOHDEN	Pacientský monitor: BSM-4101,4103, 4111,4113 Life scope P, BSM-5105,5135 Life scope A, BSM-2351,2353 Life scope L, BSM-2301,2303 Life scope I	067 		S0005J-S	Dospělý jednorázový SpO2 senzor	660/940-3	A5
				S0005K-S	Dětský jednorázový SpO2 senzor	660/940-3	A6
				S0005L-L	Kojenecký jednorázový SpO2 senzor	660/940-3	A6
				S0005M-L	Novoroz. jednorázový SpO2 senzor	660/940-3	A5
				S0005N-L	Komfort. jednorázový SpO2 senzor	660/940-3	A7
NONIN	NONIN: 8500,8600,8700,8800	065 	7000A	S0080J-S	Dospělý jednorázový SpO2 senzor	660/905-2	A5
				S0080K-S	Dětský jednorázový SpO2 senzor	660/905-2	A6
				S0080L-L	Kojenecký jednorázový SpO2 senzor	660/905-2	A6
				S0080M-L	Novoroz. jednorázový SpO2 senzor	660/905-2	A5
				S0080N-L	Komfort. jednorázový SpO2 senzor	660/905-2	A7
NOVANMETRIX	Novamatrix:505,510,511,515B/C,520700,7100,Oxypleth; originální kus: 8776-00 Spacelabs:90351D/G,90465,90466,90467,90489,90651-07/08,90419-01,90651A-07,originální kus:8776-00	226 		S0062J-S	Dospělý jednorázový SpO2 senzor	660/940-3	A5
				S0062K-S	Dětský jednorázový SpO2 senzor	660/940-3	A6
				S0062L-L	Kojenecký jednorázový SpO2 senzor	660/940-3	A6
				S0062M-L	Novoroz. jednorázový SpO2 senzor	660/940-3	A5
				S0062N-L	Komfort. jednorázový SpO2 senzor	660/940-3	A7
PALCO	Palco: všechny přístroje	217 		S0079J-S	Dospělý jednorázový SpO2 senzor	660/905-2	A5
				S0079K-S	Dětský jednorázový SpO2 senzor	660/905-2	A6
				S0079L-L	Kojenecký jednorázový SpO2 senzor	660/905-2	A6
				S0079M-L	Novoroz. jednorázový SpO2 senzor	660/905-2	A5
				S0079N-L	Komfort. jednorázový SpO2 senzor	660/905-2	A7
PHILIPS	M3,M4,MP20,MP30,MP40,MP50,MP70,MP80,VM4,VM6,VM8	052 		S0015J-S	 Dospělý jedn. SpO2 senzor	660/905-2	A5
				S0015K-S	 Dětský jedn.SpO2 senzor	660/905-2	A6
				S0015L-L	 Kojenecký jedn. SpO2 senzor	660/905-2	A6
				S0015M-L	 Novoroz. jedn.SpO2 senzor	660/905-2	A5
				S0015N-L	 Komfort. jedn.SpO2 senzor	660/905-2	A7




Konektor k monitoru



Konektor k senzoru



Označení typu



● SpO2 prodlužovací kabely jsou kompatibilní s většinou patientských monitorů a pulzních oxymetrů na trhu

Výrobce	Kompatibilní modely	OEM ozn.	Katalog. číslo	Popis	Konektor k přístroji	Konektor k senzoru	Cen. kód
BCI	(Biochem International): 3401,3304,3303,3302,3301,3300;		S0076BC-L	Prodluž.kabel,8ft,DB9M>DB9F, Vhodné pro BCI senzor	389 		B4
	(Biochem International): 6100, 9100, Advisor, Autocorr, Mini Torr BCI (Biochem International), Mini Torr Plus		S0111BC-L	Prodluž.kabel,8ft, snímač 1bit.7P>DB9F, Vhodné pro BCI senzor	558 		B4
BIONET	BM3,BM3 Plus.		S0121BC-L	Prodluž.kabel,8ft, AMP 6P>DB9F, Vhodné pro Bionet senzor	725 		C5
Bionet (Korea)	BM3Vet, BM31		S0084BC-L	Prodluž.kabel,8ft, snímač 1bit.7P>DB9F, Vhodné pro Bionet senzor	609 		B4
Biosys (Korea)	BPM300		S0065NE-L	Prodluž.kabel,8ft, MD6M>DB9F, Vhodné pro Nellcor senzor	061 	130 	C0
Bruker (ODAM)	Bruker (Odam) all		S0071BC-L	Prodluž.kabel,8ft, Kruh12P>DB9F, Vhodné pro BCI senzor	721 		C5
Colin	Datascope:Accutorr Plus, Nellcor:NPB-290/5, N-390,N-395,N-3000 N-6000,NPB-290/5,N-390,N-395,N-3000,N-6000, Nihon Kohden:BSM-4104A, BSM-4114A, Colin BP88/306	SCP-10	S0008CO-L	Prodluž.kabel,8ft, AMP14P>DB9F, Vhodné pro Nellcor senzor,as S0010B-S	116 	127 	D2
Corpuls 	Corpuls 08/16, 08/16M		S0138CO-L	Prodluž.kabel,8ft, snímač 2bit.6P>DB9F, Kompatibilní pro NELLCOR senzor a MED-LINK S0010B-S	749 	480 	F0
			S0138CS-L	Prodluž.kabel,8ft, snímač 2bit.6P>DB9F, Vhodné pro Masim CS senzor a MED-LINK S0153B-S	749 	480 	F0
CSI	CSI (Criticare Systems International):506 Spot CSI ,507SD(Criticare Systems International):503 Spot		S0044BC-L	Prodluž.kabel,8ft, DB9M>DB9F, Vhodné pro CSI senzor	064 		B3
	CSI (Criticare Systems International):Scholar , Poet (602-3A), 1100 , 581, 508, 507, 507SD,504, 503, 501; Mindray 500A		S0100BC-L	Prodluž.kabel,8ft, Lemo 1B.5>DB9F, Vhodné pro CSI senzor	454 		D3
Datascope	Datascope:Accusat, Accutorr 3/4 SAT, Accutorr Plus (Datascope Sp02), Passport (Database Sp02)		S0052BC-L	Prodluž.kabel,8ft, DIN8P>DB9F, Vhodné pro Datascope senzor	722 		C5
PETAS			S0089BC-L	Prodluž.kabel, 8ft, snímač 2Rib 40°6P>DB9F, Vhodné pro Nellcor senzor		130 	B0

Výrobce	Kompatibilní modely	OEM ozn.	Katalog. číslo	Popis	Konektor k přístroji	Konektor k senzoru	Cen. kód
DATEX	Datex-Ohmeda:AS/3, CS/3, CH/S, CH/2S, CH-RS, CG/2S, Cardiacap I, Cardiacap II, Cardiacap 5, Capnomac Ultima, Light Monitor, M-Estpr, Oscar II, OSP-200, Satlite Trans, Satlite Trans Plus, ULTSVI, ULTSVO, ULTSIO, ULTS00	OXY-C3	S0036BC-L	Prodluž.kabel,8ft, Kruh 10J>DB9F, Vhodné pro DATEX senzor	718		C4
		OXY-SL3	S0036OH-L	Prodluž.kabel,8ft, Kruh 10J>8J, Vhodné pro DATEX senzor	343	396	D0
Datex-Ohmeda	Vhodné pro Datex-Ohmeda:Ohmeda 3700, Ohmeda 3710, Ohmeda 3770, Ohmeda 3775, Biox 3740, Biox 3760, 3800 OxiCap, 4700 OxiCap, 5250RGM, Rascal II; GE Medical Systems:Corometrics 511; Mennen:Horizon XL (Ohmeda SpO2)		S0014BC-L	Prodluž.kabel,8ft, Hyc7P>DB9F, Vhodné pro Ohmeda senzor	511		C2
		OXY-OL3	S0014OH-L	Prodluž.kabel,8ft, Hyc7P>8J, Vhodné pro Ohmeda senzor	754	396	D0
GE-Ohmeda	senzor řešení pro GE Ohmeda TruSat™ pulzní oxymetr:	OXY-MC3	S0127OH-L	Prodl. kabel,8ft DB9M>8J, Vhodné pro Ohmeda senzor	313	352	F0
Dolphin Medical (OSI)	Dolphin ONE Oximeters	110	S0099BC-L	Prodluž.kabel,8ft, AMP14P>DB9F, Vhodné pro Dolphin senzor	388		C0
EDAN (China)	EDAN: M9, WaONG: BYS-8000, MINDRAY: PM-8000		S0040BC-L	Prodluž.kabel,8ft, snímač 2bit.6P>DB9F, Vhodné pro BCI senzor	076		B4
GE Medical (Nellcor modul)	GE Medical Systems:Eagle GE Medical Systems:Dash GE Medical Systems:SOLAR GE Medical Systems:TRAM Modular x50SL Series	E9004GE	S0002NE-L	Prodluž.kabel,8ft, Obdelník 11P>DB9F, Kompatibilní pro NELLCOR senzor a MED-LINK S0010B-S	075	130	B5
GE Medical (Oxi-tech modul)	GE Medical Information technology: Dash 2500 Oximax modul		S0122OX-L	Prodluž.kabel,8ft, Obdelník 11P>DB9F, Vhodné pro Nellcor oximax senzor a MED-LINK S0132B-S	075	205	F0
GE Medical (Masim modul)	GE Medical Systems:Dash,SOLAR Series (Masimo modul)		S0025MA-L	Prodluž.kabel,8ft, Obdelník 11P>Masimo 6J, Vhodné pro Masimo LNOP senzor	075	109	D5
			S0025CO-L	Prodluž.kabel,8ft, Obdelník 11P>DB9F, Kompatibilní pro NELLCOR senzor a MED-LINK S0010B-S	069		D5
GE-Ohmeda	senzor řešení pro Datex-Ohmeda S/5 FM ports:	OXY-ES3	S0128OH-L	Prodl. kabel,8ft, Obdelník 11P>8J, Vhodné pro Ohmeda senzor	379	591	D0

Výrobce	Kompatibilní modely	OEM ozn.	Katalog. číslo	Popis	Konektor k přístroji	Konektor k senzoru	Cen. kód
Hellige	Servomed 4.Generation SCP 844,851,852; SCS 804; SMK151,153,154,155- 1,156,157,SMK181,182,SMV 104T,107,111,168;SMS316;SMC108;S MV104,Servomed N4, Servocard, Serie Cardioserv,Vicom SM,SMU 511,611,612,630 Serie SMK-200, SMK210,211,230.231.240,250,SMP 300,310,Pepita 201,202,202 R.,203,Pepita 203, R204,204R,205, Pepita 205R		S0006NE-L	Prodluž.kabel,8ft, Kruh 10P>DB9F, Vhodné pro Nellcor senzor	077 	130 	C5
Huntleigh Healthcare			S0147NE-L	Prodluž.kabel,8ft, snímač 1bit.7P>DB9F, Vhodné pro BCI senzor	041 	130 	C4
INVIVO (Nellcor modul)	4500,4500Plus,Millenia,Omega14 45,Omni-TrakTVS,Sat Scout,Originál č. 9383		S0083NE-L	Prodluž.kabel,8ft, Lemo 1B.7p>DB9F, Vhodné pro Nellcor senzor	392 	130 	C4
INVIVO (Masim modul)	M8		S0094MA-L	Prodluž.kabel,8ft, Lemo 1B.7p>Masimo 6J, Vhodné pro Masimo LNOP senzor	483 	109 	D0
			S0094CO-L	Prodluž.kabel,8ft, Lemo 1B.7p>DB9F, Kompatibilní pro NELLCOR senzor a MED-LINK S0010B-S	235 		D0
Kontron	Kontron:7840 Kontron:7845 Kontron:Kolormon Kontron:Micromon Kontron:Minimon 7137 Kontron:Supermon Kontron:Trakmon		S0019NE-L	Prodluž.kabel,8ft, Kruh 12P>DB9F, Vhodné pro Nellcor senzor	070 	130 	C2
Masim	Masim všechny, MDE:EscortII OPT30: Prism,GE Marquette: Pro1000, V300, INVIVO:T8, Schiller, ZOLL, Datascope: Trio, Passport2, Spectrum *Originální renomovaný nebo opravený.		S0020CO-L	Prodluž.kabel,8ft, Amp14P>DB9F, Kompatibilní pro NELLCOR senzor a MED-LINK S0010B-S	403 		C5
MEK (Korea)	MP-100, MP110, MP400, MP500,M P600,MP1000 (CSI modul)		S0018BC-L	Prodluž.kabel,8ft, DB9M>DB9F, Vhodné pro MEK senzor	078 		B5
	REF: MIS3AH_1 MEK ICS: MP1000NT TYPE: MEK (CSI modul)	MIS3AH_1	S0115BC-L	Prodluž.kabel,8ft, Kruh 8p>DB9F, Vhodné pro MEK senzor	212 	405 	D0
	MP1000, (Nellcor modul)		S0144NE-L	Prodluž.kabel,8ft, Kruh 8p>DB9F, Vhodné pro Nellcor senzor	212 	130 	D0
Mennen			S0103NE-L	Prodluž.kabel,8ft, Kruh 8p>DB9F, Vhodné pro Nellcor senzor	213 	130 	D0


Výrobce	Kompatibilní modely	OEM ozn.	Katalog. číslo	Popis	Konektor k přístroji	Konektor k senzoru	Cen. kód
Mennen	Horizon2000		S0009NE-L	Prodluž. kabel, 8ft, Lemo 2b. 8P>DB9F, Vhodné pro Nellcor senzor	499	130	F0
Mindray (csi modul)	MEC-509,509+,503,507, Marketing:SFDA, SFDA Originální číslo: 512A-30-06074	512A-30-06074	S0011NE-L	Prodluž. kabel, 8ft, Lemo 1B.5p>DB9F, Vhodné pro CSI senzor	451	508	C5
Mindray (mindray modul)	VS800(Mindray modul), PM-7000,6201,8000,9000, Marketing:SFDA,CE,FDA; Originální číslo: 0010-20-42594	0010-20-42594	S0040NE-L	Prodluž. kabel, 8ft, Redel 2bit-40°6p>DB9F, Kompatibilní pro NELLCOR senzor a MED-LINK S0010B-S, Mindray 512D,	076	205	B4
	PM5000,PM6000,PM8100 Marketing:SFDA,CE. Originální číslo: 0010-21-11957	0010-21-11957	S0045OX-L	Prodluž. kabel, 8ft, Kruh 12p>DB9F, Kompatibilní pro NELLCOR senzor a MED-LINK S0010B-S	566	205	B0
	PM-6800, (Mindray modul) BeneView T5Tt6/T8 (Mindray modul) iPM Series (Mindray modul)	0010-30-42737	S0125CO-L	Prodluž. kabel, 8ft, Kruh 7p>DB9F, Kompatibilní pro NELLCOR senzor a MED-LINK S0010B-S	239	205	F0
Mindray (masim modul)	PM9000express(.Masim). PM8002,9201, (PM-6201,7000,8000,M1K0,M2K0 since 2006), Marketing:SFDA,CE.FDA	0010-30-42625	S0116CO-L	Prodluž. kabel, 8ft, Radel 2bit-60°6p,>>DB9F, Kompatibilní pro NELLCOR senzor a MED-LINK S0010B-S	241		D0
	PM-9000,9100,9200,(PM-6201,7000,8000,M1K0,M2K0 before 2006) Marketing:SFDA,CE.FDA Originální číslo: 0010-30-42602	0010-30-42602	S0013CO-L	Prodluž. kabel, 8ft, snímač 2bit 40°6p>DB9F, Kompatibilní pro NELLCOR senzor a MED-LINK S0010B-S	076		D0
	PM-6000 (masimo modul, 12pin socket) Marketing:SFDA,CE.FDA Originální číslo: 0010-30-12452	0010-30-12452	S0012CO-L	Prodluž. kabel, 8ft, Kruh 12p>DB9F, Kompatibilní pro NELLCOR senzor a MED-LINK S0010B-S	412		D0
	PM-6800 (masimo modul, 7pin socket) , BeneView T5/T6/T8 (masim modul) iPM Series (masim modul)	0010-30-42738	S0126CO-L	Prodluž. kabel, 8ft, Kruh 7p>DB9F, Vhodné pro NELLCOR senzor,, as S0010B-S			F0
	PM-6800 (masimo modul, 7pin socket), BeneView T5/T6/T8 (masim modul), iPM Series (masim modul)	0010-30-42738	S0126CS-L	Prodluž. kabel, 8ft, Kruh 7p>DB9F, Vhodné pro Masim CS senzor a MED-LINK S0153B-S		480	F0
	PM9000express, PM9000, 9100, 9200 (masimo modul) Marketing:SFDA,CE.FDA Originální číslo: 9200-30-10707	9200-30-10707	S0013MA-L	Prodluž. kabel, 8ft, snímač 2bit 6p>Masimo 6J, Vhodné pro Masimo senzor	402	109	F5
	PM6000 (masimo modul) Marketing:SFDA,CE.FDA Originální číslo: 6200-30-11721	6200-30-11721	S0012MA-L	Prodluž. kabel, 8ft, Kruh 12p>Masimo 6J, Vhodné pro Masimo senzor	505	109	F5
MINDRAY (Nellcor modul)	VS800, 8002, 9201, PM7000(S ince Jan. 2006) patient monitor of Nellcor modul a 6pin plug (80° between 2bit)	0010-20-42595(E)	S0129NE-L	Prodluž. kabel, 8ft, snímač 2bit 6p (80°)>>>DB9F, Vhodné pro Nellcor senzor	076	544	B0

Výrobce	Kompatibilní modely	OEM ozn.	Katalog. číslo	Popis	Konektor k přístroji	Konektor k senzoru	Cen. kód
Nelcor	Datascope: Accutorr Plus, Nellcor: NPB-290/5, N-390, N-395, N-3000 N-6000, NPB-290/5, N-390, N-395, N-3000, N-6000, Nihon Kohden: BSM-4104A, BSM-4114A, Colin BP88/306	SCP-10	S0001NE-L	Prodluž. kabel, 8ft, AMP14P>DB9F, Vhodné pro Nelcor senzor	388	130	B0
	Datascope: Expert, Passport, GE Medical: Corometrics 188/129, Critikon Dinamap 9700/9710/9720 Plus/Compact/MPS/Pro 300/Pro 400/Select, Ivy Biomedical: 405P, 405T, M.D.E.: Escort II OPT30, Prism, Nelcor: N100, N200, N180, N-20, NPB-40, NPB-75, Nonin: 8500, 8604, Welch Allyn Protocol: Propaq 206-EL, Propaq 204-EL, Propaq 202-EL, Propaq 106EL	EC-4	S0010NE-S	Prodluž. kabel, 4ft, DB9M>DB9F, Vhodné pro Nelcor senzor	059	130	A8
Nelcor (Oxi-tech)	Nelcor: N550, N-595 GE: Dinamap PRO (w/Oxi) , Schiller		S0026NE-A	OXI Adapter DB9M>DB9F, Vhodné pro Nelcor senzor, Old Nelcor to OXIMA TECH OXIMETER	496		C0
	Všechen Nelcor & Nelcor příslušenství, jež není v seznamu výše <u>Philips</u> : Viridia A3	DEC-4	S0026OX-S	Prodluž. kabel, 4ft, DB9M>DB9F, Vhodné pro Nelcor oximax senzor , as S0026B-S	204	238	C7
		DEC-8	S0026OX-L	Prodluž. kabel, 8ft, DB9M>DB9F, Vhodné pro Nelcor oximax senzor a MED-LINK S0026B-S	204	238	C8
	Nelcor: N550, N-595 GE: Dinamap PRO (w/Oxi) , Schiller	DOC-10	S0117OX-L	Prodluž. kabel, 8ft, AMP14P>DB9F, Vhodné pro Nelcor senzor a MED-LINK S0026B-S	116	205	C5
	AL-800PA modul, BSM-1101 LifeScope EC, BSM-2101/2 LifeScope L, BSM-3101 LifeScope LC, BSM-7100/7200 LifeScope 8, BSM-8200/1 LifeScope 12, BSM-8301/2 LifeScope 9, SM-8800 LifeScope 14, OL V-1100A		S0069NE-L	Prodluž. kabel, 8ft, Kruh 10p>DB9F, Vhodné pro Nihon Konden senzor a MED-LINK S0069J-S	047	130	C0
Nihon Konden			S0069NI-L	Prodluž. kabel, 8ft, Kruh 10p>DB9F, Vhodné pro Nihon Konden senzor	047		G0
	Pacientský monitor: BSM-4101, 4103, 4111, 4113 Life scope P, BSM-5105, 5135 Life scope A, BSM-2351, 2353 Life scope L, BSM-2301, 2303 Life scope I	TL-201T	S0005NI-L	Prodluž. kabel, 8ft, Obdelník 14p>DB9F, Vhodné pro Nihon Konden senzor	214	090	F0
Nonin	8604, 8604D		S0080NE-L	Prodluž. kabel, 8ft, Lemo 1b 6p>DB9F, Vhodné pro Nonin senzor	045	130	C5
Nonin	8600 series, 8500, 8700, 8800, 9600, 9700		S0109NE-L	Prodluž. kabel, 8ft, AMP 8p>DB9F, Vhodné pro Nonin senzor	215	130	D0

Výrobce	Kompatibilní modely	OEM ozn.	Katalog. číslo	Popis	Konektor k přístroji	Konektor k senzoru	Cen. kód
Novamatrix	Novamatrix:505, 510,511,515B/C, 520, 7000, 7100, Oxypleth ; Spacelabs Medical:90351-D/G , 90465, , 90466, 90467, 90489, 90651-07/08 , 90419-01, 90651A-07	8776-00	S0062NE-L	Prodluž.kabel,8ft, Hypertronics 7p>DB9F, Vhodné pro Novamatrix senzor a MED-LINK S0062B-S	071	130	C2
Novamatrix	Oxypleth (prodlužovací kabel), 7100 (prodlužovací kabel), 7000 (prodlužovací kabel), 520 (prodlužovací kabel), 515B/C (prodlužovací kabel), 505 (prodlužovací kabel),500		S0062HY-L	Prodluž.kabel,8ft, Hypertronics 7p>Hys 7J, Vhodné pro Novamatrix senzor a MED-LINK S0062B-L	071		D0
Pace Tech Generra	Pace Tech:All w/ black face (except Vitalmax 800 w/Nellcor® SpO2), Generra: 710, 200, 300, 400, 810, 530	4510	S0082BC-L	Prodluž.kabel,8ft, Switchcraft 5J>DB9F, Vhodné pro BCI senzor	216		C5
			S0091BC-L	Prodluž.kabel,8ft, snímač 1bit 7p>DB9F, Vhodné pro BCI senzor	041		B4
Philips	Philips Medical: M2601A, M3000A,M3500B,M4735A	M1943A	S0015OX-L	Prodluž.kabel,8ft, Půlkruh 8p>DB9F, Kompatibilní pro NELLCOR senzor a MED-LINK S0010B-S	052	205	B0
	Philips Medical: M2601A, M3000A, M3500B, M4735A	M1941A	S0015PH-L	Prodluž.kabel,8ft, Půlkruh8P>Půlkruh 8J, Vhodné pro Philips senzor	210	080	C4
	Philips Medical: 78352C, 78354C, 78834C, M1020A, M1025B, M1205A, M1350B, M1722A/B, M1732A/B, M2475B, Viridia A1, Viridia A3	M1900B	S0003OX-L	Prodluž.kabel,8ft, Kruh 12p>DB9F, Kompatibilní pro NELLCOR senzor a MED-LINK S0010B-S	128	205	B0
	Philips Medical:M2475B, M1732A/B, M1722A/B, M1020A, 78833C, 78833A, 78834A, 78352C, 78352A	M1940A	S0003PH-L	Prodluž.kabel,8ft, Kruh 12P>Půlkruh 8J, Vhodné pro Philips senzor	206	207	C2
PRIMEDIC			S0139NE-L	Prodluž.kabel,8ft, Redel 1Rib-7pin>DB9F, Vhodné pro Nellcor senzor	558	130	C2
			S0140NE-L	Prodluž.kabel,8ft, Redel 2Rib-8pin>DB9F, Vhodné pro Nellcor senzor	40%	130	C2
S&W (Artema)	S&W(Diascope G2) patientský monitor, Diascope 1,2,3	SL033057	S0023OX-L	Prodluž.kabel,8ft, Kruh 10J>DB9F, Vhodné pro Nellcor senzor	709	205	C5
SILICONLABS (INDIA)			S0148NE-L	Prodluž.kabel,8ft, DB9M>>DB9F, Vhodné pro Nellcor senzor		130	C2
Schiller (nellcor modul)	Schiller Argus TM-7		S0028NE-L	Prodluž.kabel,8ft, Din7P>DB9F, Vhodné pro Nellcor senzor	339	130	C2

Výrobce	Kompatibilní modely	OEM ozn.	Katalog. číslo	Popis	Konektor k přístroji	Konektor k senzoru	Cen. kód
Schiller (masim modul)	Argus Pro, Argus LCM		S0118MA-L	Prodluž.kabel,8ft, DIN7P>Masimo 6J, Vhodné pro Masimo senzor	339	109	D0
SIMED (Baxter)	Baxter:ASAT , SiMED:S-50 SiMED:S-100, SiMED:S-100e	600015	S0120NE-L	Prodluž.kabel,8ft, Hypertronics 8p>DB9F, Kompatibilní pro NELLCOR senzor a MED-LINK S0010B-S	447	130	C0
Siemens Drager medical	Siemens medical SC 6002XL, SC7000, SC8000, SC9000XL		S0072BC-S	Prodluž.kabel,4ft, Kruh 7P>DB9F, Vhodné pro BCI senzor	073		C2
	Siemens medical SC 6002XL, SC7000, SC8000, SC9000XL		S0072BC-L	Prodluž.kabel,8ft, Kruh 7P>DB9F, Vhodné pro BCI senzor	073		C2
	Drager medical: Vitalert 1000, Cicero		S0119NE-L	Prodluž.kabel,8ft, Lemo 2b 8P>DB9F, Vhodné pro Nellcor senzor	046	130	H0
	Siemens Medical:Sirecust 700 Siemens Medical:Sirecust 630 Siemens Medical:Sirem SpO2 modul		S0078NE-L	Prodluž.kabel,8ft, Půlkruh10P>DB9F, Vhodné pro Nellcor senzor	476	130	C5
Spacelabs	Spacelabs Medical:90351-0/6; 90465; 0466; 90489; 90651A-08; 90651-A; IM77,90308, PC Scout	700-00200	S0035NE-L	Prodluž.kabel,8ft, Hypertronics 12p>DB9F, Vhodné pro Nellcor senzor	220	130	C2
	Spacelabs Medical: 1050,1600,1700,90369,90469,90496 Ultraview	700-003000	S0004NE-L	Prodluž.kabel,8ft, Obdelník 10P>DB9F, Vhodné pro Nellcor senzor	081	130	C0
	Single Adapter Cable: 90351-D/G,90465,90466,90467,90489,90651-07/08 ; 2nd Adapter Cable: 90351-D/G,90465,90466,90467,90489,90651-07/08		S0035HY-L	Prodluž.kabel,8ft, Hypertronics 12p>Hypertronics 7J, Vhodné pro Novamatrix senzor	220	232 Kód: HY	D0
	Single Adapter Cable: 90351-D/G,90465,90466,90467,90489,90651-07/08 ; 2nd Adapter Cable: 90351-D/G,90465,90466,90467,90489,90651-07/08		S0035HY-A	Prodluž.kabel,1ft, Hypertronics 12p>Hypertronics 7J, Vhodné pro Novamatrix senzor	220	232 Kód: HY	D0







Výrobce	Kompatibilní modely	OEM ozn.	Katalog. číslo	Popis	Konektor k přístroji	Konektor k senzoru	Cen. kód
AnKe Choice : MMED6000D/D	AnKe:553; Biolight; BaoZhong Cheersails:CSM-2000; Waong; Goldway:UT4000AUT4000C; Jumbor:JB9101/9105/9107; TianRong; QiLan:M-III; HongRunDa: EM-6; JERRY:PM2000; JoyceTracker: BMD-50; Mindray:PM9000; Richer:RC9000; ShenMai:KP-900; Spurt:CP-1200; SHIPAI: KMI-1000; ZhongHengSheng: KD580; ZhongYua: HD-2000		S0007BC-L	Prodluž.kabel,8ft, snímač 1bt 5P>DB9F, Vhodné pro BCI senzor	074  		B4
Biolight	M6,M12, M69(nová verze),		S0029BC-L	Prodluž.kabel,8ft, snímač 1bt 5P>DB9F, Vhodné pro BCI senzor	408  		B4
	BLT: M66, M69(stará verze),		S0101BC-L	Prodluž.kabel,8ft, Lemo 1b 5P>DB9F, Vhodné pro BCI senzor	044  		C5
Biocare Jumbor	BM9000		S0022BC-L	Prodluž.kabel,8ft, snímač 2bit.6P>DB9F, Vhodné pro BCI senzor	076  		B4
Choice oximax modul	NELLCOR OXIMAX modul		S0112OX-L	Prodluž.kabel,8ft, snímač 1bt 9P>DB9F, Vhodné pro Nellcor senzor DS-100A a MED-LINK S0026B-S	444  	205 	C0
Creative Contec	<u>Creative</u> : PC9000,UP6000, <u>TOB-MED</u> : TOM MS-6-P, <u>EDAN</u> : M9, <u>BIOCARE</u> : BM9000, <u>Goldway, Contec</u>		S0063BC-L	Prodluž.kabel,8ft, snímač 2bit.6P>DB9F, Vhodné pro BCI senzor	076  		B4
GOLDWAY	4000B		S0061BC-L	Prodluž.kabel,8ft, snímač 2bt 7P>DB9F, Vhodné pro BCI senzor	041  		B5
Goldway	Goldway: UT4000A, UT4000C PACE TECH		S0007BC-L	Prodluž.kabel,8ft, snímač 1bit.5p>DB9F, Vhodné pro BCI senzor	074  		B4
Goldway	UT4000A, UT4000C, UT4000E, UT4000F, UT4000Apro, UT4000Fpro, UT6000A		S0038BC-L	Prodluž.kabel,8ft, Lemo 1B.5>DB9F, Vhodné pro BCI senzor	696  		C5
3F	COMEN:STAR-1000; LANKE:LK- 8600A; 3F: DIONA PMS-8100; CSI:RADO 4200; MAYTAG:MTK- 2000		S0021BC-L	Prodluž.kabel,8ft, snímač 1bt 6P>DB9F, Vhodné pro BCI senzor	583  		B4
Neusoft	NSC series patient monitor		S0003OX-L	Prodluž.kabel,8ft, Kruh 12p>DB9F, Kompatibilní pro NELLCOR senzor a MED-LINK S0010B- S	128  	205 	B0



Typ konektoru




Pozice svodů



Standardní patentka




Typ AA kleština



Typ RL kleština



Označení



5A: 5 svodů: A, Standard AHA
3H: 3 svody: H, Standard AHA
3A: 3 svody: A, Standard AHA
5I: 5 svodů: I, Standard IEC
3IH: 3 svody: IH, Standard IEC
3I: 3svody: I, Standard IEC

S: Patentka
C: Kleština

Kód výrobce: např. 041:Bionet, 040:Biosys
Typ spojky: A: vcelku, B: Lifelinc, C:Din styl,
D: AA styl, E: VS styl

E: označení EKG kabelu se svody

Výrobce	Kompatibilní modely	Konektor k přístroji	Katalog. číslo	STANDARD	Svody	Ukončení	Materiál	Defib. ochrana	Cen. kód	
AIR SHIELDS	(AIR) :HRRM-71-1/2,Porta-Fib I,II,III, System5(new),System6(Neonatal)		EA002S3A	AHA,	3-sv:A,	Patentka, TPU.			B5	
ALT	(ALT) :800,800Plus,CX ATL Ultrasound CX200,CX400,Apogee,HDI 9/2000 Interspec Cardiology XL Mark IV,Mark VII ,Ultramark 4/5/7/9		EA002C3A	AHA,	3-sv:A,	Kleština, TPU.			B6	
			EA002S3I	IEC,	3-sv:I,	Patentka, TPU.			B5	
			EA002C3I	IEC,	3-sv:I,	Kleština, TPU.			B6	
			EA002S5A	AHA,	5-sv:A,	Patentka, TPU.			B6	
BCI	(BCI) :3101,3404,6100,6200, 9100,9200,Advisor ,Autocorr		EA002C5A	AHA,	5-sv:A,	Kleština, TPU.			B7	
		EA002S5I	IEC,	5-sv:I,	Patentka, TPU.			B8		
			EA002C5I	IEC,	5-sv:I,	Kleština, TPU.		B9		
COLIN	(COLIN) :BP308, BP408, CBM3000		EA003S3A	AHA,	3-sv:A,	Patentka, TPU	1KΩ		B8	
CSI	(CSI) :504US,602-4USP,Poet2,Scholar		EA003C3A	AHA,	3-sv:A,	Kleština, TPU,	1KΩ		B9	
EDAN	(EDAN) M8 (A), M9(A)		EA003S3I	IEC,	3-sv:I,	Patentka, TPU	1KΩ		B8	
GE MEDICAL	(GMS) :Corometrics 556 Critikon 8100T/Dinamap 8700/9700		EA003C3I	IEC,	3-sv:I,	Kleština, TPU,	1KΩ		B9	
IVY	(IVY) :101 (before 1989),402, 700		EA003S5A	AHA,	5-sv:A,	Patentka, TPU	1KΩ		B9	
			EA003C5A	AHA,	5-sv:A,	Kleština, TPU,	1KΩ		B0	
LSI	(LSI) :LS5 , 261		EA003S5I	IEC,	5-sv:I,	Patentka, TPU	1KΩ		B9	
MDE	(MDE) :Escort 100, 101,102,200, 300 Prism, 360SL, 450SL,521A PortaPak 80,PortaPak 90/1000		EA003C5I	IEC,	5-sv:I,	Kleština, TPU,	1KΩ		B0	
PHYSIO-CONTROL	(MPC) : Lifepak 6 ,									
(MEDTRONIC)	VSM-1ESF (w/resistors)									
NELLCOR	(NELLCOR) :N-200/250 C-LOCK N-1000,NPB-3900,NPB-4000									
NIHON KOHDEN	(NK) :BSM-8301A/8302A/8500A/8502A OEC-6102A (s/n>20156)/7102A/8108A OEC-6105A (s/n>20226),TEC-7100A TEC-5200A(s/n>20421),TEC-7200A/7300A;		EA020S3A	AHA,	3-sv:A,	Patentka, TPU.			B5	
			EA020C3A	AHA,	3-sv:A,	Kleština, TPU.			B6	
			EA020S3I	IEC,	3-sv:I,	Patentka, TPU.			B5	
			EA020C3I	IEC,	3-sv:I,	Kleština, TPU.			B6	
			EA020S5A	AHA,	5-sv:A,	Patentka, TPU.			B6	
			EA020C5A	AHA,	5-sv:A,	Kleština, TPU.			B7	
PACE-TECH	(PACE-TECH) :Minipack 300 Minipack 3000/3100,MiniMax4000CL Vitalmax 800 Plus/2100/2200/4000/4100 Vitalmax/4000CL/4000 Modular/4100CL		EA020S5I	IEC,	5-sv:I,	Patentka, TPU.			B8	
			EA020C5I	IEC,	5-sv:I,	Kleština, TPU.			B9	
			EA021S3A	AHA,	3-sv:A,	Patentka, TPU,	1KΩ		B8	
			EA021C3A	AHA,	3-sv:A,	Kleština, TPU,	1KΩ		B9	
PHILIPS	(PMS) :M3921A A1,M3923A A1 M3925AA1,M3927AA3,M3928A3, M3929AA3		EA021S3I	IEC,	3-sv:I,	Patentka, TPU,	1KΩ		B8	
			EA021C3I	IEC,	3-sv:I,	Kleština, TPU,	1KΩ		B9	
PIONEER	(PIONEER) (American Optical):26125 33167, 5260 , 5330 , Pulsar 4	EA021S5A	AHA,	5-sv:A,	Patentka, TPU,	1KΩ		B9		
PPG	(PPG) (Datamedix, Becton-Dickinson) Guardian 1001/N1001	EA021C5A	AHA,	5-sv:A,	Kleština, TPU,	1KΩ		B0		
		EA021S5I	IEC,	5-sv:I,	Patentka, TPU,	1KΩ		B9		
SPACELABS	(BURDICK) :Medic3/4/5/4045Defib 500/600/900 Series (w/o respiration) 90300/90400/90600/90700 Series TEK-208/408/511/512/514/521 PC Bedside , PCMS	EA021C5I	IEC,	5-sv:I,	Kleština, TPU,	1KΩ		B0		
TEKTRONIX	(Vitatek) :4045Defib/208/400/500Series (Protocol) :Propaq100/200Series,Atlas Propaq Encore, Propaq CS,Ultra Smart									
										
WELCH ALLYN	(ZOLL) :D900, PD1200, PD1400									
ZOLL										
GOLDWAY	GOLDWAY: UT4000A, UT4000A, UT4000Apro,UT6000A, UT4000B, UT4000C, UT4000F, UT6000F, UT4000Fpro, UT4800									
Biolight										
Guoteng										

Výrobce	Kompatibilní modely	Konektor k přístroji	Katalog. číslo	STANDARD	Svody	Ukončení	Materiál	Defib. ochrana	Cen. kód
BIONET KOREA	BM3	015/500 	EA041S5A	AHA,	5-sv:A,	Patentka, TPU,	1KΩ		C1
			EA041C5A	AHA,	5-sv:A,	Kleština, TPU,	1KΩ		C2
			EA041S3A	AHA,	3-sv:A,	Patentka, TPU,	1KΩ		B9
			EA041C3A	AHA,	3-sv:A,	Kleština, TPU,	1KΩ		B0
			EA041S5I	IEC,	5-sv:I,	Patentka, TPU,	1KΩ		C1
			EA041C5I	IEC,	5-sv:I,	Kleština, TPU,	1KΩ		C2
			EA041S3I	IEC,	3-sv:I,	Patentka, TPU,	1KΩ		B9
			EA041C3I	IEC,	3-sv:I,	Kleština, TPU,	1KΩ		B0
BIOSYS KOREA	BPM-103	014 	EA040S5A	AHA,	5-sv:A,	Patentka, TPU,	1KΩ		C1
			EA040C5A	AHA,	5-sv:A,	Kleština, TPU,	1KΩ		C2
			EA040S3A	AHA,	3-sv:A,	Patentka, TPU,	1KΩ		B9
			EA040C3A	AHA,	3-sv:A,	Kleština, TPU,	1KΩ		B0
			EA040S5I	IEC,	5-sv:I,	Patentka, TPU,	1KΩ		C1
			EA040C5I	IEC,	5-sv:I,	Kleština, TPU,	1KΩ		C2
			EA040S3I	IEC,	3-sv:I,	Patentka, TPU,	1KΩ		B9
			EA040C3I	IEC,	3-sv:I,	Kleština, TPU,	1KΩ		B0
BRUKER (ODAM)	SM784, SM785 12-pinový vstupní konektor	012 	EA017S3H	AHA,	3-sv:H,	Patentka, TPU,			C3
			EA017C3H	AHA,	3-sv:H,	Kleština, TPU,			C4
			EA017S3IH	IEC,	3-sv:IH,	Patentka, TPU,			C3
			EA017C3IH	IEC,	3-sv:IH,	Kleština, TPU,			C4
COLIN	BP88 / BP306	013 	EA062S5A	AHA,	5-sv:A,	Patentka, TPU,			D5
			EA062C5A	AHA,	5-sv:A,	Kleština, TPU,			D6
			EA062S3A	AHA,	3-sv:A,	Patentka, TPU,			D3
			EA062C3A	AHA,	3-sv:A,	Kleština, TPU,			D4
			EA062S5I	IEC,	5-sv:I,	Patentka, TPU,			D5
			EA062C5I	IEC,	5-sv:I,	Kleština, TPU,			D6
			EA062S3I	IEC,	3-sv:I,	Patentka, TPU,			D3
			EA062C3I	IEC,	3-sv:I,	Kleština, TPU,			D4
	BP88S	025 	EA061S5A	AHA,	5-sv:A,	Patentka, TPU,			D2
			EA061C5A	AHA,	5-sv:A,	Kleština, TPU,			D3
			EA061S3A	AHA,	3-sv:A,	Patentka, TPU,			D1
			EA061C3A	AHA,	3-sv:A,	Kleština, TPU,			D2
			EA061S5I	IEC,	5-sv:I,	Patentka, TPU,			D2
			EA061C5I	IEC,	5-sv:I,	Kleština, TPU,			D3
Creative Spurt Biolight	Creative:PC9000S,PC9000,UP6000, Biolight: M12	014 	EA046S5A	AHA,	5-sv:A,	Patentka, TPU,			C1
			EA046C5A	AHA,	5-sv:A,	Kleština, TPU,			C2
			EA046S3A	AHA,	3-sv:A,	Patentka, TPU,			B9
			EA046C3A	AHA,	3-sv:A,	Kleština, TPU,			B0
			EA046S5I	IEC,	5-sv:I,	Patentka, TPU,			C1
			EA046C5I	IEC,	5-sv:I,	Kleština, TPU,			C2
			EA046S3I	IEC,	3-sv:I,	Patentka, TPU,			B9
			EA046C3I	IEC,	3-sv:I,	Kleština, TPU,			B0
Corpuls	Corpuls 08/16, 0816M 		EA076C3I	IEC,	3-sv:IH,	Kleština, TPU,			E0

Výrobce	Kompatibilní modely	Konektor k přístroji	Katalog. číslo	STANDARD	Svody	Ukončení	Materiál	Defib. ochrana	Cen. kód
DATASCOPE	2000,2001,2002,2100,2200,3000, 3000A ,Ballon Pump, M/D3 w/lead select,M/D3A,M/D4, Passport,Passport IL,Passport XG, Passport XL,Passport 2, Passport 2LT,Spectrum System 90, System 90T , System 96, System 97		EA002S5A	AHA,	5-sv:A,	Patentka, TPU,			B9
			EA002C5A	AHA,	5-sv:A,	Kleština, TPU,			B0
			EA002S3A	AHA,	3-sv:A,	Patentka, TPU,			B7
			EA002C3A	AHA,	3-sv:A,	Kleština, TPU,			B8
			EA002S5I	IEC,	5-sv:I,	Patentka, TPU,			B9
			EA002C5I	IEC,	5-sv:I,	Kleština, TPU,			B0
			EA002S3I	IEC,	3-sv:I,	Patentka, TPU,			B7
			EA002C3I	IEC,	3-sv:I,	Kleština, TPU,			B8
DATEX	AS/3, CS/3, S/5, Cardiocap 1, Cardiocap 2 , Cardiocap 5 , Light Monitor , Satliteplus		EA010S5A	AHA,	5-sv:A,	Patentka, TPU,			C9
			EA010C5A	AHA,	5-sv:A,	Kleština, TPU,			C0
			EA010S3A	AHA,	3-sv:A,	Patentka, TPU,			C7
			EA010C3A	AHA,	3-sv:A,	Kleština, TPU,			C8
			EA010S5I	IEC,	5-sv:I,	Patentka, TPU,			C9
			EA010C5I	IEC,	5-sv:I,	Kleština, TPU,			C0
			EA010S3I	IEC,	3-sv:I,	Patentka, TPU,			C7
			EA010C3I	IEC,	3-sv:I,	Kleština, TPU,			C8
DRAGER SIEMENS	Drager UM1/3/3.1, RM1, PM8010, PM8014, Babyguard 8000, Cato, Babylog8000/8000 plus, PB8800 Serie 8000, Cicero, Parameterbox,		EA057S3A	AHA,	3-sv:A,	Patentka, TPU,			D0
			EA057C3A	AHA,	3-sv:A,	Kleština, TPU,			E1
			EA057S3I	IEC,	3-sv:I,	Patentka, TPU,			D0
			EA057C3I	IEC,	3-sv:I,	Kleština, TPU,			E1
FUKUDA DENSHI	DATASCOPE:Expert FUKUDA DENSHI:DS5100E, DS5300W, DS5400		EA068S5A	AHA,	5-sv:A,	Patentka, TPU,	1KΩ		D4
			EA068C5A	AHA,	5-sv:A,	Kleština, TPU,	1KΩ		D5
			EA068S3A	AHA,	3-sv:A,	Patentka, TPU,	1KΩ		D3
			EA068C3A	AHA,	3-sv:A,	Kleština, TPU,	1KΩ		D4
			EA068S5I	IEC,	5-sv:I,	Patentka, TPU,	1KΩ		D4
			EA068C5I	IEC,	5-sv:I,	Kleština, TPU,	1KΩ		D5
			EA068S3I	IEC,	3-sv:I,	Patentka, TPU,	1KΩ		D3
			EA068C3I	IEC,	3-sv:I,	Kleština, TPU,	1KΩ		D4
PETAS			EA064S3H	AHA,	3-sv:H,	Patentka, TPU,			C8
			EA064C3H	AHA,	3-sv:H,	Kleština, TPU,			C9
			EA064S3IH	IEC,	3-sv:IH,	Patentka TPU,			C8
			EA064C3IH	IEC,	3-sv:IH	Kleština, TPU			C9
GE-MEDICAL MARQUETTE	GEMS:Dash PRO 4000, Dash PRO 3000, Dash PRO 2000, Dash 1000, Eagle Systems, MAC-Lab, Solar 9500, Solar 8000. Solar 3000, Tram 100, Tram 200, Tram 300, Tram 400, Tram 500, Tram 600, Tram 800, Unity Systems		EA007S5A	AHA,	5-sv:A,	Patentka, TPU,			C7
			EA007C5A	AHA,	5-sv:A,	Kleština, TPU,			C8
			EA007S3A	AHA,	3-sv:A,	Patentka, TPU,			C6
			EA007C3A	AHA,	3-sv:A,	Kleština, TPU,			C7
			EA007S5I	IEC,	5-sv:I,	Patentka, TPU,			C7
			EA007C5I	IEC,	5-sv:I,	Kleština, TPU,			C8
			EA007S3I	IEC,	3-sv:I,	Patentka, TPU,			C6
			EA007C3I	IEC,	3-sv:I,	Kleština, TPU,			C7
	PRO1000		EA021S3A	AHA,	3-sv:A,	Patentka, TPU,	1KΩ		B7
			EA021C3A	AHA,	3-sv:A,	Kleština, TPU,	1KΩ		B8
			EA021S3I	IEC,	3-sv:I,	Patentka, TPU,	1KΩ		B7
			EA021C3I	IEC,	3-sv:I,	Kleština, TPU,	1KΩ		B8
GE-MEDICAL	GE MEDICAL SYSTEMS: 2000, 2020, 2110, 2110N, 2120, 2210, 2230, 2230N, 2310, 2330, 2330N, 7000 Series, Tram AR		EA069S5A	AHA,	5-sv:A,	Patentka, TPU,			C9
			EA069C5A	AHA,	5-sv:A,	Kleština, TPU,			C0
			EA069S3A	AHA,	3-sv:A,	Patentka, TPU,			C7
			EA069C3A	AHA,	3-sv:A,	Kleština, TPU,			C8
			EA069S5I	IEC,	5-sv:I,	Patentka, TPU,			C9
			EA069C5I	IEC,	5-sv:I,	Kleština, TPU,			C0
			EA069S3I	IEC,	3-sv:I,	Patentka, TPU,			C7
			EA069C3I	IEC,	3-sv:I,	Kleština, TPU,			C8

Výrobce	Kompatibilní modely	Konektor k přístroji	Katalog. číslo	STANDARD	Svody	Ukončení	Materiál	Defib. ochrana	Cen. kód
HELLIGE	Hellige, Servomed 4 , Generation, SCP 851, SCP 852 , SCP 844, SCS 804,, CardioServ , VICOM-sm		EA011S5A	AHA,	5-sv:A,	Patentka, TPU,			D4
			EA011C5A	AHA,	5-sv:A,	Kleština, TPU,			D5
			EA011S3A	AHA,	3-sv:A,	Patentka, TPU,			D3
			EA011C3A	AHA,	3-sv:A,	Kleština, TPU,			D4
			EA011S5I	IEC,	5-sv:I,	Patentka, TPU,			D4
			EA011C5I	IEC,	5-sv:I,	Kleština, TPU,			D5
			EA011S3I	IEC,	3-sv:I,	Patentka, TPU,			D3
			EA011C3I	IEC,	3-sv:I,	Kleština, TPU,			D4
KONTRON	7000, 7135, 7135B, 7141, 7210 7250, 7251, K2000, KAAT, Kolormon, Micromon, Minimon, Supermon , Vitalmon		EA031S5A	AHA,	5-sv:A,	Patentka, TPU,			C5
			EA031C5A	AHA,	5-sv:A,	Kleština, TPU,			C6
			EA031S3A	AHA,	3-sv:A,	Patentka, TPU,			C3
			EA031C3A	AHA,	3-sv:A,	Kleština, TPU,			C4
			EA031S5I	IEC,	5-sv:I,	Patentka, TPU,			C5
			EA031C5I	IEC,	5-sv:I,	Kleština, TPU,			C6
			EA031S3I	IEC,	3-sv:I,	Patentka, TPU,			C3
			EA031C3I	IEC,	3-sv:I,	Kleština, TPU,			C4
			EA032S3A	AHA,	3-sv:A,	Patentka, TPU,			C9
			EA032C3A	AHA,	3-sv:A,	Kleština, TPU,			C0
			EA032S3I	IEC,	3-sv:I,	Patentka, TPU,			C9
			EA032C3I	IEC,	3-sv:I,	Kleština, TPU,			C0
L&T (INDIA)	DLanet50		EA030S3H	AHA,	3-sv:H,	Patentka, TPU,	1KΩ		C5
			EA030C3H	AHA,	3-sv:H,	Kleština, TPU,	1KΩ		C6
			EA030S3IH	IEC,	3-sv:IH,	Patentka, TPU,	1KΩ		C5
			EA030C3IH	IEC,	3-sv:IH,	Kleština, TPU,	1KΩ		C6
MEK	MP1000, MP600, MP500		EA029S5A	AHA,	5-sv:A,	Patentka, TPU,			B9
			EA029C5A	AHA,	5-sv:A,	Kleština, TPU,			B0
			EA029S3A	AHA,	3-sv:A,	Patentka, TPU,			B7
			EA029C3A	AHA,	3-sv:A,	Kleština, TPU,			B8
			EA029S5I	IEC,	5-sv:I,	Patentka, TPU,			B9
			EA029C5I	IEC,	5-sv:I,	Kleština, TPU,			B0
			EA029S3I	IEC,	3-sv:I,	Patentka, TPU,			B7
			EA029C3I	IEC,	3-sv:I,	Kleština, TPU,			B8
	M160246 M360697		EA033S5A	AHA,	5-sv:A,	Patentka, TPU,			C4
			EA033C5A	AHA,	5-sv:A,	Kleština, TPU,			C5
			EA033S3A	AHA,	3-sv:A,	Patentka, TPU,			C3
			EA033C3A	AHA,	3-sv:A,	Kleština, TPU,			C4
			EA033S5I	IEC,	5-sv:I,	Patentka, TPU,			C4
			EA033C5I	IEC,	5-sv:I,	Kleština, TPU,			C5
			EA033S3I	IEC,	3-sv:I,	Patentka, TPU,			C3
			EA033C3I	IEC,	3-sv:I,	Kleština, TPU,			C4
M&B			EA072S3A	AHA,	3-sv:A,	Patentka, TPU,			C4
			EA072S5A	AHA,	5-sv:A,	Patentka, TPU,			C3
MENNEN	Horizon 250,3000,450, Microsolo,936 Series,425/101 Preamp, Cardio-Pak 2000,740, 741 742		EA059S3A	AHA,	3-sv:A,	Patentka, TPU,	1KΩ		C4
			EA059C3A	AHA,	3-sv:A,	Kleština, TPU,	1KΩ		C5
			EA059S3I	IEC,	3-sv:I,	Patentka, TPU,	1KΩ		C4
			EA059C3I	IEC,	3-sv:I,	Kleština, TPU,	1KΩ		C5
	(MENNEN):900,1100,1110, Horizon 2000,2100,2200,5200 Horizon 9000XL,MR1200,1270 Horizon 1280,1300,Horizon 1380		EA065S5A	AHA,	5-sv:A,	Patentka, TPU,			D9
			EA065C5A	AHA,	5-sv:A,	Kleština, TPU,			D0
			EA065S3A	AHA,	3-sv:A,	Patentka, TPU,			D7
			EA065C3A	AHA,	3-sv:A,	Kleština, TPU,			D8
			EA065S5I	IEC,	5-sv:I,	Patentka, TPU,			D9
			EA065C5I	IEC,	5-sv:I,	Kleština, TPU,			D0
			EA065S3I	IEC,	3-sv:I,	Patentka, TPU,			D7
			EA065C3I	IEC,	3-sv:I,	Kleština, TPU,			D8

Výrobce	Kompatibilní modely	Konektor k přístroji	Katalog. číslo	STANDARD	Svody	Ukončení	Materiál	Defib. ochrana	Cen. kód
MINDRAY	MINDRAY: PM9000, PM8000, PM7000 se 6-pin konektorem MEC1000, MEC1200		EA020S3A	AHA,	3-sv:A,	Patentka,	TPU,		B5
			EA020C3A	AHA,	3-sv:A,	Kleština,	TPU,		B6
			EA020S3I	IEC,	3-sv:I,	Patentka,	TPU,		B5
			EA020C3I	IEC,	3-sv:I,	Kleština,	TPU,		B6
			EA020S5A	AHA,	5-sv:A,	Patentka,	TPU,		B6
			EA020C5A	AHA,	5-sv:A,	Kleština,	TPU,		B7
			EA020S5I	IEC,	5-sv:I,	Patentka,	TPU,		B8
			EA020C5I	IEC,	5-sv:I,	Kleština,	TPU,		B9
	BeneView (T5, T6, T8) iPM series		EA050S5A	AHA,	5-sv:A,	Patentka,	TPU,		C9
			EA050C5A	AHA,	5-sv:A,	Kleština,	TPU,		C0
			EA050S3A	AHA,	3-sv:A,	Patentka,	TPU,		C7
			EA050C3A	AHA,	3-sv:A,	Kleština,	TPU,		C8
			EA050S5I	IEC,	5-sv:I,	Patentka,	TPU,		C9
			EA050C5I	IEC,	5-sv:I,	Kleština,	TPU,		C0
			EA050S3I	IEC,	3-sv:I,	Patentka,	TPU,		C7
			EA050C3I	IEC,	3-sv:I,	Kleština,	TPU,		C8
	PM5000/6000		EA060S5A	AHA,	5-sv:A,	Patentka,	TPU,		C3
			EA060C5A	AHA,	5-sv:A,	Kleština,	TPU,		C3
			EA060S3A	AHA,	3-sv:A,	Patentka,	TPU,		C3
			EA060C3A	AHA,	3-sv:A,	Kleština,	TPU,		C3
			EA060S5I	IEC,	5-sv:I,	Patentka,	TPU,		C3
			EA060C5I	IEC,	5-sv:I,	Kleština,	TPU,		C3
			EA060S3I	IEC,	3-sv:I,	Patentka,	TPU,		C3
			EA060C3I	IEC,	3-sv:I,	Kleština,	TPU,		C3
NEC	3M12		EA053S5A	AHA,	5-sv:A,	Patentka,	TPU,		D4
			EA053C5A	AHA,	5-sv:A,	Kleština,	TPU,		D5
			EA053S3A	AHA,	3-sv:A,	Patentka,	TPU,		D3
			EA053C3A	AHA,	3-sv:A,	Kleština,	TPU,		D4
			EA053S5I	IEC,	5-sv:I,	Patentka,	TPU,		D4
			EA053C5I	IEC,	5-sv:I,	Kleština,	TPU,		D5
			EA053S3I	IEC,	3-sv:I,	Patentka,	TPU,		D3
			EA053C3I	IEC,	3-sv:I,	Kleština,	TPU,		D4
	PB1916E		EA054S3A	AHA,	3-sv:A,	Patentka,	TPU,		E9
			EA054C3A	AHA,	3-sv:A,	Kleština,	TPU,		E0
			EA054S3I	IEC,	3-sv:I,	Patentka,	TPU,		E9
			EA054C3I	IEC,	3-sv:I,	Kleština,	TPU,		E0
NIHON KOHDEN	OEC-6102A (s/n<20156), OEC-6105A (s/n<20226), OEC-6120A/J/K BSM-7105K		EA037S5A	AHA,	5-sv:A,	Patentka,	TPU,	1KΩ	C9
			EA037C5A	AHA,	5-sv:A,	Kleština,	TPU,	1KΩ	C0
			EA037S3A	AHA,	3-sv:A,	Patentka,	TPU,	1KΩ	C7
			EA037C3A	AHA,	3-sv:A,	Kleština,	TPU,	1KΩ	C8
			EA037S5I	IEC,	5-sv:I,	Patentka,	TPU,	1KΩ	C9
			EA037C5I	IEC,	5-sv:I,	Kleština,	TPU,	1KΩ	C0
			EA037S3I	IEC,	3-sv:I,	Patentka,	TPU,	1KΩ	C7
			EA037C3I	IEC,	3-sv:I,	Kleština,	TPU,	1KΩ	C8
	BSM-7102A, OMP-7201C, OMP-7203C, TEC-5200A (s/n<20421)		EA038S3A	AHA,	3-sv:A,	Patentka,	TPU,		D7
			EA038C3A	AHA,	3-sv:A,	Kleština,	TPU,		D8
			EA038S3I	IEC,	3-sv:I,	Patentka,	TPU,		D7
			EA038C3I	IEC,	3-sv:I,	Kleština,	TPU,		D8
	TEC-7621C		EA075S3A	AHA,	3-sv:A,	Patentka,	TPU,	200KΩ	D7
			EA075C3A	AHA,	3-sv:A,	Kleština,	TPU,	200KΩ	D8
			EA075S3I	IEC,	3-sv:I,	Patentka,	TPU,	200KΩ	D7
			EA075C3I	IEC,	3-sv:I,	Kleština,	TPU,	200KΩ	D8
	TEC-7621K, TEC-7631K		EA074S3A	AHA,	3-sv:A,	Patentka,	TPU,	100KΩ	D7
			EA074C3A	AHA,	3-sv:A,	Kleština,	TPU,	100KΩ	D8
			EA074S3I	IEC,	3-sv:I,	Patentka,	TPU,	100KΩ	D7
			EA074C3I	IEC,	3-sv:I,	Kleština,	TPU,	100KΩ	D8
PETAS	KMA160R, 165R, 260R, K-250, 300...		EA063S3H	AHA,	3-sv:H,	Patentka,	TPU,		B9
			EA063C3H	AHA,	3-sv:H,	Kleština,	TPU,		B0
			EA063S3IH	IEC,	3-sv:IH,	Patentka,	TPU,		B9
			EA063C3IH	IEC,	3-sv:IH,	Kleština,	TPU,		B0

Výrobce	Kompatibilní modely	Konektor k přístroji	Katalog. číslo	STANDARD	Svody	Ukončení	Materiál	Defib. ochrana	Cen. kód
PHILIPS	43100A,43110A,43120A,78352C,78354C,78834C,862474 C3, M1001A,M1002A,M1165A, M1166A,M1167A,M1175A,M1177A ,M1205A,M1264A,M1275A Transport, M1280A,M1722A/B,M1723A/B, M2475B,M2601A,M3000A,M3001A, M3046A M2/M3/M4,M4735A		EA023S5A	AHA,	5-sv:A,	Patentka, TPU,	1KΩ		C9
			EA023C5A	AHA,	5-sv:A,	Kleština, TPU,	1KΩ		C0
			EA023S3A	AHA,	3-sv:A,	Patentka, TPU,	1KΩ		C7
			EA023C3A	AHA,	3-sv:A,	Kleština, TPU,	1KΩ		C8
			EA023S5I	IEC,	5-sv:I,	Patentka, TPU,	1KΩ		C9
			EA023C5I	IEC,	5-sv:I,	Kleština, TPU,	1KΩ		C0
			EA023S3I	IEC,	3-sv:I,	Patentka, TPU,	1KΩ		C7
			EA023C3I	IEC,	3-sv:I,	Kleština, TPU,	1KΩ		C8
	43100A/43110A/43110M/43120A/MC Defib, 43200A Portable, M3500B,77000AC/77020A,77010AC Sonos/AC/AR,77025A,77030A,77035A ,77040A,78208A,78210A,78330A,78331A,78332A,78333A,78341A,78342A,7 8345A,78346A,78351T,78352A/C,783 53A/B,78354A,78532A/B,78534A/B/C, 78619A,78620A,78660A/B,78661A/B,7 8670A,78671A,M1722A/B,M1723A/B, M2400A,M2406A, Sonos 2000/2500,tems,M2425A,M2475B		EA035S5A	AHA,	5-sv:A,	Patentka, TPU,	1KΩ		D9
			EA035C5A	AHA,	5-sv:A,	Kleština, TPU,	1KΩ		D0
			EA035S3A	AHA,	3-sv:A,	Patentka, TPU,	1KΩ		D7
			EA035C3A	AHA,	3-sv:A,	Kleština, TPU,	1KΩ		D8
			EA035S5I	IEC,	5-sv:I,	Patentka, TPU,	1KΩ		D9
			EA035C5I	IEC,	5-sv:I,	Kleština, TPU,	1KΩ		D0
			EA035S3I	IEC,	3-sv:I,	Patentka, TPU,	1KΩ		D7
			EA035C3I	IEC,	3-sv:I,	Kleština, TPU,	1KΩ		D8
Primedic			EA077S3H	AHA,	3-sv:H,	Patentka, TPU,	10KΩ		I4
			EA077C3H	AHA,	3-sv:H,	Kleština, TPU,	10KΩ		I4
			EA077S3IH	IEC,	3-sv:IH,	Patentka, TPU,	10KΩ		I4
			EA077C3IH	IEC,	3-sv:IH,	Kleština, TPU,	10KΩ		I4
MEDTRONIC PHYSIO-CONTROL	Lifepak 12 , 120, Lifepak 20		EA066S5A	AHA,	5-sv:A,	Patentka, TPU,	10KΩ		D9
			EA066C5A	AHA,	5-sv:A,	Kleština, TPU,	10KΩ		D0
			EA066S3A	AHA,	3-sv:H,	Patentka, TPU,	10KΩ		D7
			EA066C3A	AHA,	3-sv:H,	Kleština, TPU,	10KΩ		D8
			EA066S5I	IEC,	5-sv:I,	Patentka, TPU,	10KΩ		D9
			EA066C5I	IEC,	5-sv:I,	Kleština, TPU,	10KΩ		D0
			EA066S3I	IEC,	3-sv:IH,	Patentka, TPU,	10KΩ		D7
			EA066C3I	IEC,	3-sv:IH,	Kleština, TPU,	10KΩ		D8
	PHYSIO-CONTROL: Lifepak 2,3,33, Scope Monitor II ; SIEMENS: Porta Pak 500PB, Porta Pak 500PM ; SIMONSEN & WEELS(S&W): CB-600 Defib, DMS-600 ; SURVIVAL INSTRUMENTS: Safeguard I, II UNIRAD:Series C Echo, VIGGO-SPECTRAMED (Gould): Ekoline 20A, 21, Smith-Kline 20A		EA067S3A	AHA,	3-sv:H,	Patentka, TPU,			B9
			EA067C3A	AHA,	3-sv:H,	Kleština, TPU,			B0
			EA067S3I	IEC,	3-sv:IH,	Patentka, TPU,			B9
			EA067C3I	IEC,	3-sv:IH,	Kleština, TPU,			B0
S&W (Artema) Diascope	8000 System, Diascope1,2 , Neoscope, DMS 700, defibrillator, Diascope-NT, Athena Systems, Cardio-Aid, DS Traveller, DSNT, DS1,DS2, MCX/LS		EA018S5A	AHA,	5-sv:A,	Patentka, TPU,			D9
			EA018C5A	AHA,	5-sv:A,	Kleština, TPU,			D0
			EA018S3A	AHA,	3-sv:H,	Patentka, TPU,			D7
			EA018C3A	AHA,	3-sv:H,	Kleština, TPU,			D8
			EA018S5I	IEC,	5-sv:I,	Patentka, TPU,			D9
			EA018C5I	IEC,	5-sv:I,	Kleština, TPU,			D0
			EA018S3I	IEC,	3-sv:IH,	Patentka, TPU,			D7
			EA018C3I	IEC,	3-sv:IH,	Kleština, TPU,			D8
SIEMENS	Sirecust Series 400, 500, 600, Serie 700, 900, 1200, Sirecust 341/610/620/630/720/722 Sirecust 730/732/900/960/961/1260 Sirecust 1281/1801/400/-500 ECG Monitor, Polymed Modul, Modulbox Sirem		EA052S5A	AHA,	5-sv:A,	Patentka, TPU,			B9
			EA052C5A	AHA,	5-sv:A,	Kleština, TPU,			B0
			EA052S3A	AHA,	3-sv:A,	Patentka, TPU,			B8
			EA052C3A	AHA,	3-sv:A,	Kleština, TPU,			B9
			EA052S5I	IEC,	5-sv:I,	Patentka, TPU,			B9
			EA052C5I	IEC,	5-sv:I,	Kleština, TPU,			B0
			EA052S3I	IEC,	3-sv:I,	Patentka, TPU,			B8
			EA052C3I	IEC,	3-sv:I,	Kleština, TPU,			B9


Výrobce	Kompatibilní modely	Konektor k přístroji	Katalog. číslo	STANDARD	Svody	Ukončení	Materiál	Defib. ochrana	Cen. kód
SPACELABS	90496 Ultraview, 90369 Ultraview, 90367 Ultraview	022  	EA009S5A	AHA,	5-sv:A,	Patentka, TPU,	1KΩ		C9
			EA009C5A	AHA,	5-sv:A,	Kleština, TPU,	1KΩ		C0
			EA009S3A	AHA,	3-sv:A,	Patentka, TPU,	1KΩ		C7
			EA009C3A	AHA,	3-sv:A,	Kleština, TPU,	1KΩ		C8
			EA009S5I	IEC,	5-sv:I,	Patentka, TPU,	1KΩ		C9
			EA009C5I	IEC,	5-sv:I,	Kleština, TPU,	1KΩ		C0
			EA009S3I	IEC,	3-sv:I,	Patentka, TPU,	1KΩ		C7
			EA009C3I	IEC,	3-sv:I,	Kleština, TPU,	1KΩ		C8
SPACELABS BURDICK	GE MEDICAL SYSTEMS: Corometrics 503,Corometrics 504,Corometrics 508; SIEMENS ELECTROMEDICAL SYSTEMS: 806180A Nuclear Camera	236  	EA036S3A	AHA,	3-sv:H,	Patentka, TPU,			B9
			EA036C3A	AHA,	3-sv:H,	Kleština, TPU,			B0
			EA036S3I	IEC,	3-sv:IH,	Patentka, TPU,			B9
			EA036C3I	IEC,	3-sv:IH,	Kleština, TPU,			B0
			ADVANCED MEDICAL RESEARCH (AMR): Model 3R; AEQUITRON MEDICAL: 9101,9216 (Neonate), ATL ULTRASOUND: Ultramark 8,Ultramark 6,Mark VIII,Mark III,Mark II,600,400; BARD: 500,500 GILSON; BECKMAN (Offner): Offner Dynograph (all),VSM-10C,RM-10 BIOCOM; INC: All models; BOURNS LIFE SYSTEMS: 118-1/2/3; DEL MAR: 2000 Series,2820,2920,2920A; GE MEDICAL SYSTEMS: Critikon Exerstress; MEDICAL ELECTRONICS: All Models (except A30, A40); HEALTHWATCH (Cambridge): MC-4,Simpli Scribe, Versa Scribe, VS-1/2/3; INTERSPEC (Irex) (J&J): System II Echo; KDC: All Models (except Infant IM); MARCONI MEDICAL: 464B, 51-690, CA101, CA105, Echoview 80C, ECO-6, RC-101/M; PIONEER (American Optical): Life Rite 50 ; PPG (Datamedix, Becton-Dickinson): 105 w/lead select, ELD-320W, ELD-400, HR-4, IPA-1/2/3/4, IPA-BD21, IS-5LB, MS-25L, S-5BL , Statscope; PPG (E for M): EAI Series,ECG-6 Series,ECI Series,ECV Series,EDI Series,ECP-8,ERI Series,ETD-8 PPG (Honeywell): 5100 w/ lead select ; SPACELABS BURDICK: CS615,CS625A,CSS20 ,CSS23 ,CSS27,CSS7200,EK1,EK2,EK3,EK4,EK5/A/AS,EK8SS,M200,Medic 1,Medic 2,PA-100,PA-104,PA-105,1600,2100; VIGGO-						
WELCH ALLYN	Propaq 100 Series, Propaq 200 Series, Propaq Encore, Propaq CS , Ultra Smart , Atlas	004  	EA021S5A	AHA,	5-sv:A,	Patentka, TPU,	1KΩ		B9
			EA021C5A	AHA,	5-sv:A,	Kleština, TPU,	1KΩ		B0
			EA021S3A	AHA,	3-sv:A,	Patentka, TPU,	1KΩ		B7
			EA021C3A	AHA,	3-sv:A,	Kleština, TPU,	1KΩ		B8
			EA021S5I	IEC,	5-sv:I,	Patentka, TPU,	1KΩ		B9
			EA021C5I	IEC,	5-sv:I,	Kleština, TPU,	1KΩ		B0
			EA021S3I	IEC,	3-sv:I,	Patentka, TPU,	1KΩ		B7
			EA021C3I	IEC,	3-sv:I,	Kleština, TPU,	1KΩ		B8



Vlastnosti:


- Určeno pro dospělé i dětské pacienty
- Kompatibilní se všemi pacientskými monitory
- Rychlé a snadné použití s patentkami jasné označenými štítky a barevným rozlišením
- Pohodlnější pro pacienty
- Pružné, odolné a snadno se čistí
- Design kabelu se strategickým umístěním patentových elektrod
- Není třeba zvláštních svodů; nedělitelný design
- Kabel lze čistit nebo desinfikovat
- Lehký vodič lze použít na velké části pacienta
- K dostání v barevném označení AHA i IEC
- Neobsahují latex

Označení typu



Příklad: E-023P3A udává použití u pacientského monitoru PHILIPS M1, 3-Svody, AHA standard, pacientská koncovka je pinch.

Typ konektoru k přístroji





Konektor k monitoru





Typ a kód spojky



Din 3-Ld, Kód: C	Din 5-Ld, Kód: C	Colin, 5-Ld, Kód: M
Lifelinc(LL), 3-Ld, Kód: B	Lifelinc(LL), 5-Ld, Kód: B	TRU-link, 5-Ld, Kód: L
ASP, 3-Ld, Kód: H	ASP, 5-Ld, Kód: H	VS, 5-Ld, Kód: E
AAMI(AA), 3-Ld, Kód: D	AAMI(AA), 5-Ld, Kód: D	NK, 5-Ld, Kód: N
EURO, 3-Ld, Kód: J	EURO, 5-Ld, Kód: J	NK, 6-Ld, Kód: P
Conmed, 3-Ld, Kód: G	Conmed, 5-Ld, Kód: G	Multi-Link, 5Ld, Kód: Q
NEC, 3-Ld, Kód: K	NEC, 3-Ld, Kód: K	Lohmeier multi-link: JM
Multi-link, Kód: R	Fukuda 16p, Kód: Y	Philips M1668A spojka:

Popis

E □ □ □ □ □ □

Kódování barvy: **7A**: 7-Ld, AHA(AAMI); **10A**: 10-Ld, AHA; **7I**: 7-Ld, IEC; **10I**: 10-Ld, IEC; **5A**: 5-Ld, AHA(AAMI); **3H**: 4-Ld, AHA; **3A**: 3-Ld, AHA; **5I**: 5-Ld, IEC; **3IH**: 4-Ld, IEC; **3I**: 3-Ld, IEC; **5AI**: 5-Ld, AHA/IEC; **3H/IH**: 4-Ld, AHA/IEC; **3A/I**: 3-Ld, AHA/IEC;
 Pacientská koncovka: **S**: Patentka; **C**: Kleštiny,
 Pokud je produktem kabel, není použito písmeno, ale je použito "-", např. ED008-3A
 Kód výrobce, např. 041 označuje Bionet; pokud je produktem svod, pak údaj označuje délku, např. 040 označuje 40 in.
 Typ spojky: **A**: vcelku; **B**: Lifelinc, (LL); **C**: Din styl; **D**: AA styl; **E**: VS styl, a jiné, viz. výše
E: označení pro EKG kabel a svody



Výrobce	Kompatibilní modely	OEM ozn.	Katalog. číslo	Popis	Konektor k monitoru	Spojka (strana svodů)	Cen. kód
Din styl Normal	<u>Vickers):HRRM-71-1/2 ,Porta-Fib I, II, III, System 5 (new),System 6 (Neonatal):</u> <u>ATL ULTRASOUND:800 ,800 Plus,Apogee ,</u> <u>CX ATL ULTRASOUND:</u> <u>CX200,CX400,HDI</u> <u>9/2000,Interspec Cardiology</u> <u>XL,Mark IV,Mark VII ,Ultramark 4 ,Ultramark 4 Plus,Ultramark 5 ,Ultramark 7,Ultramark 9:</u> <u>BIOCHEM INTERNATIONAL (BCI):3101,3404,6100,6200, 9100,9200,Advisor ,Autocorr</u> <u>COLIN Medical instruments:</u> <u>BP308, BP408, CBM3000</u> <u>CRITICARE SYSTEMS, INC. (CSI):504US, 602-4USP, Poet 2, Scholar</u> <u>GE medical systems:</u> <u>Corometrics 556, Critikon 8100T, Critikon Dinamap 8700 Series, Critikon Dinamap 9700 Series</u> <u>IVY biomedical systems:101 (beprae 1989), 402, 700</u>	D-1340	EC020-3A/I	Din 3svod pacient. kabel,2,7m AHA/IEC, přímý 6pin>Din 3J, bez odporu vhodný pro Din styl vodiče			B9
		D-1540	EC020-5A/I	Din 5svod pacient. kabel,2,7m AHA/IEC, přímý 6pin>Din 5J, bez odporu vhodný pro Din styl vodiče			B0
			EC021-3A/I	Din 3svod pacient. kabel,2,7m AHA/IEC, přímý 6pin>Din 3J, 1KΩ odpor vhodný pro Din styl vodiče			C3
			EC021-5A/I	Din 5svod pacient. kabel,2,7m AHA/IEC, přímý 6pin>Din 5J, 1KΩ odpor vhodný pro Din styl vodiče			C5
Lifeline (LL) styl Normal	<u>LIFE SCIENCE INSTRUMENTS (LSI):LS5 , 261</u> <u>MEDICAL DATA electronics (MDE):Escort 100, Escort 101, Escort 102 , Escort 200,Escort 300, Prism , 360SL, 450SL, 521A , PortaPak 80 , PortaPak 90 , PortaPak 1000;</u> <u>Medtronic Physio-control :</u> Lifepak 6 ,VSM-1ESF (w/resistors); <u>NELLCOR :N-200 C-LOCK, N-250 C-LOCK, N-1000 , NPB-3900, NPB-4000;</u> <u>NIHON KOHDEN :BSM-8301A, BSM-8302A, BSM-8500A, BSM-8502A, OEC-6102A (s/n>20156), OEC-6105A (s/n>20226), OEC-7102A, OEC-8108A, TEC-5200A (s/n>20421), TEC-7100A, TEC-7200A , TEC-7300A;</u> <u>PACE:</u> <u>TECH :</u> Minipack 300 , Minipack 3000, Minipack 3100, MiniMax 4000CL, Vitalmax 800 Plus, Vitalmax 2100, Vitalmax 2200, Vitalmax 4000, Vitalmax 4000CL, Vitalmax 4000 Modular, Vitalmax 4100, Vitalmax 4100CL;		EB020-3A/I	LL 3svod pacient. kabel,2,7m AHA/IEC, přímý 6pin>LL 3svod, bez odporu vhodný pro LL styl vodiče			B9
			EB020-5A/I	LL 5svod pacient. kabel,2,7m AHA/IEC, přímý 6pin>LL 5svod, bez odporu vhodný pro LL styl vodiče			B0
			EB021-3A/I	LL 3svod pacient. kabel,2,7m AHA/IEC, přímý 6pin>LL 3svod, 1KΩ odpor vhodný pro LL styl vodiče			C3
			EB021-5A/I	LL 5svod pacient. kabel,2,7m AHA/IEC, přímý 6pin>LL 5svod, 1KΩ odpor , vhodný pro LL styl vodiče			C5
Conmed styl Normal	<u>PHILIPS MEDICAL SYSTEMS :</u> M3921A A1 Compact Monitor , M3923A A1 Compact Monitor, M3925A A1 Compact Monitor , M3927A A3 Compact Monitor , M3929A A3 Compact Monitor <u>PIONEER (American Optical):</u> 26125 , 33167, 5260 , 5330 , Pulsar 4; <u>PPG (Datamedix, Becton-Dickinson):</u> Guardian 1001, Guardian N1001 <u>SPACELABS BURDICK :</u> Medic 3, Medic 4 , Medic 5 , 4045 Defib, 500 Series, 600 Series, 900 Series (w/o respiration) , 90300 Series, 90400 Series, 90600 Series , 90700 Series, TEK-208, TEK-408, TEK-511 , TEK-512 , TEK-514, TEK-521, PC Bedside , PCMS System; <u>TEKTRONIX (Vitatek) :</u> 4045 Defib , 208 , 400 Series, 500 Series; <u>WELCH ALLYN (Protocol):</u> Propaq 100 Series, Propaq 200 Series, Propaq Encore, Propaq CS , Ultra Smart, Atlas <u>ZOLL :</u> D900, PD1200, PD1400		EG020-3A/I	Conmed 3svod pacient. kabel, délka: 2,7m ; AHA/IEC, přímý 6pin>Conmed 3svod, bez odporu, vhodný pro Conmed styl vodiče			C5
			EG020-5A/I	Conmed 5svod pacient. kabel, délka: 2,7m ; AHA/IEC, přímý 6pin>Conmed 5svod, bez odporu, vhodný pro Conmed styl vodiče			C7
			EG021-3A/I	Conmed 3svod pacient. kabel, délka: 2,7m ; AHA/IEC, přímý 6pin>Conmed 3svod, 1KΩ odpor, vhodný pro Conmed styl vodiče			C9
			EG021-5A/I	Conmed 5svod pacient. kabel, délka: 2,7m ; AHA/IEC, přímý 6pin>Conmed 5svod, 1KΩ odpor, vhodný pro Conmed styl vodiče			C0

Výrobce	Kompatibilní modely	OEM ozn.	Katalog. číslo	Popis	Konektor k monitoru	Spojka (strana svodů)	Cen. kód
Bionet Korea	BM3		EB041-3A/I	3svod pacient. kabel,2,7m AHA/IEC, kruh 8pin>LL-3svod, 1KΩ odpor vhodný pro LL styl vodiče			C2
			EB041-5A/I	5svod pacient. kabel,2,7m AHA/IEC, kruh 8pin>LL-5svod, 1KΩ odpor vhodný pro LL styl vodiče			C3
Biosys Korea	BPM-103		EC040-3A/I	3svod pacient. kabel,2,7m AHA/IEC, Readel 6pin>Din 3J, 1KΩ odpor vhodný pro Din styl vodiče			C3
			EC040-5A/I	5svod pacient. kabel,2,7m AHA/IEC, Readel 6pin>Din 5J, 1KΩ odpor vhodný pro Din styl vodiče			C4
Colin	BP88 / BP306		EM062-5I	5svod pacient. kabel,2,7m IEC, L typ kruh 6pin>6J, bez odporu vhodný pro Colin vodiče			D2
	BP88S		EM061-5I	5svod pacient. kabel,2,7m IEC, přímý 6P>6J, bez odporu vhodný pro Colin vodiče			E0
Creative Spurt Biolight	Creative: PC9000S,PC9000,UP6000, Biolight: M12		EC046-3A/I	3svod pacient. kabel,2,7m AHA/IEC, Readel 6pin>Din 3J, 1KΩ odpor vhodný pro Din styl vodiče			C3
			EC046-5A/I	5svod pacient. kabel,2,7m AHA/IEC, Readel 6pin>Din 5J, 1KΩ odpor vhodný pro Din styl vodiče			C4
Datascope	2000,2001,2002,2100,2200,3000 ,3000A ,Ballon Pump,M/D3 w/lead select,M/D3A,M/D4,Passport,Passport IL,Passport XG,Passport XL,Passport 2,Passport 2LT,Spectrum System 90, System 90T , System 96, System 97		EC002-3A/I	Din 3svod pacient. kabel,2,7m AHA/IEC, přímý 6pin>Din 3J, bez odporu vhodný pro Din styl vodiče			B9
			EC002-5A/I	Din 5svod pacient. kabel,2,7m AHA/IEC, přímý 6pin>Din 5J, bez odporu vhodný pro Din styl vodiče			B0
Datex	AS/3, CS/3, S/5, Cardiocap 1, Cardiocap 2 , Cardiocap 5 , Light Monitor , Satliteplus		EB010-3A/I	3svod pacient. kabel,2,7m AHA/IEC, kruh 10J>LL 3svod, bez odporu vhodný pro LL styl vodiče			C8
			EB010-5A/I	5svod pacient. kabel,2,7m AHA/IEC, kruh 10J>LL 5svod, bez odporu vhodný pro LL styl vodiče			C0

Výrobce	Kompatibilní modely	OEM ozn.	Katalog. číslo	Popis	Konektor k monitoru	Spojka (strana svodů)	Cen. kód
Datex-Ohmeda	Datex-Ohmeda patientský monitor		EH010-3A/I	3svod pacient. kabel,2,7m AHA/IEC, kruh 10J>ASP 3svod, 4.7KΩ odpor vhodný pro ASP styl vodiče		183	D1
			EH010-5A/I	5svod pacient. kabel,2,7m AHA/IEC, kruh 10J>ASP 5svod, bez odporu vhodný pro ASP styl vodiče		221	D2
Drager Siemens	Drager UM1/3/3.1, RM1, PM8010, PM8014, Babyguard 8000, Cato, Babylog8000/8000 plus, PB8800, Serie 8000, Cicero, Parameterbox,		EC057-3A/I	SG 3svod pacient. kabel,2,7m AHA/IEC, kruh 10pin>Din 3J, bez odporu vhodný pro Din styl vodiče		101	D0
	Multimed-Pot system fur serie SC 6000, SC 6002XL, SC 7000, SC 9000, Art. Nr.3368391 (8.2ft) Art. Nr. 5950196 (4.2,7m)	3368391	EQ056-5A/I	SC9000XL Multi-link kabel, 2,5m AHA/IEC, 1KΩ odpor vhodný pro Euro styl vodiče		179	O0
Siemens	Sirecust Series 400, 500, 600, Serie 700, 900, 1200, Sirecust 341/610/620/630/720/722, Sirecust 730/732/900/960/961/1260, Sirecust 1281/1801/400/-500, ECG Monitor, Polymed Modul, Modulbox Sirem		EB052-3A/I	3svod pacient. kabel,2,7m AHA/IEC, kruh 10J>LL 3svod, bez odporu vhodný pro LL styl vodiče		107	B8
			EB052-5A/I	5svod pacient. kabel,2,7m AHA/IEC, kruh 10J>LL 5svod, bez odporu vhodný pro LL styl vodiče		105	B9
			EJ052-3A/I	3svod pacient. kabel,2,7m AHA/IEC, kruh 10J>Euro 3svod, bez odporu vhodný pro Euro styl vodiče		242	C5
			EJ052-5A/I	5svod pacient. kabel,2,7m AHA/IEC, kruh 10J>Euro 5svod, bez odporu vhodný pro Euro styl vodiče		243	C6
GE-Medical Marquette	GEMS:Dash PRO 4000, Dash PRO 3000, Dash PRO 2000, Dash 1000, Eagle Systems, MAC-Lab, Solar 9500, Solar 8000. Solar 3000, Tram 100, Tram 200, Tram 300, Tram 400, Tram 500, Tram 600, Tram 800, Unity Systems		EE007-5A	5svod pacient. kabel,2,7m AHA, kruh 10J>VS 5svod, bez odporu vhodný pro VS styl vodiče		089	C5
			EE007-5I	5svod pacient. kabel,2,7m IEC, 10J>VS 5svod, bez odporu vhodný pro VS styl vodiče		089	C8
GE-Hellige	Hellige, Servomed 4, Generation, SCP 851, SCP 852, SCP 844, SCS 804., CardioServ, VICOM-sm		EB011-3A/I	3svod pacient. kabel,2,7m AHA/IEC, kruh 10P>LL 3svod, bez odporu vhodný pro LL styl vodiče		107	C0
			EB011-5A/I	5svod pacient. kabel,2,7m AHA/IEC, kruh 10P>LL 5svod, bez odporu vhodný pro LL styl vodiče		105	C0

OEM	OEM MODELS NUMBER	OEM ozn.	Katalog. číslo	Popis	Konektor k monitoru	Spojka (strana svodů)	Cen. kód
GE-Hellige	Hellige, Servomed 4 , Generation, SCP 851, SCP 852 , SCP 844, SCS 804., CardioServ , VICOM-sm		EH011-3A/I	3svod pacient. kabel, 2,7m AHA/IEC, kruh 10J>ASP 3svod, 1KΩ odpor vhodný pro ASP styl vodiče		183	D5
			EH011-5A/I	5svod pacient. kabel, 2,7m AHA/IEC, kruh 10J>ASP 5svod, 1KΩ odpor vhodný pro ASP styl vodiče		221	D6
GE-medical Marquette	Pro1000		EH021-3A/I	3svod pacient. kabel, 2,7m AHA/IEC, kruh 6pin>ASP 3svod, 1KΩ odpor vhodný pro ASP styl vodiče		183	D0
			EH021-5A/I	5svod pacient. kabel, 2,7m AHA/IEC, kruh 6pin>ASP 5svod, 1KΩ odpor vhodný pro ASP styl vodiče		221	E2
Gosvodway	Gosvodway: UT4000A, UT4000Apro, UT6000A, UT4000B, UT4000C, UT4000F, UT6000F, UT4000Fpro, UT4800		EB002-3A/I	3svod pacient. kabel, 2,7m AHA/IEC, kruh 6p>LL 3svod, bez odporu vhodný pro LL styl vodiče		107	B9
			EB002-5A/I	5svod pacient. kabel, 2,7m AHA/IEC, kruh 6p>LL 5svod, bez odporu vhodný pro LL styl vodiče		105	B0
Huntleigh Healthcare	UK MONITOR		EC047-3A/I	Din 3svod pacient. kabel, 2,7m AHA/IEC, DB9M>Din 3J, bez odporu vhodný pro Din styl vodiče		101	B0
Kontron	7000, 7135, 7135B, 7141, 7210, 7250, 7251, K2000, KAAT, Kolomon, Micromon, Minimon, Supermon , Vitalmon		EB031-3A/I	3svod pacient. kabel, 2,7m AHA/IEC, kruh 12P>LL 3svod, bez odporu vhodný pro LL styl vodiče		107	C4
			EB031-5A/I	5svod pacient. kabel, 2,7m AHA/IEC, kruh 12P>LL 5svod, bez odporu vhodný pro LL styl vodiče		105	C5
MEK Korea	MP1000, MP600, MP500		EC029-3A/I	Din 3svod pacient. kabel, 2,7m AHA/IEC, DB9M>Din 3J, bez odporu vhodný pro Din styl vodiče		101	B0
			EC029-5A/I	Din 5svod pacient. kabel, 2,7m AHA/IEC, DB9M>Din 5J, bez odporu vhodný pro Din styl vodiče		102	C1
	M160246, M360697		EB033-3A/I	3svod pacient. kabel, 2,7m AHA/IEC, MD6M>LL 3svod, bez odporu vhodný pro LL styl vodiče		107	C2
			EB033-5A/I	5svod pacient. kabel, 2,7m AHA/IEC, MD6M>LL 5svod, bez odporu vhodný pro LL styl vodiče		105	C3

Výrobce	Kompatibilní modely	OEM ozn.	Katalog. číslo	Popis	Konektor k monitoru	Spojka (strana svodů)	Cen. kód
MINDRAY	PM-7000, PM-8000series, PM-9000series, new PM-6000	0010-3012378	EJ021-3A/I	3svod pacient. kabel,2,7m AHA/IEC, kruh 6pin>Euro 3svod, 1KΩ odpor vhodný pro Euro styl vodiče	007	242	C1
		0010-3012257	EJ021-5A/I	5svod pacient. kabel,2,7m AHA/IEC, kruh 6pin>Euro 5svod, 1KΩ odpor vhodný pro Euro styl vodiče	007	243	C2
	PM-6800,2004, PM-6000, s 12-pin zeleným vstupním konektorem BeneView (T5, 56, T8) , iPM Series	0010-3042724	EJ051-3A/I	3svod pacient. kabel,2,7m AHA/IEC, přímý kruh 12P>Euro 3svod, 1KΩ odpor /Inductance vhodný pro Euro styl vodiče	577	242	D0
		0010-3042723	EJ051-5A/I	5svod pacient. kabel,2,7m AHA/IEC, přímý kruh 12P>Euro 5svod, 1KΩ odpor /Inductance vhodný pro Euro styl vodiče	222	243	E1
MINDRAY	PM6000, s 12-pin zeleným vstupním konektorem	0010-3012379	EJ050-3A/I	3svod pacient. kabel,2,7m AHA/IEC,typ L kruh 12P>Euro 3svod, 1KΩ odpor vhodný pro Euro styl vodiče	222	242	C5
		0010-3012260	EJ050-5A/I	5svod pacient. kabel,2,7m AHA/IEC,typ L kruh 12P>Euro 5svod, 1KΩ odpor vhodný pro Euro styl vodiče	222	243	C6
NEC	3M12	47524	EK053-3I	3svod pacient. kabel,2,7m AHA/IEC, kruh 16p>NEC 3svod, bez odporu vhodný pro 47504 vodiče	024	096	D5
		47525	EK053-5I	5svod pacient. kabel,2,7m AHA/IEC, kruh 16p>NEC 5svod, bez odporu vhodný pro 47505 vodiče	024	099	D0
Nihon Kohden	OEC-6102A (s/n<20156), OEC-6105A (s/n<20226), OEC-6120A/J/K BSM-7105K		EC037-3A/I	3svod pacient. kabel,2,7m AHA/IEC, kruh 8p>Din 3svod, bez odporu vhodný pro Din styl vodiče	237	101	C0
		JC-005P	EN037-3I	3svod pacient. kabel,2,7m IEC, kruh 8p>NK 6J, bez odporu vhodný pro BR-019 vodiče	395	155	D5
	BSM-7102A,OMP-7201C, OMP-7203C, TEC-5200A (s/n<20421),		EC038-3A/I	3svod pacient. kabel,2,7m AHA/IEC, kruh 11p>Din 3svod, bez odporu vhodný pro Din styl vodiče	154	101	D5
			EN038-3I	3svod pacient. kabel,2,7m IEC, kruh 11p>NK 6J bez odporu vhodný pro BR-019 vodiče	154	155	D0

Výrobce	Kompatibilní modely	OEM ozn.	Katalog. číslo	Popis	Konektor k monitoru	Spojka (strana svodů)	Cen. kód
Nihon Kohden	BSM-2301, BSM-2353, BSM-5100, Multi-parameter patientský monitor	JC-906P	EP055-6I	6svod pacient. kabel,2,7m ,IEC, Obdelník 12p>NK 8J, bez odporu vhodný pro BR-903P, BR-906P			E0
	OPV-1500 Lifescope N	L060 JC-103T	EP080-3I	3svod pacient. kabel,2,7m ,IEC, Obdelník 12p>NK 8J, bez odporu vhodný pro BR-903P, BR-906P			E0
	BSM-8301A/8302A/8500A,BSM-8502A, OEC-6102A(s/n>20156), OEC-6105A(s/n>20226),OEC-7102A/8108A,TEC-5200A(s/n>20421), 7100A/7200A/7300A; TEC	L152 JC-762V	EN002-5I	5svod pacient. kabel,2,7m IEC, kruh 6pin>NK 6J bez odporu vhodný pro BR-019 vodiče			C0
PHILIPS	78352C,7834C, 78834C, M1001A/B, M1002A/B, M1722A/B, M1723A/B, M2475B, M3000A, M3001A, M4735A, VM4/V24	M1500A	ED023-3A	3svod pacient. kabel,2,7m AHA, kruh 12p>AA-3svod 1KΩ odpor vhodný pro AA styl vodiče			C0
		M1510A	ED023-3I	3svod pacient. kabel,2,7m IEC, kruh 12p>AA-3svod 1KΩ odpor vhodný pro AA styl vodiče			C0
	78352C,7834C, 78834C, M1001A/B, M1002A/B, M1722A/B, M1723A/B, M2475B, M3000A, M3001A, M4735A, VM4/V24	M1520A	ED023-5A	5svod pacient. kabel,2,7m AHA, kruh 12p>AA-5svod 1KΩ odpor vhodný pro AA styl vodiče			D4
		M1530A	ED023-5I	5svod pacient. kabel,2,7m IEC, kruh 12p>AA-5svod 1KΩ odpor vhodný pro AA styl vodiče			D4
PHILIPS	Philips Instruments s 8-Pin konektorem: 77000AC,77020A/AC,77020AR,77025A,77030A,77035A,77040A,78208A,78210A,78330A,78331A,78332A,78333A,78341A,78342A,78345A,78346A,78351T,78352A,78353A/B,78354A,78532A/B,78534A/B/C,M1722A/B,M1723A/B,M2400A,M2406A,M2475B,M3500B	M1580A	ED035-3A	3svod pacient. kabel,2,7m AHA, kruh 8p>AA-3svod 1KΩ odpor vhodný pro AA styl vodiče			C0
		M1590	ED035-3I	3svod pacient. kabel,2,7m IEC, kruh 8p>AA-3svod 1KΩ odpor vhodný pro AA styl vodiče			C0
	Philips Instruments s 8-Pin konektorem: 78208A,78210A,78330A,78331A,78332A,78333A,78341A,78342A,78345A,78346A,78351T,78352A,78353A,78354A,78532A/B,78534A/B/C,M1722A/B,M3500B	M1600A	ED035-5A	5svod pacient. kabel,2,7m AHA, kruh 8p>AA-5svod 1KΩ odpor vhodný pro AA styl vodiče			D4
		M1610A	ED035-5I	5svod pacient. kabel,2,7m IEC, kruh 8p>AA-5svod 1KΩ odpor vhodný pro AA styl vodiče			D4
PHILIPS	M3000A, M3001A, M1001A/B,M1002A/B, 78352C,78354C	M1669A	EDG073-3AI	3svod pacient. kabel,2,7m IEC/AAMI, kruh 12p>3-svod 1KΩ odpor vhodný pro Philips vodiče			F0
PHILIPS	M3000A, M3001A, M1001A/B,M1002A/B, 78352C,78354C	M1668A	EDG073-5AI	5svod pacient. kabel,2,7m IEC/AAMI, kruh 12p>5-svod 1KΩ odpor vhodný pro Philips vodiče			F0

Výrobce	Kompatibilní modely	OEM ozn.	Katalog. číslo	Popis	Konektor k monitoru	Spojka (strana svodů)	Cen. kód
PHILIPS	78834C 78850A	M1620A	ED036-3A	3svod pacient. kabel,2,7m AHA, kruh 5p>AA-3svod 1KΩ odpor vhodný pro AA styl vodiče		086	C0
			ED036-3I	3svod pacient. kabel,2,7m IEC, kruh 5p>AA-3svod 1KΩ odpor vhodný pro AA styl vodiče		086	C0
S&W (Artema)	8000 System, Diascope1,2 , Neoscope, DMS 700, defibrillator, Diascope-NT, Athena Systems, Cardio-Aid, DS Traveller, DSNT, DS1,DS2, MCX/LS		EB018-3A/I	3svod pacient. kabel,2,7m AHA/IEC, kruh 10J>LL 3svod, bez odporu vhodný pro LL styl vodiče		107	C8
			EB018-5A/I	5svod pacient. kabel,2,7m AHA/IEC, kruh 10J>LL 5svod, bez odporu vhodný pro LL styl vodiče		105	C0
SPACELABS	90496 Ultraview, 90369 Ultraview,90367 Ultraview	IEC:700- 0008-07 AHA:700- 0008-06	EL009-5A/I	5svod pacient. kabel,2,7m AHA/IEC, kruh 17p>TRU-LINK 5svod, 1KΩ odpor vhodný pro TRU-LINK vodiče		091	C9
SPACELABS BURDICK Viggo-Spectramed (Statham) WESTINGHOUSE	GE MEDICAL:Corometrics 503,Corometrics 504,Corometrics 508; SIEMENS:806180A Nuclear Camera		EJ036-3A/I	3svod pacient. kabel,2,7m AHA/IEC, kruh 5pin>Euro 3svod, bez odporu vhodný pro Euro styl vodiče		242	C9
	ADVANCED MEDICAL RESEARCH (AMR):Model 3R; AEQUITRON MEDICAL:9101,9216 (Neonate),ATL ULTRASOUND:Ultramark 8,Ultramark 6,Mark VIII,Mark III,Mark II,600,400; BARD:500,500 GILSON; BECKMAN (Offner):Offner Dynograph (All),VSM-10C,RM-10 BIOCOM; INC:All models; BOURNS LIFE SYSTEMS:118-1/2/3; DEL MAR:2000 Series,2820,2920,2920A; GE MEDICAL SYSTEMS:Critikon Exerstress; MEDICAL ELECTRONICS:všechny Models (except A30, A40); HEALTHWATCH (Cambridge):MC-4,Simpli Scribe, Versa Scribe, VS-1/2/3; INTERSPEC (Irex) (J&J):System II Echo; KDC:All Models (except Infant IM); MARCONI MEDICAL:464B, 51-690, CA101, CA105, Echoview 80C, ECO-6, RC-101/M; PIONEER (American Optical):Life Rite 50 ; PPG (Datamedix, Becton-Dickinson):105 w/lead select, ELD-320W, ELD-400, HR-4, IPA-1/2/3/4, IPA-BD21, IS-5LB, MS-25L, S-5BL , Statscope; PPG (E for M):EAI Series,ECG-6 Series,ECI Series,ECV Series,EDI Series,ECP-8,ERI Series,ETD-8 PPG (Honeywell):5100 w/ lead select ; SPACELABS BURDICK:CS615,CS625A,CSS20 ,CSS23 ,CSS27,CSS7200,EK1,EK2,EK3,EK4,EK5/A/AS,EK8SS,M200,Medic 1,Medic 2,PA-100,PA-104,PA-105,1600,2100;VIGGO-SPECTRAMED (Statham):6703,Ekoline 21,WESTINGHOUSE:All Models						
Fukuda Denshi	FUKUDA: 7100 patient monitor		EJ032-3A/I	3Ld pacient. kabel,2,7m AHA/IEC, kruh 12P>Euro 3LD, Vhodný pro Euro styl vodiče		242	F2
			EJ032-5A/I	5Ld pacient. kabel,2,7m AHA/IEC, kruh 12P>Euro 5LD, Vhodný pro Euro styl vodiče		243	F2
	DATASCOPE:Expert FUKUDA DENSHI:DS5100E, DS5300W, DS5400, DS7101/L, DS7141		EY068-5A/I	5Ld and 3Ld pacient. kabel,2,7m AHA/IEC, kruh 12pin> 16 jack non- odpor Vhodný pro EY032S3I vodiče		373	F2
Lohmeier			EC078-3A/I	3Ld pacient. kabel,2,7m IEC/AAMI, 5pin+5Jack plug>Din-3LD non-odpor Vhodný pro Din1.5 styl svody		101	F0
Lohmeier	D-81241, original ozn.: 98.060.120/A	98.060.1 20/A	EJM079-5A/I	5Ld Multi-kabel,2,7m IEC/AAMI, 27pin plug>Euro 5Ld ECG+2*IBP+SpO2+2*Temp (discharge inside)			O0









SVODY


Výrobce	Průvodce	OEM ozn.	Katalog. číslo	Popis	Barevný standard	Ukončení	Cen. kód
Bionet Datex Siemens GE-Hellige Kontron Goldway S&W (Artema)  135	použitelné pro všechny LL-Plug System , Spojka (strana svodů)typ: Lifelinc(LL),,kód: B  EB040C3A  EB040C5A		EB024S3A	LL svody, 24 in. (61 cm), 3 svody	AHA (AAMI)	Patentka	B2
			EB024C3A		AHA (AAMI)	Kleštička	B3
			EB024S3I		IEC	Patentka	B2
			EB024C3I		IEC	Kleštička	B3
			EB024S5A	LL svody, 24 in. (61 cm), 5 svodů	AHA (AAMI)	Patentka	B5
			EB024C5A		AHA (AAMI)	Kleštička	B6
			EB024S5I		IEC	Patentka	B5
			EB024C5I		IEC	Kleštička	B6
			EB040S3A	LL svody, 40 in. (102 cm), 3 svody	AHA (AAMI)	Patentka	B2
			EB040C3A		AHA (AAMI)	Kleštička	B3
			EB040S3I		IEC	Patentka	B2
			EB040C3I		IEC	Kleštička	B3
			EB040S5A	LL svody, 40 in. (102 cm), 5 svodů	AHA (AAMI)	Patentka	B5
			EB040C5A		AHA (AAMI)	Kleštička	B6
			EB040S5I		IEC	Patentka	B5
			EB040C5I		IEC	Kleštička	B6
Biosys Creative Datascope Nihon Kohden AIR SHIELDS (NARCO, Vickers) ATL ULTRASOUND BIOCHEM INTERNATIONAL COLIN Medical CRITICARE IVY  141	použitelné pro všechny Din-Plug System , Spojka (strana svodů)typ: Din styl,kód: C  EC040S3A  EC040S5A		EC018S3A	Din svody, 18 in. (45 cm), 3 svody	AHA (AAMI)	Patentka	A6
			EC018C3A		AHA (AAMI)	Kleštička	A7
			EC018S3I		IEC	Patentka	A6
			EC018C3I		IEC	Kleštička	A7
			EC018S5A	Din svody, 18 in. (45 cm), 5 svodů	AHA (AAMI)	Patentka	A0
			EC018C5A		AHA (AAMI)	Kleštička	B1
			EC018S5I		IEC	Patentka	A0
			EC018C5I		IEC	Kleštička	B1
			EC024S3A	Din svody, 24 in. (61 cm), 3 svody	AHA (AAMI)	Patentka	A6
			EC024C3A		AHA (AAMI)	Kleštička	A7
			EC024S3I		IEC	Patentka	A6
			EC024C3I		IEC	Kleštička	A7
			EC024S5A	Din svody, 24 in. (61 cm), 5 svodů	AHA (AAMI)	Patentka	A0
			EC024C5A		AHA (AAMI)	Kleštička	B1
			EC024S5I		IEC	Patentka	A0
			EC024C5I		IEC	Kleštička	B1
			EC040S3A	Din svody, 40 in. (102 cm), 3 svody	AHA (AAMI)	Patentka	A6
			EC040C3A		AHA (AAMI)	Kleštička	A7
			EC040S3I		IEC	Patentka	A6
			EC040C3I		IEC	Kleštička	A7
			EC040S5A	Din svody, 40 in. (102 cm), 5 svodů	AHA (AAMI)	Patentka	A0
			EC040C5A		AHA (AAMI)	Kleštička	B1
			EC040S5I		IEC	Patentka	A0
			EC040C5I		IEC	Kleštička	B1

Výrobce	Průvodce	OEM ozn.	Katalog. číslo	Popis	Barevný standard	Ukončení	Cen. kód
PHILIPS M3000A, M3001A, M1001A/B, M1002A/B, 78352C, 78354C		M1673A	EDG040S3A	Multi-Link Ldwr, 3 svody Set-Group, 40 in(102cm)	AHA (AAMI)	Patentka	C0
		M1674A	EDG040S3I		IEC	Patentka	C0
		M1671A	EDG040C3A		AHA (AAMI)	Kleštička	C0
		M1672A	EDG040C3I		IEC	Kleštička	C0
		M1644A	EDG040S5A	Multi-Link Ldwr, 5 svodů Set-Group, LA,RA,V=40in(102cm); LL,RL=61in(155cm);	AHA (AAMI)	Patentka	D5
		M1645A	EDG040S5I		IEC	Patentka	D5
		M1968A	EDG040C5A		AHA (AAMI)	Kleštička	D5
		M1971A	EDG040C5I		IEC	Kleštička	D5
PHILIPS 139	použitelné pro všechny AA-Plug System , Spojka (strana svodů)typ: AA styl,kód: D 	M1605A	ED040S3A	AA svody, 40 in. (102 cm), 3 svody	AHA (AAMI)	Patentka	C5
		M1603A	ED040C3A		AHA (AAMI)	Kleštička	C6
		M1615A	ED040S3I		IEC	Patentka	C5
		M1613A	ED040C3I		IEC	Kleštička	C6
		M1625A	ED040S5A	AA svody, 5 svodů LA,RA,V 40in(102cm); LL,RL 61in(155cm)	AHA (AAMI)	Patentka	D4
		M1623A	ED040C5A		AHA (AAMI)	Kleštička	D5
		M1635A	ED040S5I		IEC	Patentka	D4
		M1633A	ED040C5I		IEC	Kleštička	D5
	použitelné pro všechny AA-Plug System , Spojka (strana svodů)typ: AA styl,kód: D, 	M1601A	ED040C3A-OR	AA svody, OR 40 in. (102 cm), 3 svody	AHA (AAMI)	Kleštička	C8
		M1611A	ED040C3I-OR		IEC	Kleštička	C8
		M1621A	ED040C5A-OR		AHA (AAMI)	Kleštička	D6
		M1631A	ED040C5I-OR		IEC	Kleštička	D6
GE--Marquette 185	použitelné pro všechny Multi-link(VS)-Plug System , Spojka (strana svodů)typ: Multi-link(VS),kód: F 	E9008LF	EE029S3A-G	Multi-Link Ldwr Set – Group, 29 in. (76 cm), 3 svody	AHA (AAMI)	Patentka	C1
		E9003CL	EE029C3A-G		AHA (AAMI)	Kleštička	C2
		E9008LH	EE029S3I-G		IEC	Patentka	C1
		E9003CN	EE029C3I-G		IEC	Kleštička	C2
		E9008LG	EE051S3A-G	Multi-Link Ldwr Set – Group, 51 in. (130 cm), 3 svody	AHA (AAMI)	Patentka	C1
		E9003CM	EE051C3A-G		AHA (AAMI)	Kleštička	C2
		E9008LJ	EE051S3I-G		IEC	Patentka	C1
		E9003CP	EE051C3I-G		IEC	Kleštička	C2
GE--Marquette 	použitelné pro všechny Multi-link(VS)-Plug System , Spojka (strana svodů)typ: Multi-link(VS),kód: E 	E9008L	EE029S5A-G	Multi-Link Ldwr Set – Group, 29 in. (76 cm), 5 svodů	AHA (AAMI)	Patentka	C1
		E9003CE	EE029C5A-G		AHA (AAMI)	Kleštička	C2
		E9008LB	EE029S5I-G		IEC	Patentka	C1
		E9003CG	EE029C5I-G		IEC	Kleštička	C2
		E9008LA	EE051S5A-G	Multi-Link Ldwr Set – Group, 51 in. (130 cm), 5 svodů	AHA (AAMI)	Patentka	C1
		E9003CF	EE051C5A-G		AHA (AAMI)	Kleštička	C2
		E9008LC	EE051S5I-G		IEC	Patentka	C1
			EE051C5I-G		IEC	Kleštička	C2
		E9008LD	EE051S5A-GM	Multi-Link Ldwr SetGroup, 5 svodů , Různá délka, RL,LL,V–51in.(130cm) ; RA,LA–29 in.(74cm)	AHA (AAMI)	Patentka	C1
		E9003CJ	EE051C5A-GM		AHA (AAMI)	Kleštička	C2
		E9008LE	EE051S5I-GM	Multi-Link Ldwr SetGroup, 5 svodů , Různá délka, N,F,C–51in. (130cm) , R,L–29 in.(74cm)	IEC	Patentka	C1
			EE051C5I-GM		IEC	Kleštička	C2
GE-Medical Marquette 140	použitelné pro všechny Multi-link(VS)-Plug System , Spojka (strana svodů)typ: Multi-link(VS),kód: E 	E9008KB	EE029S5A	Multi-Link Ldwr Set 29 in. (76 cm), 5 svodů	AHA (AAMI)	Patentka	C1
		E9002ZW	EE029C5A		AHA (AAMI)	Kleštička	C2
		E9008KD	EE029S5I		IEC	Patentka	C1
		E9002ZZ	EE029C5I		IEC	Kleštička	C2
		E9008KC	EE051S5A	Multi-Link Ldwr Set, 51 in. (130 cm), 5 svodů	AHA (AAMI)	Patentka	C1
		E9002ZY	EE051C5A		AHA (AAMI)	Kleštička	C2
		E9008KE	EE051S5I		IEC	Patentka	C1
		E9003A	EE051C5I		IEC	Kleštička	C2
		E9008KF	EE051S5A-M	Multi-Link Ldwr Set, 5 svodů , Různá délka, RL,LL,V–51in.(130cm); RA,LA–29 in.(74cm)	AHA (AAMI)	Patentka	C1
		E9003AA	EE051C5A-M		AHA (AAMI)	Kleštička	C2
			EE051S5I-M	Multi-Link Ldwr Set, 5 svodů , Různá délka, N,F,C–51in.(130cm) ; R,L–29 in.(74cm)	IEC	Patentka	C1
		E9003AB	EE051C5I-M		IEC	Kleštička	C2

Výrobce	Průvodce	OEM ozn.	Katalog. číslo	Popis	Barevný standard	Ukončení	Cen. kód
Datex PHILIPS PIONEER PPG SPACELABS BURDICK TEKTRONIX (Vitiatek) WELCH ALLYN ZOLL	použitelné pro všechny Conmed-Plug System , Spojka (strana svodů)typ: Conmed,kód: G		EG024S3A	Conmed svody, 24 in. (61 cm), 3 svody	AHA (AAMI)	Patentka	B3
			EG024C3A		AHA (AAMI)	Kleštička	B4
			EG024S3I		IEC	Patentka	B3
			EG024C3I		IEC	Kleštička	B4
			EG024S5A	Conmed svody, 24 in. (61 cm), 5 svodů	AHA (AAMI)	Patentka	C2
			EG024C5A		AHA (AAMI)	Kleštička	C3
			EG024S5I		IEC	Patentka	C2
			EG024C5I		IEC	Kleštička	C3
			EG040S3A	Conmed svody, 40 in. (102 cm), 3 svody	AHA (AAMI)	Patentka	B3
			EG040C3A		AHA (AAMI)	Kleštička	B4
			EG040S3I		IEC	Patentka	B3
			EG040C3I		IEC	Kleštička	B4
			EG040S5A	Conmed svody, 40 in. (102 cm), 5 svodů	AHA (AAMI)	Patentka	C2
			EG040C5A		AHA (AAMI)	Kleštička	C3
			EG040S5I		IEC	Patentka	C2
			EG040C5I		IEC	Kleštička	C3
Datex-Ohmeda GE-medical Pro1000	použitelné pro všechny ASP-Plug System , Spojka (strana svodů)typ: ASP, kód: H		EH024S3A	ASP svody, 24 in. (61 cm), 3 svody	AHA (AAMI)	Patentka	C4
			EH024C3A		AHA (AAMI)	Kleštička	C5
			EH024S3I		IEC	Patentka	C4
			EH024C3I		IEC	Kleštička	C5
			EH024S5A	ASP svody, 24 in. (61 cm), 5 svodů	AHA (AAMI)	Patentka	D9
			EH024C5A		AHA (AAMI)	Kleštička	D0
			EH024S5I		IEC	Patentka	D9
			EH024C5I		IEC	Kleštička	D0
			EH040S3A	ASP svody, 40 in. (102 cm), 3 svody	AHA (AAMI)	Patentka	C4
			EH040C3A		AHA (AAMI)	Kleštička	C5
			EH040S3I		IEC	Patentka	C4
			EH040C3I		IEC	Kleštička	C5
			EH040S5A	ASP svody, 40 in. (102 cm), 5 svodů	AHA (AAMI)	Patentka	D9
			EH040C5A		AHA (AAMI)	Kleštička	D0
			EH040S5I		IEC	Patentka	D9
			EH040C5I		IEC	Kleštička	D0
typ LM svody			EZ040S3A	LM svody, 40 in. (102 cm), 3 svody	AHA (AAMI)	Patentka	C4
			EZ040C3A		AHA (AAMI)	Kleštička	C5
			EZ040S3I		IEC	Patentka	C4
			EZ040C3I		IEC	Kleštička	C5
			EZ040S5A	LM svody, 40 in. (102 cm), 5 svodů	AHA (AAMI)	Patentka	D9
			EZ040C5A		AHA (AAMI)	Kleštička	D0
			EZ040S5I		IEC	Patentka	D9
			EZ040C5I		IEC	Kleštička	D0
Mindray Siemens SPACELABS BURDICK Viggo-Spectramed (Statham) WESTINGHOUSE	použitelné pro všechny Euro-Plug System , Spojka (strana svodů)typ: Euro styl, kód: J		EJ024S3A	Euro styl svody, 24 in. (61 cm), 3 svody	AHA (AAMI)	Patentka	B8
			EJ024C3A		AHA (AAMI)	Kleštička	B9
			EJ024S3I		IEC	Patentka	B8
			EJ024C3I		IEC	Kleštička	B9
			EJ024S5A	Euro styl svody, 24 in. (61 cm), 5 svodů	AHA (AAMI)	Patentka	B0
			EJ024C5A		AHA (AAMI)	Kleštička	C1
			EJ024S5I		IEC	Patentka	B0
			EJ024C5I		IEC	Kleštička	C1
			EJ040S3A	Euro styl svody, 40 in. (102 cm), 3 svody	AHA (AAMI)	Patentka	B8
			EJ040C3A		AHA (AAMI)	Kleštička	B9
			EJ040S3I		IEC	Patentka	B8
			EJ040C3I		IEC	Kleštička	B9
			EJ040S5A	Euro styl svody, 40 in. (102 cm), 5 svodů	AHA (AAMI)	Patentka	B0
			EJ040C5A		AHA (AAMI)	Kleštička	C1
			EJ040S5I		IEC	Patentka	B0
			EJ040C5I		IEC	Kleštička	C1

Výrobce	Průvodce	OEM OZN.	Katalog. číslo	Popis	Barevný standard	Ukončení	Cen. kód
NEC použitelné pro všechny NEC- Plug System , Spojka (strana svodů)typ: NEC styl, kód: K	 097		EK029S3I	47504 styl svody, 29 in. (76 cm), 3 svody	IEC	Patentka	B1
		47504	EK029C3I		IEC	Kleštička	B2
	 100		EK029S5I	47505 styl svody, 29 in. (76 cm), 5 svodů	IEC	Patentka	B5
		47505	EK029C5I		IEC	Kleštička	B6
SPACELABS  166	použitelné pro všechny TRU-LINK Plug System , Spojka (strana svodů)typ: TRU-LINK styl, kód: L	700-0007-00	EL024S3A	TUR-LINK styl svody, 24 in. (61 cm), 3 svody	AHA (AAMI)	Patentka	B5
		700-0006-00	EL024C3A		AHA (AAMI)	Kleštička	B6
		700-0007-01	EL024S3I		IEC	Patentka	B5
		700-0006-01	EL024C3I		IEC	Kleštička	B6
		700-0007-04	EL024S4A	TUR-LINK styl svody, 24 in. (61 cm), 4-Ld	AHA (AAMI)	Patentka	B0
		700-0006-04	EL024C4A		AHA (AAMI)	Kleštička	C1
		700-0007-05	EL024S4I		IEC	Patentka	B0
		700-0006-05	EL024C4I		IEC	Kleštička	C1
		700-0007-08	EL024S5A	TUR-LINK styl svody, 24 in. (61 cm), 5 svodů	AHA (AAMI)	Patentka	C4
		700-0006-08	EL024C5A		AHA (AAMI)	Kleštička	C5
		700-0007-09	EL024S5I		IEC	Patentka	C4
		700-0006-09	EL024C5I		IEC	Kleštička	C5
		700-0007-12	EL024S6A	TUR-LINK styl svody, 24 in. (61 cm), 6-Ld	AHA (AAMI)	Patentka	C9
		700-0006-12	EL024C6A		AHA (AAMI)	Kleštička	C0
		700-0007-13	EL024S6I		IEC	Patentka	C9
		700-0006-13	EL024C6I		IEC	Kleštička	C0
		700-0007-16	EL024S10A	TUR-LINK styl svody, 24 in. (61 cm), 10-Ld	AHA (AAMI)	Patentka	E5
		700-0006-16	EL024C10A		AHA (AAMI)	Kleštička	E6
		700-0007-17	EL024S10I		IEC	Patentka	E5
		700-0006-17	EL024C10I		IEC	Kleštička	E6
		700-0007-02	EL040S3A	TUR-LINK styl svody, 40 in. (102 cm), 3 svody	AHA (AAMI)	Patentka	B5
		700-0006-02	EL040C3A		AHA (AAMI)	Kleštička	B6
		700-0007-03	EL040S3I		IEC	Patentka	B5
		700-0006-03	EL040C3I		IEC	Kleštička	B6
		700-0007-06	EL040S4A	TUR-LINK styl svody, 40 in. (102 cm), 4-Ld	AHA (AAMI)	Patentka	B0
		700-0006-06	EL040C4A		AHA (AAMI)	Kleštička	C1
		700-0007-07	EL040S4I		IEC	Patentka	B0
		700-0006-07	EL040C4I		IEC	Kleštička	C1
		700-0007-10	EL040S5A	TUR-LINK styl svody, 40 in. (102 cm), 5 svodů	AHA (AAMI)	Patentka	C4
		700-0006-10	EL040C5A		AHA (AAMI)	Kleštička	C5
		700-0007-11	EL040S5I		IEC	Patentka	C4
		700-0006-11	EL040C5I		IEC	Kleštička	C5
		700-0007-14	EL040S6A	TUR-LINK styl svody, 40 in. (102 cm), 6-Ld	AHA (AAMI)	Patentka	C9
		700-0006-14	EL040C6A		AHA (AAMI)	Kleštička	C0
		700-0007-15	EL040S6I		IEC	Patentka	C9
		700-0006-15	EL040C6I		IEC	Kleštička	C0
		700-0007-18	EL040S10A	TUR-LINK styl svody, 40 in. (102 cm), 10-Ld	AHA (AAMI)	Patentka	E5
		700-0006-18	EL040C10A		AHA (AAMI)	Kleštička	E6
		700-0007-19	EL040S10I		IEC	Patentka	E5
		700-0006-19	EL040C10I		IEC	Kleštička	E6


Výrobce	Průvodce	OEM ozn.	Katalog. číslo	Popis	Barevný standard	Ukončení	Cen. kód
Colin použitelné pro všechny Colin- Plug System , Spojka (strana svodů) typ: Colin styl, kód: M	 009	CL- 3601	EM040S3I	COLIN styl svody, 40in. (102 cm), 3 svody	IEC	Patentka	C0
			EM040C3I		IEC	Kleštička	C0
	 010		EM040S5I	COLIN styl svody, 40in. (102 cm), 5 svodů	IEC	Patentka	D5
			EM040C5I		IEC	Kleštička	D5
Nihon Konden použitelné pro všechny NK-5LD Plug System , Spojka (strana svodů) typ: NK- 5LD styl, kód: N	 126	BR-019	EN032S3I	NK styl svody, 32 in. 80 cm, 3 svody	IEC	Patentka	C3
		BR- 019P	EN032C3I		IEC	Kleštička	C4
	 125	BR- 021P	EN032S5I	NK styl svody, 32 in. 80 cm, 5 svodů	IEC	Patentka	C4
			EN032C5I		IEC	Kleštička	C5
Nihon Konden použitelné pro všechny NK-6LD Plug System , Spojka (strana svodů)typ: NK- 6LD styl, kód: P	 171/433	BR- 913P	EP035S3I	NK styl svody, 35 in. 90 cm, 3 svody	IEC	Patentka	C0
		BR- 903P	EP035C3I		IEC	Kleštička	C0
			EP035S6I	NK styl svody, 35 in. 90 cm, 6-Ld	IEC	Patentka	D0
		BR- 906P	EP035C6I		IEC	Kleštička	D0
Nihon Konden použitelné pro všechny NK-5LD Plug System , Spojka (strana svodů) typ: NK- 5LD styl, kód: R	 124		HA004S3I	NK styl svody, 32 in. 80 cm, 3 svody	IEC	Patentka	B0
		BR- 546S	HA004C3I		IEC	Kleštička	B0
	 123		EV032S3I	NK styl svody, 32 in. 80 cm, 3 svody	IEC	Patentka	B0
		BR- 002P	EV032C3I		IEC	Kleštička	B0
	 122		EV032S5I	NK styl svody, 32 in. 80 cm, 5 svodů	IEC	Patentka	C1
		BR- 004P	EV032C5I		IEC	Kleštička	C1
FUKUDA DENSHI	 372		EY032S3I	Vcelku svody,32 in. 80 cm, 3 svody	IEC	Patentka	C0
			EY032S3A		AHA (AAMI)	Patentka	C0
 ED040C3A-OR							
 ED040S3A							
 EE029S3A-G							
 HA002S3I							
 EC040S3A							



Typ konektoru



Pozice svodů



S: Patentka



C: Kleštiny (typ RL)




D: Din 3.0



B: Banánek 4.0



Označení typu




Výrobce	Kompatibilní modely	Konektor k přístroji	Katalog. číslo	STANDARD	Defibilační ochranna	Ukončení	Cen. kód
Bosch Cambridge Custo-med DEGO Hellige Siemens Von Berg (hormann)	Bosch: 603 D, 603 ER, 603 S, 606 Cambridge: CM 6000, CM 6400 Custo-med: Custo-card DEGO: Cardiomed 3 Hellige: EK 36, EK 41, EK 43, EK 53, EK 56, EK 403, EK 413, EK 512, EK 512 E, EK 512 P, Cardiosmart, CardioSys, Corna Siemens: Cardiotat1/3T/703/710/31/31S Cardina C, Cardirex 3T/4/6T/62, Cathcor, Megacard Elema A/B, R, R/E, Mingodoc, Mingocard 3 / 4 / 7, Mingograph 4 / 62 / 81 Mingograph 82 / 740, Mingolog 7, Mingophon 3/7/310/410/420/710/720, Miracard 1, Sirecard440/440S/460/460S/740 Siereg, Sirecard 803, Sirecust 701 Von Berg: Bioset3500/3600/3700/6000/8000	291 	VA029SNA	AHA	Bez odporu,	Patentka,	E1
			VA029CNA	AHA	Bez odporu,	Kleštiny,	E2
			VA029DNA	AHA	Bez odporu,	Din3.0,	E1
			VA029BNA	AHA	Bez odporu,	Banánek	E2
			VA029SAA	AHA	4.7kΩ odpor,	Patentka,	E3
			VA029CAA	AHA	4.7kΩ odpor,	Kleštiny	E4
			VA029DAA	AHA	4.7kΩ odpor,	Din3.0	E3
			VA029BAA	AHA	4.7kΩ odpor,	Banánek	E4
			VA029SNI	IEC,	Bez odporu,	Patentka,	E1
			VA029CNI	IEC,	Bez odporu,	Kleštiny,	E2
			VA029DNI	IEC,	Bez odporu,	Din3.0,	E1
			VA029BNI	IEC,	Bez odporu,	Banánek	E2
			VA029SAI	IEC,	4.7kΩ odpor,	Patentka,	E3
			VA029CAI	IEC,	4.7kΩ odpor,	Kleštiny	E4
			VA029DAI	IEC,	4.7kΩ odpor,	Din3.0	E3
			VA029BAI	IEC,	4.7kΩ odpor,	Banánek	E4
Hellige	Hellige: EK 51	036 	VA011SBA	AHA	10 kΩ odpor,	Patentka,	E3
			VA011CBA	AHA	10 kΩ odpor,	Kleštiny	E4
			VA011DBA	AHA	10 kΩ odpor,	Din3.0	E3
			VA011BBA	AHA	10 kΩ odpor,	Banánek	E4
			VA011SBI	IEC,	10 kΩ odpor,	Patentka,	E3
			VA011CBI	IEC,	10 kΩ odpor,	Kleštiny	E4
			VA011DBI	IEC,	10 kΩ odpor,	Din3.0	E3
			VA011BBI	IEC,	10 kΩ odpor,	Banánek	E4
Avionics(Del Mar) Custo-med Del mar Ergoline Esaote Biomedica Fidelity Innomed Kontron Reynolds Schiller Trentina (Ellettronica) Von Berg Bionet Welch allyn,	Avionics(Del Mar): 910 / 920 / 930 / 940 / 942 / 950 / 960 / 970 / 980 Custo-med: Custo-norm Del mar: 910,920,930,940,942,950, 960 970 980 Ergoline: Autoruler, Autoscript 6/12 Cardiette, EK 3003 / 3012, Ergoline Esaote Biomedica: EKG P120 Fidelity: LP 3000 Innomed: Heart Mirror (3-Kanal) Kontron: EKG P80 Reynolds: Cardiotrack 12 Schiller: AT3, AT5, AT6, AT10, AT60, AT104 PC, AT104, CS6, CS12, CS100, CS200 Trentina: All Excel-Types Von Berg: Bioset 9000	036 	VA021SNA	AHA	Bez odporu,	Patentka,	E1
			VA021CNA	AHA	Bez odporu,	Kleštiny,	E2
			VA021DNA	AHA	Bez odporu,	Din3.0,	E1
			VA021BNA	AHA	Bez odporu,	Banánek	E2
			VA021SBA	AHA	10 kΩ odpor,	Patentka,	E3
			VA021CBA	AHA	10 kΩ odpor,	Kleštiny	E4
			VA021DBA	AHA	10 kΩ odpor,	Din3.0	E3
			VA021BBA	AHA	10 kΩ odpor,	Banánek	E4
			VA021SNI	IEC,	Bez odporu,	Patentka,	E1
			VA021CNI	IEC,	Bez odporu,	Kleštiny,	E2
			VA021DNI	IEC,	Bez odporu,	Din3.0,	E1
			VA021BNI	IEC,	Bez odporu,	Banánek	E2
			VA021SBI	IEC,	10 kΩ odpor,	Patentka,	E3
			VA021CBI	IEC,	10 kΩ odpor,	Kleštiny	E4
			VA021DBI	IEC,	10 kΩ odpor,	Din3.0	E3
			VA021BBI	IEC,	10 kΩ odpor,	Banánek	E4
Schiller Esaote Biomedica	Schiller: AT-2 Plus, AT1, AT2, AT4, AT101, AT102 Esaote Biomedica: P80, P80Power, P80PowerSix		VA022SBA	AHA,	10 kΩ odpor,	Patentka,	E3
			VA022CBA	AHA,	10 kΩ odpor,	Kleštiny	E4
			VA022DBA	AHA,	10 kΩ odpor,	Din3.0	E3
			VA022BBA	AHA,	10 kΩ odpor,	Banánek	E4
			VA022SBI	IEC,	10 kΩ odpor,	Patentka,	E3
			VA022CBI	IEC,	10 kΩ odpor,	Kleštiny	E4
			VA022DBI	IEC,	10 kΩ odpor,	Din3.0	E3
			VA022BBI	IEC,	10 kΩ odpor,	Banánek	E4

Výrobce	Kompatibilní modely	Konektor k přístroji	Katalog. číslo	STANDARD	Defibrilační ochranna	Ukončení	Cen. kód
Bosch / dimeq Cambridge Cardioline/Remco Cardionics Hellige Honeywell/Philips Polymed Schwarzer SECA	Bosch/dimeq: 501A,501NV,503,601 503B,503D,503NV,503V,506,506D, Cambridge: VS 6, SC 1000 Delta 1 / 3 / 300 / 360, E 1 / E 1 R / E 3 Cardionics: Všechny Modely Hellige: Corina. EK 51 Honeywell/Philips: Cardioplan, CR 300, CR 330, ER 330 Polymed: Alpha 600 / 800 Schwarzer: VS 6 SECA: 3000	028 	VA004SAA	AHA,	4.7kΩ odpor,	Patentka,	C9
			VA004CAA	AHA,	4.7kΩ odpor,	Kleštiny	C0
			VA004DAA	AHA,	4.7kΩ odpor,	Din3.0	C9
			VA004BAA	AHA,	4.7kΩ odpor,	Banánek	C0
			VA004SAI	IEC,	4.7kΩ odpor,	Patentka,	C9
			VA004CAI	IEC,	4.7kΩ odpor,	Kleštiny	C0
			VA004DAI	IEC,	4.7kΩ odpor,	Din3.0	C9
			VA004BAI	IEC,	4.7kΩ odpor,	Banánek	C0
Burdick Quinton ATRIA	BURDICK (QUINTON):Esnapse 4, Esnapse 400,Esnapse 8, Esnapse 800, Esnapse 850, Esnapse 850i, Esnapse Plus, Esnapse LE II BURDICK s výrobním číslem začínajícím 1067 nebo 92304 ATRIA: ATRIA PLUS, ATRIA3000 EK-10	162 	VA005SBA	AHA,	10 kΩ odpor	Patentka,	E3
			VA005CBA	AHA,	10 kΩ odpor	Kleštiny	E4
			VA005DBA	AHA,	10 kΩ odpor	Din3.0	E3
			VA005BBA	AHA,	10 kΩ odpor	Banánek	E4
			VA005SBI	IEC,	10 kΩ odpor,	Patentka,	E3
			VA005CBI	IEC,	10 kΩ odpor,	Kleštiny	E4
			VA005DBI	IEC,	10 kΩ odpor,	Din3.0	E3
			VA005BBI	IEC,	10 kΩ odpor,	Banánek	E4
Burdick	Burdick: Elite, Elite II, E-350, E350i, E550, E560, (1. generace Esnapse LE/LEi, s výr. číslem začínajícím 1051). Burdick #007705, Stress cable s oddělitelnými elektrodami 007706 Fukuda Denshi: Alpha 500 / 600, FCP 2201	039 	VA002SNA	AHA,	Bez odporu,	Patentka,	C6
			VA002CNA	AHA,	Bez odporu,	Kleštiny,	C7
			VA002DNA	AHA,	Bez odporu,	Din3.0,	C6
			VA002BNA	AHA,	Bez odporu,	Banánek	C7
			VA002SNI	IEC,	Bez odporu,	Patentka,	C6
			VA002CNI	IEC,	Bez odporu,	Kleštiny,	C7
			VA002DNI	IEC,	Bez odporu,	Din3.0,	C6
			VA002BNI	IEC,	Bez odporu,	Banánek	C7
EDAN	SE-12 Express SE-3 SE-601A	038 	VA030SBA	AHA,	10 kΩ odpor,	Patentka,	C9
			VA030CBA	AHA,	10 kΩ odpor,	Kleštiny	C0
			VA030DBA	AHA,	10 kΩ odpor,	Din3.0	C9
			VA030BBA	AHA,	10 kΩ odpor,	Banánek	C0
			VA030SBI	IEC,	10 kΩ odpor,	Patentka,	C9
			VA030CBI	IEC,	10 kΩ odpor,	Kleštiny	C0
			VA030DBI	IEC,	10 kΩ odpor,	Din3.0	C9
			VA030BBI	IEC,	10 kΩ odpor,	Banánek	C0
Fukuda Denshi	Fukuda Denshi Autocardiner, Cardimax FX-2111 / FX-3010 / FX-4010, FCP-2155	034 	VA017SAA	AHA,	4.7kΩ odpor,	Patentka,	C9
			VA017CAA	AHA,	4.7kΩ odpor,	Kleštiny	C0
			VA017DAA	AHA,	4.7kΩ odpor,	Din3.0	C9
			VA017BAA	AHA,	4.7kΩ odpor,	Banánek	C0
			VA017SAI	IEC,	4.7kΩ odpor,	Patentka,	C9
			VA017CAI	IEC,	4.7kΩ odpor,	Kleštiny	C0
			VA017DAI	IEC,	4.7kΩ odpor,	Din3.0	C9
			VA017BAI	IEC,	4.7kΩ odpor,	Banánek	C0
FUKUDA ME	KP-500	165 	VA024SNA	AHA,	Bez odporu,	Patentka,	E9
			VA024CNA	AHA,	Bez odporu,	Kleštiny,	E0
			VA024DNA	AHA,	Bez odporu,	Din3.0,	E9
			VA024BNA	AHA,	Bez odporu,	Banánek	E0
			VA024SNI	IEC,	Bez odporu,	Patentka,	E9
			VA024CNI	IEC,	Bez odporu,	Kleštiny,	E0
			VA024DNI	IEC,	Bez odporu,	Din3.0,	E9
			VA024BNI	IEC,	Bez odporu,	Banánek	E0

Výrobce	Kompatibilní modely	Konektor k přístroji	Katalog. číslo	STANDARD	Defibrilační ochranná	Ukončení	Cen. kód
FUKUDA ME	KP-500D		VA024SEA	AHA,	20kΩ+vybití,	Patentka,	F5
			VA024CEA	AHA,	20kΩ+vybití,	Kleštiny,	F6
			VA024DEA	AHA,	20kΩ+vybití,	Din3.0,	F5
			VA024BEA	AHA,	20kΩ+vybití,	Banánek	F6
			VA024SEI	IEC,	20kΩ+vybití,	Patentka,	F5
			VA024CEI	IEC,	20kΩ+vybití,	Kleštiny,	F6
			VA024DEI	IEC,	20kΩ+vybití,	Din3.0,	F5
			VA024BEI	IEC,	20kΩ+vybití,	Banánek	F6
	FX-031		VA014SNA	AHA,	Bez odporu,	Patentka,	E9
			VA014CNA	AHA,	Bez odporu,	Kleštiny,	E0
			VA014DNA	AHA,	Bez odporu,	Din3.0,	E9
			VA014BNA	AHA,	Bez odporu,	Banánek	E0
			VA014SNI	IEC,	Bez odporu,	Patentka,	E9
			VA014CNI	IEC,	Bez odporu,	Kleštiny,	E0
			VA014DNI	IEC,	Bez odporu,	Din3.0,	E9
			VA014BNI	IEC,	Bez odporu,	Banánek	E0
	Fukuda M-E: Cardisuny alpha 1000, Cardisuny alpha 6600 A / 6600 AX		VA004SAA	AHA,	4.7kΩ odpor,	Patentka,	C9
			VA004CAA	AHA,	4.7kΩ odpor,	Kleštiny	C0
			VA004DAA	AHA,	4.7kΩ odpor,	Din3.0	C9
			VA004BAA	AHA,	4.7kΩ odpor,	Banánek	C0
			VA004SAI	IEC,	4.7kΩ odpor,	Patentka,	C9
			VA004CAI	IEC,	4.7kΩ odpor,	Kleštiny	C0
			VA004DAI	IEC,	4.7kΩ odpor,	Din3.0	C9
			VA004BAI	IEC,	4.7kΩ odpor,	Banánek	C0
KANZ PC-104, Cardioline remco	Kanz: 103, 106 Cardioline/remco: delta 1,3,30,60 delta 1 plus, delta 3 plus, delta 60 plus		VA016SNA	AHA,	Bez odporu,	Patentka,	E2
			VA016CNA	AHA,	Bez odporu,	Kleštiny,	E3
			VA016DNA	AHA,	Bez odporu,	Din3.0,	E2
			VA016BNA	AHA,	Bez odporu,	Banánek	E3
			VA016SAA	AHA,	4.7kΩ odpor	Patentka,	E4
			VA016CAA	AHA,	4.7kΩ odpor	Kleštiny	E5
			VA016DAA	AHA,	4.7kΩ odpor	Din3.0	E4
			VA016BAA	AHA,	4.7kΩ odpor	Banánek	E5
			VA016SNI	IEC,	Bez odporu,	Patentka,	E2
			VA016CNI	IEC,	Bez odporu,	Kleštiny,	E3
			VA016DNI	IEC,	Bez odporu,	Din3.0,	E2
			VA016BNI	IEC,	Bez odporu,	Banánek	E3
			VA016SAI	IEC,	4.7kΩ odpor,	Patentka,	E4
			VA016CAI	IEC,	4.7kΩ odpor,	Kleštiny	E5
			VA016DAI	IEC,	4.7kΩ odpor,	Din3.0	E4
			VA016BAI	IEC,	4.7kΩ odpor,	Banánek	E5
Kanz PC-109	ECG 108/110/1203,1205		VA015SNA	AHA,	Bez odporu,	Patentka,	C9
			VA015CNA	AHA,	Bez odporu,	Kleštiny,	C0
			VA015DNA	AHA,	Bez odporu,	Din3.0,	C9
			VA015BNA	AHA,	Bez odporu,	Banánek	C0
			VA015SNI	IEC,	Bez odporu,	Patentka,	C9
			VA015CNI	IEC,	Bez odporu,	Kleštiny,	C0
			VA015DNI	IEC,	Bez odporu,	Din3.0,	C9
			VA015BNI	IEC,	Bez odporu,	Banánek	C0
MARQUETTE (GEMS)	Hellige: MicroSmart, MAC 500 / 1100 MAC 1200 / 1200 ST		VA008SBA	AHA,	10 kΩ odpor,	Patentka,	C9
			VA008CBA	AHA,	10 kΩ odpor,	Kleštiny	C0
			VA008DBA	AHA,	10 kΩ odpor,	Din3.0	C9
			VA008BBA	AHA,	10 kΩ odpor,	Banánek	C0
			VA008SBI	IEC,	10 kΩ odpor,	Patentka,	C9
			VA008CBI	IEC,	10 kΩ odpor,	Kleštiny	C0
			VA008DBI	IEC,	10 kΩ odpor,	Din3.0	C9
			VA008BBI	IEC,	10 kΩ odpor,	Banánek	C0

Výrobce	Kompatibilní modely	Konektor k přístroji	Katalog. číslo	STANDARD	Defibrilační ochranna	Ukončení	Cen. kód
MEDICAL RESEARCH LABS (MRL)	MEDICAL RESEARCH LABS (MRL): Portable Intensive Care (PIC) System		VA012SBA	AHA	10 kΩ odpor,	Patentka	F5
			VA012CBA	AHA	10 kΩ odpor,	Kleštiny	F6
			VA012DBA	AHA	10 kΩ odpor,	Din3.0	F5
			VA012BBA	AHA	10 kΩ odpor,	Banánek	F6
			VA012SBI	IEC	10 kΩ odpor,	Patentka	F5
			VA012CBI	IEC	10 kΩ odpor,	Kleštiny	F6
			VA012DBI	IEC	10 kΩ odpor,	Din3.0	F5
			VA012BBI	IEC	10 kΩ odpor,	Banánek	F6
MEDTRONIC PHYSIO CONTROL	MEDTRONIC PHYSIO CONTROL: Lifeepak 12	224 	VA013SBA	AHA	10 kΩ odpor,	Patentka	F5
			VA013CBA	AHA	10 kΩ odpor,	Kleštiny	F6
			VA013DBA	AHA	10 kΩ odpor,	Din3.0	F5
			VA013BBA	AHA	10 kΩ odpor,	Banánek	F6
			VA013SBI	IEC	10 kΩ odpor,	Patentka	F5
			VA013CBI	IEC	10 kΩ odpor,	Kleštiny	F6
			VA013DBI	IEC	10 kΩ odpor,	Din3.0	F5
			VA013BBI	IEC	10 kΩ odpor,	Banánek	F6
Mindray	BeneView (12-Ld module) Oem p/n:0010-30-42721 (AAMI std.) Oem p/n:0010-30-42722 (IEC std.)		VA020SBA	AHA	1 kΩ odpor,	Patentka	D9
			VA020CBA	AHA	1 kΩ odpor,	Kleštiny	D0
			VA020DBA	AHA	1 kΩ odpor,	Din3.0	D9
			VA020BBA	AHA	1 kΩ odpor,	Banánek	D0
			VA020SBI	IEC	1 kΩ odpor,	Patentka	D9
			VA020CBI	IEC	1 kΩ odpor,	Kleštiny	D0
			VA020DBI	IEC	1 kΩ odpor,	Din3.0	D9
			VA020BBI	IEC	1 kΩ odpor,	Banánek	D0
MORTARA	MORTARA INSTRUMENT:ELI 100 MORTARA INSTRUMENT:ELI 200 MORTARA INSTRUMENT:ELI 50	158 	VA025SAA	AHA	4.7kΩ odpor,	Patentka	E9
			VA025CAA	AHA	4.7kΩ odpor,	Kleštiny	E0
			VA025DAA	AHA	4.7kΩ odpor,	Din3.0	E9
			VA025BAA	AHA	4.7kΩ odpor,	Banánek	E0
			VA025SAI	IEC	4.7kΩ odpor,	Patentka	E9
			VA025CAI	IEC	4.7kΩ odpor,	Kleštiny	E0
			VA025DAI	IEC	4.7kΩ odpor,	Din3.0	E9
			VA025BAI	IEC	4.7kΩ odpor,	Banánek	E0
MORTARA	Martara Surveyor 	223 	VA035SBI	IEC	10 kΩ odpor,	Patentka	F0
			VA035CBI	IEC	10 kΩ odpor,	Kleštiny,	F0
NEC	YY-1063	027 	VA003SBA	AHA	10 kΩ odpor,	Patentka	F9
			VA003CBA	AHA	10 kΩ odpor,	Kleštiny	F0
			VA003DBA	AHA	10 kΩ odpor,	Din3.0	F9
			VA003BBA	AHA	10 kΩ odpor,	Banánek	F0
			VA003SBI	IEC	10 kΩ odpor,	Patentka	F9
			VA003CBI	IEC	10 kΩ odpor,	Kleštiny	F0
			VA003DBI	IEC	10 kΩ odpor,	Din3.0	F9
			VA003BBI	IEC	10 kΩ odpor,	Banánek	F0
Nihon Konden Biocare DongJiang	Nihon Konden: ECG-9620/9010/9020 ECG-9022/9110/9130/9132 ECG-8420(Except 9320) BIOCARE: ECG-101/101G/300 ECG-300G,ECG-1200, ECG-9803. CMICS: ECG-11A, ECG-11B,ECG-11D, ECG-32A, ECG-32A(II), ECG-120 ,	038 	VA001SNA	AHA	Bez odporu,	Patentka	C3
			VA001CNA	AHA	Bez odporu,	Kleštiny,	C3
			VA001DNA	AHA	Bez odporu,	Din3.0,	C2
			VA001BNA	AHA	Bez odporu,	Banánek	C3
			VA001SNI	IEC	Bez odporu,	Patentka	C3
			VA001CNI	IEC	Bez odporu,	Kleštiny,	C3
			VA001DNI	IEC	Bez odporu,	Din3.0,	C2
			VA001BNI	IEC	Bez odporu,	Banánek	C3
Nihon Kohden	BSM-2301,BSM-2353, BSM-5100, Supply Code No. K901 Article No.BJ-900P	173 	VA036SNI	IEC	Bez odporu,	Patentka	F1
			VA036CNI	IEC	Bez odporu,	Kleštiny,	F2
			VA036DNI	IEC	Bez odporu,	Din3.0,	F1
			VA036BNI	IEC	Bez odporu,	Banánek	F2

Výrobce	Kompatibilní modely	Konektor k přístroji	Katalog. číslo	STANDARD	Defibrilační ochranná	Ukončení	Cen. kód
Nihon Kohden	Nihon Kohden: Cardiofax6151/6353, Cardiofax EKG-8270/8350/8370/8420 8423/8450/8453/8820/8823/8830/9130 Cardiofax-Q	038 	VA001SAA	AHA,	4.7kΩ odpor,	Patentka,	C9
			VA001CAA	AHA,	4.7kΩ odpor,	Kleštiny	C0
			VA001DAA	AHA,	4.7kΩ odpor,	Din3.0	C9
			VA001BAA	AHA,	4.7kΩ odpor,	Banánek	C0
			VA001SAI	IEC,	4.7kΩ odpor,	Patentka,	C9
			VA001CAI	IEC,	4.7kΩ odpor,	Kleštiny	C0
			VA001DAI	IEC,	4.7kΩ odpor,	Din3.0	C9
			VA001BAI	IEC,	4.7kΩ odpor,	Banánek	C0
	Cardiofax Q ECG-9110K Cardiofax Q ECG-9130K ECG-9130P, ECG-9620P special screw, imperial standard(SAE)	038 	VA009SNA	AHA,	Bez odporu,	Patentka,	C3
			VA009CNA	AHA,	Bez odporu,	Kleštiny,	C3
			VA009DNA	AHA,	Bez odporu,	Din3.0,	C2
			VA009BNA	AHA,	Bez odporu,	Banánek	C3
			VA009SNI	IEC,	Bez odporu,	Patentka,	C3
			VA009CNI	IEC,	Bez odporu,	Kleštiny,	C3
			VA009DNI	IEC,	Bez odporu,	Din3.0,	C2
			VA009BNI	IEC,	Bez odporu,	Banánek	C3
	ECG-9320 ECG-9522P (Originální ozn.: BR-911D)	374 	VA010SCA	AHA,	20 kΩ odpor,	Patentka,	J0
			VA010CCA	AHA,	20 kΩ odpor,	Kleštiny	J0
			VA010DCA	AHA,	20 kΩ odpor,	Din3.0	J0
			VA010BCA	AHA,	20 kΩ odpor,	Banánek	J0
			VA010SCI	IEC,	20 kΩ odpor,	Patentka,	J0
			VA010CCI	IEC,	20 kΩ odpor,	Kleštiny	J0
			VA010DCI	IEC,	20 kΩ odpor,	Din3.0	J0
			VA010BCI	IEC,	20 kΩ odpor,	Banánek	J0
PETAS		222 	VA023SNA	AHA,	Bez odporu,	Patentka,	E9
			VA023CNA	AHA,	Bez odporu,	Kleštiny,	E0
			VA023DNA	AHA,	Bez odporu,	Din3.0,	E9
			VA023BNA	AHA,	Bez odporu,	Banánek	E0
			VA023SNI	IEC,	Bez odporu,	Patentka,	E9
			VA023CNI	IEC,	Bez odporu,	Kleštiny,	E0
			VA023DNI	IEC,	Bez odporu,	Din3.0,	E9
			VA023BNI	IEC,	Bez odporu,	Banánek	E0
PHILIPS (HP)	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS: M1770A PageWriter 200i , M1771A PageWriter 200 M1772A PageWriter 100	035 	VA018SCA	AHA,	20 kΩ odpor,	Patentka,	C9
			VA018CCA	AHA,	20 kΩ odpor,	Kleštiny	C0
			VA018DCA	AHA,	20 kΩ odpor,	Din3.0	C9
			VA018BCA	AHA,	20 kΩ odpor,	Banánek	C0
			VA018SCI	IEC,	20 kΩ odpor,	Patentka,	C9
			VA018CCI	IEC,	20 kΩ odpor,	Kleštiny	C0
			VA018DCI	IEC,	20 kΩ odpor,	Din3.0	C9
			VA018BCI	IEC,	20 kΩ odpor,	Banánek	C0
Spacelabs	90496 Ultraview Module	022 	VA027SBA	AHA,	10 kΩ odpor,	Patentka,	F5
			VA027CBA	AHA,	10 kΩ odpor,	Kleštiny	F6
			VA027DBA	AHA,	10 kΩ odpor,	Din3.0	F5
			VA027BBA	AHA,	10 kΩ odpor,	Banánek	F6
			VA027SBI	IEC,	10 kΩ odpor,	Patentka,	F5
			VA027CBI	IEC,	10 kΩ odpor,	Kleštiny	F6
			VA027DBI	IEC,	10 kΩ odpor,	Din3.0	F5
			VA027BBI	IEC,	10 kΩ odpor,	Banánek	F6
Shanghai Konden ZhonLian JianYi	ShangHai Kohden: ECG-6511, 6151, 6551, 8110P/K, 6353, 6403, 6504 JIANYI: XD-106,XD-104B/D	028 	VA004SNA	AHA,	Bez odporu,	Patentka,	C3
			VA004CNA	AHA,	Bez odporu,	Kleštiny,	C3
			VA004DNA	AHA,	Bez odporu,	Din3.0,	C2
			VA004BNA	AHA,	Bez odporu,	Banánek	C3
			VA004SNI	IEC,	Bez odporu,	Patentka,	C3
			VA004CNI	IEC,	Bez odporu,	Kleštiny,	C3
			VA004DNI	IEC,	Bez odporu,	Din3.0,	C2
			VA004BNI	IEC,	Bez odporu,	Banánek	C3
Trentina:	Všechny Excel-Types 	294 	VA031SNI	IEC,	Bez odporu,	Patentka,	F1
			VA031CNI	IEC,	Bez odporu,	Kleštiny,	F2
			VA031DNI	IEC,	Bez odporu,	Din3.0,	F1
			VA031BNI	IEC,	Bez odporu,	Banánek	F2
ZOLL		477 	VA034BBI	IEC,	10 kΩ odpor,	Banánek	F0



Označení

V □ □ □ □ □	Barevné kódování, <u>I</u> : označuje IEC, <u>A</u> : označuje AHA(AAMI)
<u>A</u> : 4.7kΩ odpor, <u>B</u> : 10kΩ odpor, <u>C</u> : 20kΩ odpor, <u>D</u> : 10kΩ + vybití, <u>E</u> : 20kΩ + vybití	
Ukončení svodů: <u>B</u> : Banánek; <u>C</u> : Kleština, <u>D</u> : Din3.0, <u>S</u> : Patentkap, <u>A</u> : AM4 Din1.5 Jack.	
* Pokud je produktem kabel, místo písmena je použita "-", např. VE0008-BA	
Kód výrobce, např. 008 označuje Hellige; 021 označuje Schiller	
Typ spojky: <u>A</u> : vcelku; <u>B</u> : Lifelinc, (LL); <u>C</u> : Din styl; <u>D</u> : AA styl; <u>E</u> : VS styl, <u>F</u> : L styl 2pin spojky	
<u>G</u> : Conmed styl spojky, <u>H</u> : ASP styl spojky, <u>J</u> : Euro styl spojky, <u>K</u> : NEC styl spojky	
V: označuje EKG kabely a svody	

SPECIFIKACE

Skladování a přeprava: -5~+40°C

Provozní teplota: 0~+40°C

Vlhkost

provozní/skladovací/přepravní 0% až 80% nekondenzující n.m.

Přetlak 86kPa~106kPa

Biokompatibilita: všechny materiály přicházejí do styku s pacientem, jsou bez obsahu latexu a byly testovány podle ISO 10993-5, ISO 10993-10.

Přístrojové konektory

K dostání je celá škála 15pin. velmi malých konektorů D a kulatých konektorů, buď kovových nebo plastových, se zalisovanými kryty a přímým nebo úhlovým odlehčením ohybu kabelu. Kolem konektorů je zalisované odlehčení ohybu kvůli ochraně koncovek a prodloužení životnosti výrobku.

Pacientské kabely



Multi-link patientský kabel, 2 m, je stíněný, nízko šumový kabel, aby se minimalizoval šum mikrofonu a interference. Odlehčení ohybu šňůry u konektorů zajišťují zvýšenou trvanlivost a snižují poškození konektoru. Kabel je k dostání s patientskými barevně označenými podle normy AHA nebo IEC.


Pacientské koncovky

Svody mohou být zakončeny celou škálou koncovek, aby odpovídaly adaptéřům nebo připojení standardních elektrod. Stíněné svody jsou opláštěné TPU a mají barevně označené odlehčení ohybu šňůry. Svody se mohou přizpůsobit resistorům 4.7 kΩ, 10kΩ nebo 20kΩ (pouze patentka, křeština, banánek a přímý kolík).

Výrobce	Kompatibilní modely	OEM ozn.	Katalog. číslo	Popis	Konektor k přístroji	Spojka	Cen. kód
Fukuda			VJ032-EAI	12-svod EKG kabel, 12pin>>2p*10 Euro Spojka, L=2.2m, AAMI/IEC, 20kΩ odpor+vybití vhodné Pro Euro type svody	384 	385 	D5
Hellige Marquette	MicroSmart, MAC 500 / 1100 / 1200 / 1200 ST	223 418 08	VE008-BAI	MAC1200 10Ld EKG kabel,L=2.2m, DB15M>VS 10L Spojka AAMI/IEC,10kΩ odpor		031 	D5
Bosch Cambridge Custo-med DEGO Hellige Siemens	<u>Bosch</u> : 603D,603ER,603S,606 <u>Cambridge</u> : CM 6000, CM 6400 <u>Custo-med</u> : Custo-card <u>DEGO</u> : Cardiomed 3 <u>Hellige</u> : EK36,EK41,EK43,EK53, EK 56, EK 403, EK 413, EK 512, EK 512 E,EK 512 P, Cardiosmart, CardioSys, Corna <u>Siemens</u> : Cardiostat1/3T/703/710,Cardina C,Cardirex 3T/4/6T/62,Cathcor,Megacard ElemaA/B,R,R/E,Mingodoc,Mingocard 3/4/7,Mingograph 4/62/81 Mingograph 82/740,Mingolog7,Mingophon3/7/310/4 10/420/710/720,Miracard 1, Sirecard440/440S/460/460S/740Sireg ,Sirecard 803,Sirecust 701	223 418 01	VE029-AAI	Hellige 10Ld EKG kabel L=2.2m DB15M>VS 10L Spojka Barevné kódování:AAMI/IEC 4.7 kΩ odpor	291 	031 	D5
GE-Medical	Pro GE Eagle, Solar, Dash , Tram, MAC-Lab Cath Lab System, Datex Ohmeda S/5 FM, Original ozn.: (AAMI: E9002ZH, 416035-001) (IEC: E9002ZJ, 416035-002)		VE006-BA/I	Multi-Link 12-Ld ECG kabel L=2.2m, obdelník 11p>VS 10L Spojka AAMI/IEC, 1kΩ odpor	518 	699 	D5
Avionics(Del Mar) Custo-med Del mar Ergoline Esaote Biomedica Fidelity Innomed Kontron Reynolds Schiller Trentina (Ellettronica) Von Berg Bionet Welch allyn,	Avionics(Del Mar): 910/920/930 /940/942/950/960/970/980 , Custo-med: Custo-norm, Ergoline: Autoruler, Autoscript 6/12, Cardiette, EK 3003 / 3012, Ergoline; Esaote Biomedica: EKG P120, Fidelity: LP 3000, Innomed: Heart Mirror(3-Kanal), Kontron: EKG P80, Reynolds: Cardiotrack 12, Schiller: AT3, AT5, AT6,AT10, AT60, AT104 PC, AT104, CS6, CS12,CS100, CS200 Trentina: All Excel-Types, Von Berg: Biosada 9000	AT-1	VE021-BAI	Schiller 10Ld EKG kabel,L=2.2m DB15M>VS 10L Spojka AAMI/IEC, 10 kΩ odpor	036 		D5
			VE021-NAI	Schiller 10Ld EKG kabel,L=2.2m DB15M>VS 10L Spojka AAMI/IEC, bez odporu	036 		D3
Mindray	PM-7000/PM-9000Super/PM-9000Express (12 LEAD ECG MODULE) BeneView Oem ozn.:0010-30-42721 (AAMI) Oem ozn.:0010-30-42722 (IEC)	0010-30-42721	VE020-BAI	Mindray 10Ld EKG kabel,L=2.2m Kruh 12p>VS 10L Spojka AAMI/IEC,1kΩ odpor			D5
Spacelabs	TRU-LINK příslušenství Pro 90496 Module	700-0008-01	VE027-BAI	Spacelabs 10Ld EKG kabel,L=2.2m Kruh 17p>VS 10L Spojka AAMI/IEC, 1 kΩ odpor	022 		D5

SVODY

Výrobce	Kompatibilní modely	OEM ozn.	Katalog. číslo	Popis	Barevné kódování	Ukončení	Cen. kód
Hellige GE-Marquette  140	suitable Pro all MultiLink-zástrčka System 	384 018 16	VE008SNA	10-svod sada pacient. svodů, 4 x končetinové svody (130cm), 6 x hrudní svody (70cm), bez odporu, VS-2P zástrčka	AHA (AAMI)	Patentka	C5
			VE008CNA		AHA (AAMI)	Kleština	C0
			VE008DNA		AHA (AAMI)	Din 3.0	C5
			VE008BNA		AHA (AAMI)	Banánek	C5
			VE008SNI		IEC	Patentka	C5
			VE008CNI		IEC	Kleština	C0
			VE008DNI		IEC	Din 3.0	C5
			VE008BNI		IEC	Banánek	C5
GE-Marquette  140	MAC1100/1200/1200ST, CardioS mart, CardioSys, MAC 5000, MAC 5000ST, CASE, CASE8000 Systems with CAM 14 Acquisition Module or with Cable Accepting CAM 14 Leadwires	900177-001	VE007SNA	CAM 14 svod sada, 10 každý 26" (66cm), 2 každý 36" (91cm), 2 každý 40" (100cm)	AHA (AAMI)	Patentka	D5
			VE007CNA		AHA (AAMI)	Kleština	D5
			VE007SNI		IEC	Patentka	D5
			VE007CNI		IEC	Kleština	D5
GE-Medica 	Holter Multi-Link Leadwire sady – Pro GE SEER MC Holter Recorder Pro GE Eagle, Solar, Dash Monitors, Tram, MAC-Lab Cath Lab System, Datex-Ohmeda S/5 FM 	E9008KC	EE051S5A	Multi-Link sada, 5svod, L=130cm, AHA	AHA (AAMI)	Patentka	C0
		416468-001 E9008KG	EW051S5A	Multi-Link sada, 5svodů, Patentka, V2-V6, AHA, 51 in. (130cm)	AHA (AAMI)	Patentka	C0
		E9008KE	EE051S5I	Multi-Link sada, 5svod, L=130cm, IEC	IEC	Patentka	C0
		416468-002 E9008KH	EW051S5I	Multi-Link sada, 5svod, Patentka, C2-C6, IEC, 51 in. (130cm)	IEC	Patentka	C0
GE medical  136	Pro GE MAC PC, MAC 6, MAC 12, MAC 15, MAC VU, CASE 12, CASE 15, CASE 16, MAX-Personal, MAX-1, CENTRA Systems with AM4 or AM5 Acquisition Module		VF008SNA	10-svod sada pacient. svodů, 4 x končetinové svody (130cm), 6 x hrudní svody (70cm), bez odporu, L-2P zástrčka 	AHA (AAMI)	Patentka	D5
			VF008CNA		AHA (AAMI)	Kleština	D5
			VF008DNA		AHA (AAMI)	Din 3.0	D5
			VF008BNA		AHA (AAMI)	Banánek	D5
			VF008SNI		IEC	Patentka	D5
			VF008CNI		IEC	Kleština	D5
			VF008DNI		IEC	Din 3.0	D5
			VF008BNI		IEC	Banánek	D5
CONMED JINJIANG  325	Cardio Beats Jinjiang Electronic Tech instrument: LEAD2000, GE electrophysiology machine 		VG019SNA	10-svod sada pacient. svodů, 4 x končetinové svody (130cm), 6 x hrudní svody (70cm), bez odporu, 2P zástrčka	AHA (AAMI)	Patentka	D5
			VG019CNA		AHA (AAMI)	Kleština	D5
			VG019DNA		AHA (AAMI)	Din 3.0	D5
			VG019BNA		AHA (AAMI)	Banánek	D5
			VG019SNI		IEC	Patentka	D5
			VG019CNI		IEC	Kleština	D5
			VG019DNI		IEC	Din 3.0	D5
			VG019BNI		IEC	Banánek	D5
PHILIPS medical  552	Použití s Philips Instrument M1700A M1701A M1702A; TRIM II, Trim 1, 2, 3	M1713B	VX018SNA	Kompletní sada, obsahující 4 končetinové svody (39"/99 cm), 6 hrudní svody (24"/61 cm), 10 barevně označeny, 4 zkr. zástrčky a 2 odlučovače svodů	AHA (AAMI)	Patentka	D5
			VX018CNA		AHA (AAMI)	Kleština	D5
			VX018DNA		AHA (AAMI)	Din 3.0	D5
			VX018BNA		AHA (AAMI)	Banánek	D5
		M1716B	VX018SNI		IEC	Patentka	D5
			VX018CNI		IEC	Kleština	D5
			VX018DNI		IEC	Din 3.0	D5
			VX018BNI		IEC	Banánek	D5

Fukuda 	 541	EJ040S5A	Euro styl sada svodů, 5svodů, 40in.(102cm), (RA,LA,RL,LL,V)	AHA (AAMI)	Patentka	C0
		VJ040S5A	Euro styl sada svodů, 5svodů, 40in.(102cm), (V2, V3, V4, V5, V6)	AHA (AAMI)	Patentka	C0
		EJ040S5I	Euro styl sada svodů, 5svodů, 40in.(102cm), (RF,F,C, R,L)	IEC	Patentka	C0
		VJ040S5I	Euro styl sada svodů, 5svodů, 40in.(102cm), (C2, C3, C4, C5, C6)	IEC	Patentka	C0

ADAPTÉR

Výrobce	Kompatibilní modely	OEM ozn.	Katalog. číslo	Popis	Konektor	Cen. kód
Hellige Marquette	Pro GE MAC 1100/1200/1200ST, CardioSmart, CardioSys, MAC 5000, MAC 5000ST, CASE, CASE 8000 Systemy s CAM 14 akvizčním modulem nebo s kabelem podporující CAM 14 svodů	E9006PH	VE008A20	svod,CAM/Universal, 20in.(51cm),6kusů/balení	 140 143	C4
		E9006PJ	VE008A29	svod,CAM/Universal, 29in.(74cm),6kusů/balení		C4
		E9006bal ení	VE008A40	svod,CAM/Universal, 40in.(102cm),6kusů/balení		C4
		E9006PL	VE008A51	svod,CAM/Universal, 51in.(130cm),4kusy/balení		C4
		E9006PM	VE008A26	svod,CAM/Universal, 26in.(66cm),6kusů/balení		C4
		E9006PN	VE008A36	svod,CAM/Universal, 36in.(90cm),6kusů/balení		C4
Hellige Marquette	Pro GE MAC PC, MAC 6, MAC 12, MAC 15, MAC VU, CASE 12, CASE 15, CASE 16, MAX- Personal, MAX-1, CENTRA Systems s AM4 or AM5 akvizčním modulem	E9001ZT	VF008A24	svod,AM4/Universal, 24 in.(60cm),6kusů/balení	 136 143	C4
		E9001ZW	VF008A26	svod,AM4/Universal, 26 in.(66cm),6kusů/balení		C4
		E9001ZY	VF008A36	svod,AM4/Universal, 36 in.(90cm),6kusů/balení		C4
		E9001ZZ	VF008A42	svod,AM4/Universal, 42 in.(107cm),6kusů/balení		C4
		E9002A	VF008A52	svod,AM4/Universal, 52 in.(132cm),4kusy/balení		C4


Katalogové čísl.: V0010

Jméno: EKG adaptéry pro elektrody

Použitelné pro patentkové elektrody a elektrody typu Tab. Adaptér je vhodný pro 3.0mm Din nebo 4.0mm Banánek

Balení: 10kusů/balení

Cenový kód: D0/balení



Jednorázové EKG elektrody

Výrobce	Průvodce	OEM ozn.	Katalog. číslo	Popis	Cen. kód
Všechny monitorovací/telemetrické systémy		GEMS OEM ozn.: E9001BG	V0014C/P	Jednorázové dětské EKG elektrody, Látkové, kulaté, 40mm průměr vlhké gelové, patentkové elektrody Stříbro/chlorid stříbrný (Ag/AgCl) senzor, přemísťovací – balení: 1000	J0
		GEMS ozn.: E9007SG	V0014A	Jednorázové dospělé EKG elektrody, kulaté látkové, 50mm průměr vlhké gelové, patentka Stříbro/chlorid stříbrný (Ag/AgCl) senzor, přemísťovatelné. – balení: 1000	J0

EKG elektrody k opakovanému použití

• Přísavné hrudní EKG elektrody

Výrobce	Průvodce	OEM ozn.	Katalog. číslo	Popis	Cen. kód
Všechna klidová EKG doporučeno pro Nihon Konden, Fukuda, NEC, Kenz, China		Nihon konden: H043	V0013AB	Dospělá přísavná elektroda, – vhodná pro 3.0mm Din zástrčku or 0.156-in.(4mm) banánek zástrčku or (4mm)patentka svody – neobsahuje latex, – výměnné balónky pro všechny elektrody o průměru 21mm. Průměr balónku je 26mm. – kovové elektrody: poniklované – 1 balení = 6 balónků	A0
Všechna klidová EKG doporučeno pro Nihon Konden, Fukuda, NEC, Kenz, China			V0013A-P	Dětská přísavná elektroda, – vhodná pro 3.0mm Din zástrčku – neobsahuje latex, – výměnné balónky pro všechny elektrody o průměru 17mm. Průměr balónku je 23mm. – kovové elektrody: poniklované – 1 balení = 6 balónků	A0
			V0013B-P	Dětská přísavná elektroda, – vhodná pro 4mm Banánek zástrčku – neobsahuje latex, – výměnné balónky pro všechny elektrody o průměru 17mm. Průměr balónku je 23mm. – kovové elektrody: poniklované – 1 balení = 6 balónků	A0
Všechna klidová EKG doporučeno pro GE-Marquette, Schiller, Bionet, Mortala, Burdick	 203	HP OEM ON:40419A	V0013C-A	Dospělá přísavná Ag/AgCl elektroda, – vhodná pro svody se zástrčkou 3.0mm Din nebo 4mm banánek nebo 4mm patentkami – neobsahuje latex, – výměnné balónky pro všechny elektrody o prům. 24mm. Objem balónku je 5 cm ³ . (prům.32mm) – kovové elektrody: Ag/AgCl. – 1 balení = 6 balónků	B2
		HP OEM ON:40422A	V0013C-P	Dětská přísavná Ag/AgCl elektroda, – vhodná pro svody se zástrčkou 3.0mm Din nebo 4mm banánek nebo 4mm patentkami – neobsahuje latex, – výměnné balónky pro všechny elektrody o prům. 17mm. Objem balónku je 5 cm ³ . (prům.32mm) – kovové elektrody: Ag/AgCl. – 1 balení = 6 balónků	B3

• Končetinové elektrody




Výrobce	Průvodce	OEM ozn.	Katalog. číslo	Popis	Cen. kód
Všechna klidová EKG doporučeno pro Nihon Konden, Fukuda, NEC, Kenz, China		Nihon konden: H068K	V0012A	Končetinové elektrody, typ "kolíček na prádlo" – vhodná pro svody 3.0mm Din zástrčku – kovové elektrody: poniklované – 1 balení = 4 elektrody – Barevné kódování: IEC, červená(R), žlutá(L), černá(RF), zelená(F)	A8
			V0012B-I	Končetinové elektrody, typ "kolíček na prádlo" – vhodná pro svody 0.156-in.4mm banánek zástrčku – kovové elektrody: poniklované. – 1 balení = 4 elektrody – Barevné kódování: IEC, červená(R), žlutá(L), černá(RF), zelená(F)	A8
			V0012D-A	Končetinové elektrody, typ "kolíček na prádlo" – vhodná pro svody 3.0mm Din zástrčku – kovové elektrody: poniklované – 1 balení = 4 elektrody – Barevné kódování: AHA, bílá(RA), černá(LA), zelená(RL), červená(LL)	A8
			V0012B	Končetinové elektrody, typ "kolíček na prádlo" – vhodná pro 0.156-in.(4mm) banánek zástrčku svody – kovové elektrody: poniklované – 1 balení = 4 elektrody – Barevné kódování: AHA, bílá(RA), černá(LA), zelená(RL), červená(LL)	A8
Všechna klidová EKG doporučeno pro GE-Marquette, Schiller, Bionet, Mortala, Burdick		HP OEM ON:40494E	V0012M-I	Dospělá končetinová elektroda Ag/AgCl, typ "kolíček na prádlo" – vhodná pro 3.0mm Din zástrčku, 4mm banánek patentku – Kovové elektrody: Ag/AgCl. – 1 balení = 4 elektrody – Barevné kódování standard: IEC, červená(R), žlutá(L), černá(RF), zelená(F)	B2
			V0012M-A	Dospělá končetinová elektroda Ag/AgCl, typ "kolíček na prádlo" – vhodná pro 3.0mm Din zástrčku, 4mm banánek nebo patentku – Kovové elektrody: Ag/AgCl. – 1 balení = 4 elektrody – Barevné kódování : AHA, bílá(RA), černá(LA), zelená(RL), červená(LL)	B3
Všechna klidová EKG doporučeno pro GE-Marquette, Schiller, Bionet, Mortala, Burdick			V0012M-I/P	Dětská končetinová elektroda Ag/AgCl, typ "kolíček na prádlo" – vhodná pro 3.0mm Din zástrčku, 4mm banánek nebo patentku – Kovové elektrody: Ag/AgCl. – 1 balení = 4 elektrody – Barevné kódování standard: IEC, červená(R), žlutá(L), černá(RF), zelená(F)	B2
			V0012M-A/P	Dětská končetinová elektroda Ag/AgCl, typ "kolíček na prádlo" – vhodná pro 3.0mm Din zástrčku, 4mm banánek nebo patentku – Kovové elektrody: Ag/AgCl. – 1 balení = 4 elektrody – Barevné kódování : AHA, bílá(RA), černá(LA), zelená(RL), červená(LL)	B3


• Zemní kabele

Výrobce	Průvodce	OEM ozn.	Katalog. číslo	Popis	Cen. kód
Všechny pacientské monitory a kardiografy se standardním zemním svorkou		144	V0020A	Zemní kabel, 6mm Jack >> klip, – Délka: 4000mm – Typ vodiče: UL 1015 14AWG 105° 600V . – 1 balení = 1 kus – Barva: žlutá/zelená	A4
		037	V0020B	Zemní svorka, 6mm průměr (vhodná pro 6mm jack V0020A) – Délka: 30mm – Kovové svorka: poniklovaná – 1 balení = 1 kus	A1

Svody umožňující přístup rádiovému vlnění nabízí nepřerušovanou diagnózu EKG při rentgenovém vyšetření nebo při stres testech.

Výrobce	Zástrčka	Ukončení	Katalog. číslo	Popis	Cen. kód
Neusoft Medical Systems Vhodné pro 4.0mm banana plug , spojka Kód: CC			RT-CC024S-0	RTL, LL typ zástrčky, 24 inch, Patentka, bez odporu	C0
			RT-CC036S-0	RTL, LL typ zástrčky, 36 inch, Patentka, bez odporu	C0
			RT-CC048S-0	RTL, LL typ zástrčky, 48 inch, Patentka, bez odporu	C0
			RT-CC060S-0	RTL, LL typ zástrčky, 60 inch, Patentka, bez odporu	C0
			RT-CC072S-0	RTL, LL typ zástrčky, 72 inch, Patentka, bez odporu	C0
			RT-CC024S-147	RTL, LL typ zástrčky, 24 inch, Patentka, 14.7kΩ.odpor	D0
			RT-CC036S-147	RTL, LL typ zástrčky, 36 inch, Patentka, 14.7kΩ.odpor	D0
			RT-CC048S-147	RTL, LL typ zástrčky, 48 inch, Patentka, 14.7kΩ.odpor	D0
			RT-CC060S-147	RTL, LL typ zástrčky, 60 inch, Patentka, 14.7kΩ.odpor	D0
			RT-CC072S-147	RTL, LL typ zástrčky, 72 inch, Patentka, 14.7kΩ.odpor	D0
Biosys Datascope IVY použitelné pro všechny Din-systém, spojka: Din styl, Kód: C			RT-C024S-0	RTL, Din1.5 Jack typ zástrčky, 24 inch, Patentka, bez odporu	C0
			RT-C036S-0	RTL, Din1.5 Jack typ zástrčky, 36 inch, Patentka, bez odporu	C0
			RT-C048S-0	RTL, Din1.5 Jack typ zástrčky, 48 inch, Patentka, bez odporu	C0
			RT-C060S-0	RTL, Din1.5 Jack typ zástrčky, 60 inch, Patentka, bez odporu	C0
			RT-C072S-0	RTL, Din1.5 Jack typ zástrčky, 72 inch, Patentka, bez odporu	C0
			RT-C024S-47	RTL, Din1.5 Jack typ zástrčky, 24 inch, Patentka, 4.7kΩ.odpor	D0
			RT-C036S-47	RTL, Din1.5 Jack typ zástrčky, 36 inch, Patentka, 4.7kΩ.odpor	D0
			RT-C048S-47	RTL, Din1.5 Jack typ zástrčky, 48 inch, Patentka, 4.7kΩ.odpor	D0
			RT-C060S-47	RTL, Din1.5 Jack typ zástrčky, 60 inch, Patentka, 4.7kΩ.odpor	D0
			RT-C072S-47	RTL, Din1.5 Jack typ zástrčky, 72 inch, Patentka, 4.7kΩ.odpor	D0
PHILIPS použitelné pro všechny AA-Plug System , spojka: AA styl, Kód: D			RT-D024S-0	RTL, AAMI typ zástrčky, 24 inch, Patentka, bez odporu	C0
			RT-D036S-0	RTL, AAMI typ zástrčky, 36 inch, Patentka, bez odporu	C0
			RT-D048S-0	RTL, AAMI typ zástrčky, 48 inch, Patentka, bez odporu	C0
			RT-D060S-0	RTL, AAMI typ zástrčky, 60 inch, Patentka, bez odporu	C0
			RT-D072S-0	RTL, AAMI typ zástrčky, 72 inch, Patentka, bez odporu	C0
			RT-D024S-47	RTL, AAMI typ zástrčky, 24 inch, Patentka, 4.7kΩ.odpor	D0
			RT-D036S-47	RTL, AAMI typ zástrčky, 36 inch, Patentka, 4.7kΩ.odpor	D0
			RT-D048S-47	RTL, AAMI typ zástrčky, 48 inch, Patentka, 4.7kΩ.odpor	D0
			RT-D060S-47	RTL, AAMI typ zástrčky, 60 inch, Patentka, 4.7kΩ.odpor	D0
			RT-D072S-47	RTL, AAMI typ zástrčky, 72 inch, Patentka, 4.7kΩ.odpor	D0
GE- Marquette použitelné pro všechny Multi-link(VS)-Plug System spojka: Multi-link(VS), Kód: E			RT-E024S-0	RTL, VS typ zástrčky, 24 inch, Patentka, bez odporu	C0
			RT-E036S-0	RTL, VS typ zástrčky, 36 inch, Patentka, bez odporu	C0
			RT-E048S-0	RTL, VS typ zástrčky, 48 inch, Patentka, bez odporu	C0
			RT-E060S-0	RTL, VS typ zástrčky, 60 inch, Patentka, bez odporu	C0
			RT-E072S-0	RTL, VS typ zástrčky, 72 inch, Patentka, bez odporu	C0
			RT-E024S-47	RTL, VS typ zástrčky, 24 inch, Patentka, 4.7kΩ.odpor	D0
			RT-E036S-47	RTL, VS typ zástrčky, 36 inch, Patentka, 4.7kΩ.odpor	D0
			RT-E048S-47	RTL, VS typ zástrčky, 48 inch, Patentka, 4.7kΩ.odpor	D0
			RT-E060S-47	RTL, VS typ zástrčky, 60 inch, Patentka, 4.7kΩ.odpor	D0
			RT-E072S-47	RTL, VS typ zástrčky, 72 inch, Patentka, 4.7kΩ.odpor	D0
Datex-Ohmeda použitelné pro všechny ASP-Plug System , spojka typ: ASP, Kód: H			RT-H024S-0	RTL, ASP typ zástrčky, 24 inch, Patentka, bez odporu	C0
			RT-H036S-0	RTL, ASP typ zástrčky, 36 inch, Patentka, bez odporu	C0
			RT-H048S-0	RTL, ASP typ zástrčky, 48 inch, Patentka, bez odporu	C0
			RT-H060S-0	RTL, ASP typ zástrčky, 60 inch, Patentka, bez odporu	C0
			RT-H072S-0	RTL, ASP typ zástrčky, 72 inch, Patentka, bez odporu	C0
			RT-H024S-47	RTL, ASP typ zástrčky, 24 inch, Patentka, 4.7kΩ.odpor	D0
			RT-H036S-47	RTL, ASP typ zástrčky, 36 inch, Patentka, 4.7kΩ.odpor	D0
			RT-H048S-47	RTL, ASP typ zástrčky, 48 inch, Patentka, 4.7kΩ.odpor	D0
			RT-H060S-47	RTL, ASP typ zástrčky, 60 inch, Patentka, 4.7kΩ.odpor	D0
			RT-H072S-47	RTL, ASP typ zástrčky, 72 inch, Patentka, 4.7kΩ.odpor	D0


Výrobce	Zástrčka	Ukončení	Katalog. číslo	Popis	Cen. kód
Datex-Ohmeda použitelné pro všechny DB- Plug System spojka: DB typ, Kó 	664 		RT-DB024S-0	RTL, LM typ zástrčky, 24 inch, Patentka, bez odporu	C0
			RT-DB036S-0	RTL, LM typ zástrčky, 36 inch, Patentka, bez odporu	C0
			RT-DB048S-0	RTL, LM typ zástrčky, 48 inch, Patentka, bez odporu	C0
			RT-DB060S-0	RTL, LM typ zástrčky, 60 inch, Patentka, bez odporu	C0
			RT-DB072S-0	RTL, LM typ zástrčky, 72 inch, Patentka, bez odporu	C0
	664 		RT-Z024S-47	RTL, LM typ zástrčky, 24 inch, Patentka, 4.7kΩ.odpor	D0
			RT-Z036S-47	RTL, LM typ zástrčky, 36 inch, Patentka, 4.7kΩ.odpor	D0
			RT-Z048S-47	RTL, LM typ zástrčky, 48 inch, Patentka, 4.7kΩ.odpor	D0
			RT-Z060S-47	RTL, LM typ zástrčky, 60 inch, Patentka, 4.7kΩ.odpor	D0
			RT-Z072S-47	RTL, LM typ zástrčky, 72 inch, Patentka, 4.7kΩ.odpor	D0
CONMED použitelné pro všechny Conmed-Plug System spojka: Conmed, Kód: G			RT-G024S-0	RTL, Conmed typ zástrčky, 24 inch, Patentka, bez odporu	C0
			RT-G036S-0	RTL, Conmed typ zástrčky, 36 inch, Patentka, bez odporu	C0
			RT-G048S-0	RTL, Conmed typ zástrčky, 48 inch, Patentka, bez odporu	C0
			RT-G060S-0	RTL, Conmed typ zástrčky, 60 inch, Patentka, bez odporu	C0
			RT-G072S-0	RTL, Conmed typ zástrčky, 72 inch, Patentka, bez odporu	C0
			RT-G024S-47	RTL, Conmed typ zástrčky, 24 inch, Patentka, 4.7kΩ.odpor	D0
			RT-G036S-47	RTL, Conmed typ zástrčky, 36 inch, Patentka, 4.7kΩ.odpor	D0
			RT-G048S-47	RTL, Conmed typ zástrčky, 48 inch, Patentka, 4.7kΩ.odpor	D0
			RT-G060S-47	RTL, Conmed typ zástrčky, 60 inch, Patentka, 4.7kΩ.odpor	D0
			RT-G072S-47	RTL, Conmed typ zástrčky, 72 inch, Patentka, 4.7kΩ.odpor	D0
CONMED použitelné pro všechny Conmed-Plug System spojka: Conmed lock typ 2pin, Kód: GL	698 		RT-GL024S-0	RTL, Conmed lock typ zástrčky, 24 inch, Patentka, bez odporu	C0
			RT-GL036S-0	RTL, Conmed lock typ zástrčky, 36 inch, Patentka, bez odporu	C0
			RT-GL048S-0	RTL, Conmed lock typ zástrčky, 48 inch, Patentka, bez odporu	C0
			RT-GL060S-0	RTL, Conmed lock typ zástrčky, 60 inch, Patentka, bez odporu	C0
			RT-GL072S-0	RTL, Conmed lock typ zástrčky, 72 inch, Patentka, bez odporu	C0
	698 		RT-GL024S-47	RTL, Conmed lock typ zástrčky, 24 inch, Patentka, 4.7kΩ.odpor	D0
			RT-GL036S-47	RTL, Conmed lock typ zástrčky, 36 inch, Patentka, 4.7kΩ.odpor	D0
			RT-GL048S-47	RTL, Conmed lock typ zástrčky, 48 inch, Patentka, 4.7kΩ.odpor	D0
			RT-GL060S-47	RTL, Conmed lock typ zástrčky, 60 inch, Patentka, 4.7kΩ.odpor	D0
			RT-GL072S-47	RTL, Conmed lock typ zástrčky, 72 inch, Patentka, 4.7kΩ.odpor	D0
Mindray Siemens Fukuda použitelné pro všechny Euro- Plug System , spojka : Euro styl, Kód: J			RT-J024S-0	RTL, Euro typ zástrčky, 24 inch, Patentka, bez odporu	C0
			RT-J036S-0	RTL, Euro typ zástrčky, 36 inch, Patentka, bez odporu	C0
			RT-J048S-0	RTL, Euro typ zástrčky, 48 inch, Patentka, bez odporu	C0
			RT-J060S-0	RTL, Euro typ zástrčky, 60 inch, Patentka, bez odporu	C0
			RT-J072S-0	RTL, Euro typ zástrčky, 72 inch, Patentka, bez odporu	C0
			RT-J024S-47	RTL, Euro typ zástrčky, 24 inch, Patentka, 4.7kΩ.odpor	D0
			RT-J036S-47	RTL, Euro typ zástrčky, 36 inch, Patentka, 4.7kΩ.odpor	D0
			RT-J048S-47	RTL, Euro typ zástrčky, 48 inch, Patentka, 4.7kΩ.odpor	D0
			RT-J060S-47	RTL, Euro typ zástrčky, 60 inch, Patentka, 4.7kΩ.odpor	D0
			RT-J072S-47	RTL, Euro typ zástrčky, 72 inch, Patentka, 4.7kΩ.odpor	D0
SPACELABS použitelné pro všechny TRU- LINK Plug System , spojka: TRU- LINK styl, Kód: L			RT-L024S-0	RTL, TRU-LINK typ zástrčky, 24 inch, Patentka, bez odporu	C0
			RT-L036S-0	RTL, TRU-LINK typ zástrčky, 36 inch, Patentka, bez odporu	C0
			RT-L048S-0	RTL, TRU-LINK typ zástrčky, 48 inch, Patentka, bez odporu	C0
			RT-L060S-0	RTL, TRU-LINK typ zástrčky, 60 inch, Patentka, bez odporu	C0
			RT-L072S-0	RTL, TRU-LINK typ zástrčky, 72 inch, Patentka, bez odporu	C0
			RT-L024S-47	RTL, TRU-LINK typ zástrčky, 24 inch, Patentka, 4.7kΩ.odpor	D0
			RT-L036S-47	RTL, TRU-LINK typ zástrčky, 36 inch, Patentka, 4.7kΩ.odpor	D0
			RT-L048S-47	RTL, TRU-LINK typ zástrčky, 48 inch, Patentka, 4.7kΩ.odpor	D0
			RT-L060S-47	RTL, TRU-LINK typ zástrčky, 60 inch, Patentka, 4.7kΩ.odpor	D0
			RT-L072S-47	RTL, TRU-LINK typ zástrčky, 72 inch, Patentka, 4.7kΩ.odpor	D0
Lead Bead Markers for Radiotranslucent Leadwires, Diameter range: 0.9mm~1.5mm			SL0373A	AAMI, 10kusů/balení, (RA,LA,RL,LL,V1,V2,V3,V4,V5,V6), Barvy: bílá, černá,zelená,červená,červená,žlutá,zelená,modrá,oranžová,purpurová	A4
			SL0373B	IEC, 10kusů/balení, (R,L,RF,F,C1,C2,C3,C4,C5,C6), Barvy: červená, žlutá,černá,zelená,červená,žlutá,zelená,hnědá,černá,purpurová	A4
			SL0373C	AAMI, 5kusů/balení, (Barvy Kód: RA,LA,RL,LL,V), Barvy: bílá,černá,zelená,červená,hnědá	A2
			SL0373D	IEC, 5kusů/balení, (Barvy Kód: R,L,RF,F,C), Barvy: červená,žlutá,černá,zelená,bílá)	A2



Konektor k přístroji




Typ spojky



Konektor patientských svodů



Pacientské koncovky



Typ označení

H	□	□	□	□	□
Kódování barev: 7A : 7-svod,AHA; 10A : 10-svod,AHA; 7I : 7-svod,IEC; 10I : 10-svod,IEC; 5A : 5-svod, AHA; 3H : 4-svod,AHA; 3A : 3-svod,AHA; 5I : 5-svod, IEC; 3IH : 4-svod,IEC; 3I : 3-svod,IEC; 5AI : 5-svod, AHA/IEC; 3HI/IH : 4-svod, AHA/IEC, 3AI/I : 3-svod, AHA/IEC					
Pacientské koncovky: S : Patentka; C : Kleštiny,					
Pokud je produktem kabel, místo písmena je použita pomlčka, např. HC024-7A					
Kód značky, např. 035 označuje Mortara; pokud jsou produktem svody, čísla označují délku, např. 018					
Typ spojky: A: vcelku; B: Lifelinc, (LL); C: Din styl spojky, zahrnuje 3-svod, 5-svod, 7-svod, 10-svod.					
H: Označuje EKG kabely pro Holter					

Výrobce	Compatibilní modely	OEM ozn.	Katalog. číslo	Popis	Konektor k přístroji	Konektor ke svodům	Cen. kód
Biomedical Instruments (BI)	Biomedical Instruments (BI): BI 9000 Brentwood : BH-3000		HC024-7A	Din 7-svod pacient. kabel, 3CH, 45 cm , AHA, FGG.0B 7pin>Din 7J, bez odporu vhodné pro Din styl svody			D6
	BI 9800		HC024-10A	Din 10-svod pacient. kabel, 45 cm , AHA, Readel-14pin>Din 10J, bez odporu vhodné pro Din styl svody			D5
Biox	Biox: CB-2300-A Biomedical Instruments (BI): BI9000TL		HC033-7A	Din 7-svod pacient. kabel, 3CH, 45 cm , AHA, Readel-14pin>Din 7J, bez odporu vhodné pro Din styl svody			C5
	CB-1300-CL		HC033-10A	Din 10-svod pacient. kabel, 45 cm , AHA, Readel-14pin>Din 10J, bez odporu vhodné pro Din styl svody			D5
Brentwood	Biomedical Instruments (BI): BI 9000 Brentwood : BH-3000		HC024-7A	Din 7-svod pacient. kabel, 3CH, 45 cm , AHA, FGG.0B 7pin>Din 7J, bez odporu vhodné pro Din styl svody			D6
	BH-1200, HOLTER 8800		HC050-10A	Din 10-svod pacient. kabel, 45 cm , AHA, FGG.0B 10pin>Din 10J, bez odporu vhodné pro Din styl svody			D0
Burdick	92512 Holter	43238	HC030-5A	Din 5-svod pacient. kabel, 2CH, 80 cm , AHA, PCB 7pin>Din 5J, bez odporu vhodné pro Din styl svody			B0
	92513 Holter	175-1546-00	HC030-7A	Din 5-svod pacient. kabel, 3CH, 80 cm , AHA, PCB 7pin>Din 5J, bez odporu vhodné pro Din styl svody			C5
Contec Medical systems (CMS)	TLC98		HC049-7A	Din 7-svod pacient. kabel, 3 CH, 45 cm , AHA, FGG.0B 7pin>Din 7J, bez odporu vhodné pro Din styl svody			D6
Landcom			HC031-7A	Din 7-svod pacient. kabel, 3 CH, 45 cm , AHA, FGG.1B 7pin>Din 7J, bez odporu vhodné pro Din styl svody			D6
			HC031-10A	Din 10-svod pacient. kabel, 45 cm , AHA, FGG.1B 10pin>Din 10J, bez odporu vhodné pro Din styl svody			D0



Výrobce	Compatibilní modely	OEM ozn.	Katalog. číslo	Popis	Konektor k přístroji	Konektor ke svodům	Cen. kód
Medilog	Medilog: FD5		HC051-7A	Din 7-svod pacient. kabel, 3CH, 45 cm, AHA, Readel-14pin>Din 7J, bez odporu vhodné pro Din styl svody	 249	 103	C5
Ge-Marquette Rozinn GeTeMED	Pro GE marquette: 8000, 8200, 8500, SEER Holter Recorder model: 151	E9002TD	HC006-5A	Kabel holteru patentkový se zámkem, 2 CH, 45 cm, AHA, Patentka-lock-7pin>Din 5J, bez odporu vhodné pro Din styl svody	 188	 102	D5
		E9002TE	HC006-7A	Kabel holteru patentkový se zámkem, 3 CH, 45 cm, AHA, Patentka-lock-7pin>Din 7J, bez odporu vhodné pro Din styl svody	 188	 103	D7
GE-Marquette Rozinn	Pro GE SEER MC Holter Recorder	E9002TK	HC047-5A	Din 5-svod pacient. kabel, 2 CH, 80 cm, AHA, obdelník 12pin>Din 5J, bez odporu vhodné pro Din styl svody	 168	 102	D0
		E9002TL	HC047-7A	Din 7-svod pacient. kabel, 3 CH, 80 cm, AHA, obdelník 12pin>Din 7J, bez odporu vhodné pro Din styl svody	 168	 103	D0
		E9002TF	HC047-10A	Din 10-svod pacient. kabel, 10-svod, 80 cm, AHA, obdelník 12pin>Din 10J, bez odporu vhodné pro Din styl svody	 169	 104	E5

EKG patientský kabel vcelku se svody


Biomedical Instruments (BI)	BI9000TL 		HA055S7A	EKG kabel vcelku pro holtery se svody, 7-svod zástrčka: Radel 14pin	AAMI	Patentka	C0
Choice Telemetry Monitoring System MMED600RD-300E	 453		HA003S3I	3 vodič. svody, 40 in. (102 cm), 3-svod zástrčka: READEL 6P	IEC	Patentka	B5
			HA003C3I	3 vodič. svody, 40 in. (102 cm), 3-svod zástrčka: READEL 5P	IEC	Kleštiny	B6
Creative PC-6000 Telemetry Monitoring	 114		HA037S3I	3 vodič. svody, 40 in. (102 cm), 3-svod zástrčka: Din2.0*3pin	IEC	Patentka	B2
			HA037C3I		IEC	Kleštiny	B3
Creative PC-80 Easy ECG Monitor	 112		HA022S3A	3 vodič. svody, 40 in. (102 cm), 3-svod zástrčka: stereo 2.5 zástrčka	AHA	Patentka	B5
			HA022C3A		AHA	Kleštiny	B6
	 187		HA023S3A	3svod svody, 40 in. (102 cm), 3-svod zástrčka: stereo 2.5 zástrčka	AHA	Patentka	B8
Fukuda	LX-5630 		HA057C4A	EKG kabel vcelku pro holtery se svody, 4-svod zástrčka: 6 pin	AAMI	Kleštiny	D0

Výrobce	Compatibilní modely	OEM OZN.	Katalog. číslo	Popis	Barevné kódování	Zakončení svodů	Cen. kód
Meigaoyi MGY-M1 Landcom Visual Stethoscope	 529		HA020S3I	3svod, 40 in. (102 cm), 3-svod zástrčka: stereo 3.5 zástrčka	IEC	Patentka	B3
			HA020C3I		IEC	Din3.0	B4
Meigaoyi ECGLAB TDA3.0	 113		HA046S5A	5-svod, 40 in. (102 cm), 5-svod zástrčka: stereo 2.5+3.5 zástrčka	AHA	Patentka	B5
Mortala	 040		HA035S10I	10-svod, 40 in. (102 cm)	IEC	Patentka	E5
			HA035S10A		AHA	Patentka	E5
GE-Marquette Rozinn			HA021S3A	3-svod, 40 in.	AHA	Patentka	C5
			HA021S5A	5-svod, 40 in.	AHA	Patentka	C5
GE-SEER Light	 318	200859 4-001	HA053S5A	SEER Light Holter pacient. kabel/svody, 5-svod	AHA	Patentka	E3
		200859 4-002	HA053S7A	SEER Light Holter pacient. kabel/svody, 7-svod	AHA	Patentka	E5
Mindray TMS-6016 Telemetry monitoring system			HA052S5A	5svod, 40 in. (102 cm), 5-svod zástrčka: 1.5mm*5pin	AHA	Patentka	B9
Mbelec CD2000-1800	 176		HA052S3A	3svod, 40 in. (102 cm), 3-svod zástrčka: 1.5mm*5pin	AHA	Patentka	B8
NEC	 098	YCE- 205	HA001S3I	YCE205 svody, 30 in. (76 cm), 3-svod	IEC	Patentka	B5
			HA001C3I		IEC	Kleštiny	B6
	 182	47502	HA002S3I	47502, 30 in. (76 cm), 3-svod	IEC	Patentka	B5
			HA002C3I		IEC	Kleštiny	B6
Nihon konden	 124	BR- 546S	HA004S3I	3svod, 40 in. (102 cm), 3-svod zástrčka: Din2.0*3pin	IEC	Patentka	B5
			HA004C3I		IEC	Kleštiny	B6
PI	 233 232		HA048S4I	4-svod, 40 in. (102 cm), zástrčka: HRS-4P	IEC	Patentka	D0
			HA048S6I	6-svod, 40 in. (102 cm), zástrčka: HRS-6P	IEC	Patentka	D0
Philips			HA056S5A	Monitorovací svody pro telemetrii, 40 in. (102 cm),	AAMI	Patentka	D0
			HA056S5I	Monitorovací svody pro telemetrii, 40 in. (102 cm),	IEC	Patentka	D0

SVODY

Výrobce	Compatibilní modely	OEM ozn.	Katalog. číslo	Popis	Barevné kódování	Zakončení svodů	Cen. kód
Din 1.5 styl Normal	Vhodné pro všechny systémy se zástrčkou Din, typ: Din, Kód: C 141 	EC018S3A	EC018S3A	Din svody, 18 in. (45 cm), 3-svod	AHA (AAMI)	Patentka	A6
		EC018C3A	EC018C3A		AHA (AAMI)	Kleštiny	A7
		EC018S3I	EC018S3I		IEC	Patentka	A6
		EC018C3I	EC018C3I		IEC	Kleštiny	A7
		EC018S5A	EC018S5A	Din svody, 18 in. (45 cm), 5-svod	AHA (AAMI)	Patentka	A0
		EC018C5A	EC018C5A		AHA (AAMI)	Kleštiny	B1
		EC018S5I	EC018S5I		IEC	Patentka	A0
		EC018C5I	EC018C5I		IEC	Kleštiny	B1
		EC024S3A	EC024S3A	Din svody, 24 in. (61 cm), 3-svod	AHA (AAMI)	Patentka	A6
		EC024C3A	EC024C3A		AHA (AAMI)	Kleštiny	A7
		EC024S3I	EC024S3I		IEC	Patentka	A6
		EC024C3I	EC024C3I		IEC	Kleštiny	A7
		EC024S5A	EC024S5A	Din svody, 24 in. (61 cm), 5-svod	AHA (AAMI)	Patentka	A0
		EC024C5A	EC024C5A		AHA (AAMI)	Kleštiny	B1
		EC024S5I	EC024S5I		IEC	Patentka	A0
		EC024C5I	EC024C5I		IEC	Kleštiny	B1
		EC040S3A	EC040S3A	Din svody, 40 in. (102 cm), 3-svod	AHA (AAMI)	Patentka	A6
		EC040C3A	EC040C3A		AHA (AAMI)	Kleštiny	A7
		EC040S3I	EC040S3I		IEC	Patentka	A6
		EC040C3I	EC040C3I		IEC	Kleštiny	A7
		EC040S5A	EC040S5A	Din svody, 40 in. (102 cm), 5-svod	AHA (AAMI)	Patentka	A0
		EC040C5A	EC040C5A		AHA (AAMI)	Kleštiny	B1
		EC040S5I	EC040S5I		IEC	Patentka	A0
		EC040C5I	EC040C5I		IEC	Kleštiny	B1
		HC018S7A	HC018S7A	Din svody, 18 in. (45 cm), 7-svod	AHA (AAMI)	Patentka	B4
		HC018C7A	HC018C7A		AHA (AAMI)	Kleštiny	B5
		HC018S7I	HC018S7I		IEC	Patentka	B4
		HC018C7I	HC018C7I		IEC	Kleštiny	B5
		HC024S7A	HC024S7A	Din svody, 24 in. (61 cm), 7-svod	AHA (AAMI)	Patentka	B4
		HC024C7A	HC024C7A		AHA (AAMI)	Kleštiny	B5
		HC024S7I	HC024S7I		IEC	Patentka	B4
		HC024C7I	HC024C7I		IEC	Kleštiny	B5
		HC040S7A	HC040S7A	Din svody, 40 in. (102 cm), 7-svod	AHA (AAMI)	Patentka	B4
		HC040C7A	HC040C7A		AHA (AAMI)	Kleštiny	B5
		HC040S7I	HC040S7I		IEC	Patentka	B4
		HC040C7I	HC040C7I		IEC	Kleštiny	B5
		HC018S10A	HC018S10A	Din svody, 18 in. (45 cm), 10-svod	AHA (AAMI)	Patentka	B0
		HC018C10A	HC018C10A		AHA (AAMI)	Kleštiny	C1
		HC018S10I	HC018S10I		IEC	Patentka	B0
		HC018C10I	HC018C10I		IEC	Kleštiny	C1
		HC024S10A	HC024S10A	Din svody, 24 in. (61 cm), 10-svod	AHA (AAMI)	Patentka	B0
		HC024C10A	HC024C10A		AHA (AAMI)	Kleštiny	C1
		HC024S10I	HC024S10I		IEC	Patentka	B0
		HC024C10I	HC024C10I		IEC	Kleštiny	C1
		HC040S10A	HC040S10A	Din svody, 40 in. (102 cm), 10-svod	AHA (AAMI)	Patentka	B0
		HC040C10A	HC040C10A		AHA (AAMI)	Kleštiny	C1
		HC040S10I	HC040S10I		IEC	Patentka	B0
		HC040C10I	HC040C10I		IEC	Kleštiny	C1
Contec, Meigaoyi	133 	OEM-H0313A	OEM-H0313A	Din svody, 40 in. (102 cm), 7-svod	AHA (AAMI)	Patentka	B5
		OEM-H0313B	OEM-H0313B	Din svody, 40 in. (102 cm), 10-svod	AHA (AAMI)	Patentka	C1

Výrobce	Compatibilní modely	OEM ozn.	Katalog. číslo	Popis	Barevné kódování	Zakončení svodů	Cen. kód
Din 2.0 Jack styl Biomedical system: DH 073	Vhodné pro všechny Din 2.0 Jack System , Typ: Din 2.0 Jac styl, Kód: S 132  φ2.0 mm Jack		HS024S7A	Din 2.0 svody, 24 in. (61 cm), 7-svod	AHA (AAMI)	Patentka	B4
			HS024C7A		AHA (AAMI)	Kleštiny	B5
			HS024S7I		IEC	Patentka	B4
			HS024C7I		IEC	Kleštiny	B5
			HS040S7A	Din 2.0 svody, 40 in. (102 cm), 7-svod	AHA (AAMI)	Patentka	B4
			HS040C7A		AHA (AAMI)	Kleštiny	B5
			HS040S7I		IEC	Patentka	B4
			HS040C7I		IEC	Kleštiny	B5
Din 2.0 zástrčka styl Ela Medical	Vhodné pro všechny Din 2.0, Typ: Din 2.0 zástrčka styl,Kód: T 134 		HT040S3A	Din 2.0 zástrčka svody, 40 in. (102 cm), 3-svod	AHA (AAMI)	Patentka	A6
			HT040C3A		AHA (AAMI)	Kleštiny	A7
			HT040S3I		IEC	Patentka	A6
			HT040C3I		IEC	Kleštiny	A7
			HT040S5A	Din 2.0 zástrčka svody, 40 in. (102 cm), 5-svod	AHA (AAMI)	Patentka	A0
			HT040C5A		AHA (AAMI)	Kleštiny	B1
			HT040S5I		IEC	Patentka	A0
			HT040C5I		IEC	Kleštiny	B1
LL1 zástrčka styl Medilog: FD4	Vhodné pro všechny LL1- zástrčky, Typ: Din styl, Kód: U 337   HU024S7A		HU018S3A	LL1 svody, 18 in. (45 cm), 3-svod	AHA (AAMI)	Patentka	A9
			HU018C3A		AHA (AAMI)	Kleštiny	A0
			HU018S3I		IEC	Patentka	A9
			HU018C3I		IEC	Kleštiny	A0
			HU018S5A	LL1 svody, 18 in. (45 cm), 5-svod	AHA (AAMI)	Patentka	B5
			HU018C5A		AHA (AAMI)	Kleštiny	B6
			HU018S5I		IEC	Patentka	B5
			HU018C5I		IEC	Kleštiny	B6
			HU024S3A	LL1 svody, 24 in. (61 cm), 3-svod	AHA (AAMI)	Patentka	A9
			HU024C3A		AHA (AAMI)	Kleštiny	A0
			HU024S3I		IEC	Patentka	A9
			HU024C3I		IEC	Kleštiny	A0
			HU024S5A	LL1 svody, 24 in. (61 cm), 5-svod	AHA (AAMI)	Patentka	B5
			HU024C5A		AHA (AAMI)	Kleštiny	B6
			HU024S5I		IEC	Patentka	B5
			HU024C5I		IEC	Kleštiny	B6
			HU040S3A	LL1 svody, 40 in. (102 cm), 3-svod	AHA (AAMI)	Patentka	A9
			HU040C3A		AHA (AAMI)	Kleštiny	A0
			HU040S3I		IEC	Patentka	A9
			HU040C3I		IEC	Kleštiny	A0
			HU040S5A	LL1 svody, 40 in. (102 cm), 5-svod	AHA (AAMI)	Patentka	B5
			HU040C5A		AHA (AAMI)	Kleštiny	B6
			HU040S5I		IEC	Patentka	B5
			HU040C5I		IEC	Kleštiny	B6
			HU018S7A	LL1 svody, 18 in. (45 cm), 7-svod	AHA (AAMI)	Patentka	C1
			HU018C7A		AHA (AAMI)	Kleštiny	C2
			HU018S7I		IEC	Patentka	C1
			HU018C7I		IEC	Kleštiny	C2
			HU024S7A	LL1 svody, 24 in. (61 cm), 7-svod	AHA (AAMI)	Patentka	C1
			HU024C7A		AHA (AAMI)	Kleštiny	C2
			HU024S7I		IEC	Patentka	C1
			HU024C7I		IEC	Kleštiny	C2
			HU040S7A	LL1 svody, 40 in. (102 cm), 7-svod	AHA (AAMI)	Patentka	C1
			HU040C7A		AHA (AAMI)	Kleštiny	C2
			HU040S7I		IEC	Patentka	C1
			HU040C7I		IEC	Kleštiny	C2



Přístrojová zdířka



Přístrojový konektor



Konektor Readlr

Bajonetový typ

Typ se zámkem

Kulatý konektor

Obdelníkový konektor

Konektor se šedým krytem

HP 6.0mm průměr air plug

Typ spojky



Konektor manžety



Samec - plastový

Samec - plastový se zámkem Luer

Samice se zámkem

Samec - hladký Luer

Rychlospojka a se zámkem

Bajonetový typ

Označení


Y/U □ □ □ □

Kód manžety: **84S**: Stehenní, jednohadičková; **84D**: Stehenní, dvouhadičková; **69S**: Velká dospělá, jednohadičková; **69D**: Velká dospělá, dvouhadičková; **80S**: Dospělá, jednohadičková; **80D**: Dospělá, dvouhadičková; **81S**: Dětská, jednohadičková; **81D**: Dětská, dvouhadičková; **82S**: Kojenec, jednohadičková; **82D**: Kojenec, dvouhadičková; **83S**: Novorozeneček, jednohadičková; **83D**: Novorozeneček, dvouhadičková;

Kód konektoru. Pokud je produktem manžeta, je zde kód 18 pro opakované použití a 17 pro jednorázové, např. U1880S

Y: Označení propojovací hadičky, U: Označení manžety NIBP

Propojovací hadičky

Výrobce	Kompatibilní modely	OEM ozn.	Katalog. číslo	Popis	Konektor k přístroji	Spojka (strana manžety)	Cen. kód
Philips	Propojuje všechny velikosti NIBP manžet jednorázových i pro opakované použití. Použité pouze s dospělými a dětskými manžetami. NELZE POUŽÍT S NOVOROZENECKÝMI MANŽETAMI. Použití se všemi modely značky Philips včetně A1/A3	M1598B	YA25A06-05	Propojovací hadička k manžetě, jednovývodová, 5ft.(1,5m), 6.0 Air plug > bajonetový typ, vhodné pro 5082-184 konektor manžety	347 	348 	B9
		M1599B	YA25A06-10	Propojovací hadička k manžetě, jednovývodová, 10ft. (3,0m), 6.0 Air plug > bajonetový typ, vhodné pro 5082-184 konektor manžety	347 	348 	B0
Philips	NIBP hadička spojující řady 40401X, M45xx, M157x a manžetu. použitelné s Philips přístroji: A1/A3, M3921A, M3923A, M3926A, M3927A, M3928A, M3929A	M3918A	YA06A06-10	Propojovací hadička k manžetě, jednovývodová, 10 ft (3,0m), bajonetový typ > bajonetový typ vhodné pro 5082-184 konektor manžety	348 	348 	B0
Siemens Mindray, EDAN Spacelabs MEK, NPB , Contec	Spacelabs:90496 Module, Contec: CMS9000 EDAN M8(A), M9(A)	Spacelabs ozn.:714-0018-00	YA06A06-10	Propojovací hadička k manžetě, jednovývodová, 10 ft (3,0m), bajonetový typ > bajonetový typ vhodné pro 5082-184 konektor manžety	348 	348 	B0
Goldway 3F Medical System			YA10A01-12	Hadička tlaku (Air Hoses), jednovývodová, dospělý-dětský, 12 ft. (3,6m), šroubovitý konektor > šroubovací konektor	514 		B0
Creative Neusoft Jeteem	Jeteem:BD6000		YA18A01-10	Propojovací hadička k manžetě, jednovývodová, (3,0m), Readle Air plug> šroubovací konektor	319 		B0
Colin, Criticare, CSI Datascope, NihonKohden, Datascope			YA07A08-10	Propojovací hadička k manžetě, jednovývodová, (3,0m), Samec plastový konektor se zámkem> Samice plastový konektor se zámkem			B0
GE Dinamap, Pro, MPS	DINAMAP, Pro, Compact, MPS Series	107365	YA24A10-12	Hadička tlaku (Air Hoses), dvouvývodový, dospělý-dětský, 12 ft. (3,6m), Konektor se šedým krytem šroubovitý konektor	516 	 514	C0
		107366	YA24A10-24	Hadička tlaku (Air Hoses), dvouvývodový, dospělý-dětský, 24 ft. (7,3m), Konektor se šedým krytem > šroubovitý konektor,	516 		D5
		107368	YA24A16-12	Hadička tlaku (Air Hoses), dvouvývodový, Neonatální, 12 ft. (3,6m), Konektor se šedým krytem > Samice Luer,	516 		C0
		107363	YA24A12-12	Hadička tlaku (Air Hoses), dvouvývodový, dospělý-dětský, 12 ft. (3,6m), Konektor se šedým krytem > Konektor Submin	516 	 382	C0

Výrobce	Kompatibilní modely	OEM ozn.	Katalog. číslo	Popis	Konektor k přístroji	Spojka (strana manžety)	Cen. kód
GE marquette	Eagle 3000, Dash 2000/3000/4000, Tram 400/450/451, Tram 800. 850/851. Corometrics 120	9461-217	YA23A10-12	Hadička tlaku (Air Hoses), dvouvývodový, dospělý-dětský, 12 ft (3,6m). Gray, Obdelníkový konektor > šroubovitý konektor,	381	514	C0
		414873-001	YA23A12-12	Hadička tlaku (Air Hoses), dvouvývodový, dospělý-dětský, 12 ft. (3,6m), Gray, Obdelníkový konektor > Konektor Submin,	381		C0
		414874-001	YA23A16-08	Hadička tlaku (Air Hoses), dvouvývodový, Neonatální, 8 ft. (2.4m), Obdelníkový konektor > Samice Luer,	381		C0
GE medical Critikon, Kontron, Invivo	DINAMAP 1846, 8100, 9300 a Plus Series monitory	8841	YA10A10/2-12	Hadička tlaku (Air Hoses), dvouvývodový, dospělý-dětský, 12 ft. (3,6m), šroubovitý konektor > šroubovitý konektor,	514	514	C0
		88845	YA10A10/2-24	Hadička tlaku (Air Hoses), dvouvývodový, dospělý-dětský, 24 ft. (7,3m), šroubovitý konektor > šroubovitý konektor,	514	514	D5
		8841	YA10A16-08	Hadička tlaku (Air Hoses), dvouvývodový, Neonatální, 8 ft. (2.4m), šroubovitý konektor > Samice Luer,			C0
		88845	YA10A12-08	Hadička tlaku (Air Hoses), dvouvývodový, Neonatální, 8 ft. (2.4m), šroubovitý konektor > Samice Luer,		382	C0
GE medical Corometrics GE Datex	Eagle 4000, Tram 100/200/250/300/350, Corometrics 120	9461-203	YA22A12-12	Hadička tlaku (Air Hoses), dvouvývodový, dospělý-dětský, 12 ft. (3,6m), šroubovitý konektor > Konektor Submin,	507		C0
		9461-214	YA22A10-12	Hadička tlaku (Air Hoses), dvouvývodový, dospělý-dětský, 12 ft. (3,6m), šroubovitý konektor > šroubovitý konektor,	507		C0
		9461-205	YA22A16-08	Hadička tlaku (Air Hoses), dvouvývodový, Neonatální, 8 ft. (2.4m), Kulatý konektor > Samice Luer	507		C0
Nihon Kohden	Pacientský monitor: BSM-4101,4103,4111,4113 Life scope P,BSM-5105,5135 Life scope A,BSM-2351,2353 Life scope L,BSM-2301,2303 Life scope I		YA28A11-08	Hadička tlaku (Air Hoses), dvouvývodový, 8 ft.(2.4m), A28>A11, vhodné pro A12.			C0
Siemens, Drager	Multimed-Pot system fur serie SC 6000, SC 6002XL, SC 7000, SC 9000, Art. Nr.3368391 (8.2ft) Art. Nr. 5950196 (4.9ft)		YA29A06-08	Hadička tlaku (Air Hoses), jednovývodová, 8ft(2.4m), A29>A06, vhodné pro A04,A05			B0

Manžety s vakem

Výrobce	Typ	Kat. č.	Popis (Název, délka)	Kód ceny
Philips 78352A/C, 78354A/C, M1008A/B, M1176A, M1350B, M3000A, M3001A (with M1598B, M1599B, tubing) Colin , Datascope - Passport, Acutor; Fukada Denshi; Spacelabs: all; Older welch-Allyn: Modely s locking luer-type konektorem, Criticare; Siemens s bayonetovým typem konektoru; Mindray, Goldway,		U1880S	Dospělá, 25-35cm	A6
		U1881S	Dětská, 18-26cm	A6
		U1882S	Kojenec, 10-19cm	A6
		U1883S	Novorozenec, 6-11cm	A6
		U1869S	Dospělá velká, 33-47cm	A0
		U1884S	Stehenní, 46-66cm	B2
GE-Marquette Datex-Ohmeda GE(Marquette) with male quick-connect type connector, Dinama plus,XL,SX/XP,8100 series, Each GE corometrics; Critikon ; Datex-Ohmeda - s jedním samcem a jednou samicí quick connect type konektoru; CAS;New Welch-Allyn vital signs modely - se závitovým typem Critikon style konektoru		U1880D	Dospělá, 25-35cm	A6
		U1881D	Dětská, 18-26cm	A6
		U1882D	Kojenec, 10-19cm	A6
		U1883D	Novorozenec, 6-11cm	A6
		U1869D	Dospělá velká, 33-47cm	A0
		U1884D	Stehenní, 46-66cm	B2

Manžety bez vaku


Výrobce	Typ	Kat. č.	Popis (Název, délka)	Kód ceny
Philips 78352A/C, 78354A/C, M1008A/B, M1176A, M1350B, M3000A, M3001A (with M1598B, M1599B, tubing) Colin , Datascope - Passport, Acutor; Fukada Denshi; Spacelabs: all; Older welch-Allyn: Modely-s locking luer-type konektorem, Criticare; Siemens s bayonetovým typem konektoru; Mindray, Goldway,		U1880NS	Dospělá, 25-35cm	A6
		U1881NS	Dětská, 18-26cm	A6
		U1882NS	Kojenec, 10-19cm	A6
		U1883NS	Novorozenec, 6-11cm	A6
		U1869NS	Dospělá velká, 33-47cm	A0
		U1884NS	Stehenní, 46-66cm	B2
GE-Marquette Datex-Ohmeda GE(Marquette) with male quick-connect type connector, Dinama plus,XL,SX/XP,8100 series, Each GE corometrics; Critikon ; Datex-Ohmeda - s jedním samcem a jednou samicí quick connect type konektoru; CAS;New Welch-Allyn vital signs modely - se závitovým typem Critikon style konektoru		U1880ND	Dospělá, 25-35cm	A6
		U1881ND	Dětská, 18-26cm	A6
		U1882ND	Kojenec, 10-19cm	A6
		U1883ND	Novorozenec, 6-11cm	A6
		U1869ND	Dospělá velká, 33-47cm	A0
		U1884ND	Stehenní, 46-66cm	B2

Jednorázové manžety


Výrobce	Typ	Kat. č.	Popis (Obvod)	Kód ceny/ balení
Philips 78352A/C, 78354A/C, M1008A/B, M1176A, M1350B, M3000A, M3001A (with M1598B, M1599B, tubing) Colin , Datascope - Passport, Acutor; Fukada Denshi; Spacelabs: all; Older welch-Allyn: Modely-s locking luer-type konektorem, Criticare; Siemens s bayonetovým typem konektoru; Mindray, Goldway,		U1781S-10	3,3 - 5,6 cm	C5
		U1782S-10	4,2 – 7,1 cm	C5
		U1783S-10	5 – 10,5 cm	C5
		U1784S-10	6,9 – 11,7 cm	C5
		U1785S-10	8,9 – 15 cm	C5
GE-Marquette Datex-Ohmeda GE(Marquette) with male quick-connect type connector, Dinama plus,XL,SX/XP,8100 series, Each GE corometrics; Critikon ; Datex-Ohmeda - s jedním samcem a jednou samicí quick connect type konektoru; CAS;New Welch-Allyn vital signs modely - se závitovým typem Critikon style konektoru		U1781D-10	3,5 - 5,7 cm	C5
		U1782D-10	4,3 – 8 cm	C5
		U1783D-10	5,8 – 10,9 cm	C5
		U1784D-10	7 - 13 cm	C5
		U1785D-10	8 – 14 cm	C5

Manžety "ERKA"


Výrobce	Typ	Kat. č.	Popis (Název, délka)	Kód ceny
Philips 78352A/C, 78354A/C, M1008A/B, M1176A, M1350B, M3000A, M3001A (with M1598B, M1599B, tubing) Colin , Datascope - Passport, Acutor; Fukada Denshi; Spacelabs: all; Oider welch-Allyn: Modely s locking luer-type konektorem, Criticare; Siemens s bayonetovým typem konektoru; Mindray, Goldway,		025.04403.7790	1 vývod, silná paže, 50-64 cm	B3
		025.94403.7790	1 vývod, silnější paže, 38-50 cm	B2
		025.00403.7790	1 vývod, dospělá, 29-40 cm	B1
		025.06403.7790	1 vývod, dětská, 19-29 cm	B1
		025.04403.7790	1 vývod, menší děti, 13-20 cm	B1
		025.04403.7790	1 vývod, kojenecká, 8-13 cm	B1
GE-Marquette Datex-Ohmeda GE(Marquette) with male quick-connect type connector, Dinama plus,XL,SX/XP,8100 series, Each GE corometrics; Critikon ; Datex-Ohmeda - s jedním samcem a jednou samicí quick connect type konektoru; CAS;New Welch-Allyn vital signs modely - se závitovým typem Critikon style konektoru		025.04401.7790	2 vývody, silná paže, 50-64 cm	B3
		025.94401.7790	2 vývody, silnější paže, 38-50 cm	B2
		025.00401.7790	2 vývody, dospělá, 29-40 cm	B1
		025.06401.7790	2 vývody, dětská, 19-29 cm	B1
		025.04401.7790	2 vývody, menší děti, 13-20 cm	B1
		025.04401.7790	2 vývody, kojenecká, 8-13 cm	B1



Konektor do monitoru



Konektor k setům



Konektor setů



Označení



X □ □ □ □

Počet pinů v konektoru: A: Appott 6pin; B: Utah 4pin; C: Edward 5pin; D: BD 7pin; E: Medex 6pin; F: Philips 4pin

Kód kompatibility výrobců, např. 0014 označuje Marquette, 0015 označuje Spacelabs,

X: označuje IBP kabely

Výrobce	Kompatibilní modely	OEM ozn.	Katalog. číslo	Popis (název,délka,konektor)	Konektor do monitoru	Konektor k setům	Cen. kód
Chenwei			X0017A	Abbott IBP patientský kabel, 3,6m, Readet 4pin>6p6c jack,	 251		C5
			X0017B	Utah IBP patientský kabel, 3,6m, Readet 4pin>Din 2.0 4pin	 251		C5
			X0017C	Edward IBP patientský kabel, 3,6m, Readet 4pin>5pin,	 251		C0
			X0017D	BD IBP patientský kabel, 3,6m, Readet 4pin>7p jack,	 251		E5
			X0017E	MEDIX IBP patientský kabel, 3,6m, Readet 4pin>5pin	 251		E5
			X0017F	Philips IBP patientský kabel, 3,6m, Readet 4pin>Kruh 4p	 251		C5
Datex	 X0030		X0030A	Abbott IBP patientský kabel, 3,6m, Kruh 10J>6p6c jack,	252 		C5
			X0030B	Utah IBP patientský kabel, 3,6m, Kruh 10J>Din 2.0 4pin	252 		C5
			X0030C	Edward IBP patientský kabel, 3,6m, Kruh 10J>5pin,	252 		C0
			X0030D	BD IBP patientský kabel, 3,6m, Kruh 10J>7p jack,	252 		E5
			X0030E	MEDIX IBP patientský kabel, 3,6m, Kruh 10J>5pin	252 		E5
			X0030F	Philips IBP patientský kabel, 3,6m, Kruh 10J>Kruh 4p	252 		C5
Fukuda	 X0026		X0026A	Abbott IBP patientský kabel, 3,6m, Kruh 12pin>6p6c jack,	253 		E5
			X0026B	Utah IBP patientský kabel, 3,6m, Kruh 12pin>Din 2.0 4pin	253 		E5
			X0026C	Edward IBP patientský kabel, 3,6m, Kruh 12pin>5pin,	253 		E5
			X0026D	BD IBP patientský kabel, 3,6m, Kruh 12pin>7p jack,	253 		E5
			X0026E	MEDIX IBP patientský kabel, 3,6m, Kruh 12pin>5pin	253 		E5
			X0026F	Philips IBP patientský kabel, 3,6m, Kruh 12pin>Kruh 4p	253 		E5

Výrobce	Kompatibilní modely	OEM ozn.	Katalog. číslo	Popis (název,délka,konektor)	Konektor do monitoru	Konektor k setům	Cen. kód
GE-marquette	GE Solar, Dash, Eagle, Tram 		X0014A	Abbott IBP patientský kabel, 3,6m, Obdelník 11pin>6p6c jack,	413 		C5
		700078-001	X0014B	Utah IBP patientský kabel, 3,6m, Obdelník 11p>Din2.0 4p	413 		C5
			X0014C	Edward IBP patientský kabel, 3,6m, Obdelník 11pin>5pin,	413 		C0
			X0014D	BD IBP patientský kabel, 3,6m, Obdelník 11pin>7p jack,	413 		E5
			X0014E	MEDIX IBP patientský kabel, 3,6m, Obdelník 11pin>5pin	413 		E5
			X0014F	Philips IBP patientský kabel, 3,6m, Obdelník 11pin>Kruh 4p	413 		C5
Lohmeier	M010 		X0019A	Abbott IBP patientský kabel, 3,6m, Obdelník 12p>6p6c jack,	079 		E5
			X0019B	Utah IBP patientský kabel, 3,6m, Obdelník 12p>Din 2.0 4pin	079 		E5
			X0019C	Edward IBP patientský kabel, 3,6m, Obdelník 12p>5pin,	079 		E5
			X0019D	BD IBP patientský kabel, 3,6m, Obdelník 12p>7p jack,	079 		E5
			X0019E	MEDIX IBP patientský kabel, 3,6m, Obdelník 12p>5pin	079 		E5
			X0019F	Philips IBP patientský kabel, 3,6m, Obdelník 12p>Kruh 4p	079 		E5
Mindray	PM6000,6800, T5, T8		X0016A	Abbott IBP patientský kabel, 3,6m, Kruh 12pin>6p6c jack,	030 		C5
			X0016B	Utah IBP patientský kabel, 3,6m, Kruh 12pin>Din 2.0 4pin	030 		C5
			X0016C	Edward IBP patientský kabel, 3,6m, Kruh 12pin>5pin,	030 		C0
			X0016D	BD IBP patientský kabel, 3,6m, Kruh 12pin>7p jack,	030 		C5
			X0016E	MEDIX IBP patientský kabel, 3,6m, Kruh 12pin>5pin	030 		E5
			X0016F	Philips IBP patientský kabel, 3,6m, Kruh 12pin>Kruh 4p	030 		C5

Výrobce	Kompatibilní modely	OEM ozn.	Katalog. číslo	Popis (název,délka,konektor)	Konektor do monitoru	Konektor k setům	Cen. kód
Spacelabs Mindray Goldway EDAN	K opakovanému požití, nesterilní. Sterilizovatelné plynem. (Datex-Ohmeda TC-VTK.) Pro použití s 690-0008-00, 690-0009-00, 690-0010-00, 690-0011-00, 690-0014-01, and 690-0015-01 převodníky a všechny Spacelabs Medical monitorovací systémy. Při použití na 90496 je požadován nástavec 700-0028-00, prodáváno odděleně. <u>Mindray</u> : PM7000, 8000,9000,6201. <u>EDAN</u> M8(A), M9(A)		X0015A	Abbott IBP patientský kabel, 3,6m, AMP 6pin>6p6c jack,	 377		C5
			X0015B	Utah IBP patientský kabel, 3,6m, AMP 6pin>Din 2.0 4pin	 377		C5
			X0015C	Edward IBP patientský kabel, 3,6m, AMP 6pin>5pin,	 377		C0
		690-0021-00	X0015D	BD IBP patientský kabel, 3,6m, AMP 6pin>7p jack,	 377		C5
			X0015E	MEDIX IBP patientský kabel, 3,6m, AMP 6pin>6pin	 377		E5
			X0015F	Philips IBP patientský kabel, 3,6m, AMP 6pin>Kruh 4p	 377		C5
Philips	M1567A,M1568A kity		X0018A	Abbott IBP patientský kabel, 3,6m, Kruh 12pin>6p6c jack,	519 		C5
			X0018B	Utah IBP patientský kabel, 3,6m, Kruh 12pin>Din 2.0 4pin	519 		C5
			X0018C	Edward IBP patientský kabel, 3,6m, Kruh 12pin>5pin,	519 		C0
			X0018D	BD IBP patientský kabel, 3,6m, Kruh 12pin>7p jack,	519 		E5
			X0018E	MEDIX IBP patientský kabel, 3,6m, Kruh 12pin>5pin	519 		E5
		M1634A	X0018F	Philips IBP patientský kabel, 3,6m, Kruh 12pin>Kruh 4p	519 		C5
Siemens	Siemens Medical:Sirecust 700, Sirecust 630		X0001A	Abbott IBP patientský kabel, 3,6m, Kruh 10P>6p6c jack,	257 		C5
			X0001B	Utah IBP patientský kabel, 3,6m, Kruh 10P>Din 2.0 4pin	257 		C5
			X0001C	Edward IBP patientský kabel, 3,6m, Kruh 10P>5pin,	257 		C0
			X0001D	BD IBP patientský kabel, 3,6m, Kruh 10P>7p jack,	257 		E5
			X0001E	MEDIX IBP patientský kabel, 3,6m, Kruh 10P>5pin	257 		E5
			X0001F	Philips IBP patientský kabel, 3,6m, Kruh 10P>Kruh 4p	257 		C5

Výrobce	Kompatibilní modely	OEM ozn.	Katalog. číslo	Popis (název,délka,konektor)	Konektor do monitoru	Konektor k setům	Cen. kód
Siemens Drager	Siemens/Darger:SC6002XL,7000, SC8000,SC9000XL  X0002		X0002A	Abbott IBP pacientský kabel, 3,6m, Kruh 7pin>6p6c jack,	258 		C5
			X0002B	Utah IBP pacientský kabel, 3,6m, Kruh 7pin>Din 2.0 4pin	258 		C5
			X0002C	Edward IBP pacientský kabel, 3,6m, Kruh 7pin>5pin,	258 		E5
			X0002D	BD IBP pacientský kabel, 3,6m, Kruh 7pin>7p jack,	258 		E5
			X0002E	MEDIX IBP pacientský kabel, 3,6m, Kruh 7pin>5pin	258 		E5
			X0002F	Philips IBP pacientský kabel, 3,6m, Kruh 7pin>Kruh 4p	258 		C5
Siemens	Siemens/Darge  X0031		X0031A	Abbott IBP pacientský kabel, 3,6m, DB15M>6p6c jack,			C5
			X0031B	Utah IBP pacientský kabel, 3,6m, DB15M>Din 2.0 4pin			C5
			X0031C	Edward IBP pacientský kabel, 3,6m, DB15M>5pin,			E5
			X0031D	BD IBP pacientský kabel, 3,6m, DB15M>7p jack,			E5
			X0031E	MEDIX IBP pacientský kabel, 3,6m, DB15M>5pin			E5
			X0031F	Philips IBP pacientský kabel, 3,6m, DB15M>Kruh 4p			C5
Drager	Drager PM8014 & PM8060  X0032		X0032A	Abbott IBP pacientský kabel, 3,6m, Kruh 10pin>6p6c jack,	749 		E5
			X0032B	Utah IBP pacientský kabel, 3,6m, Kruh 10pin>Din 2.0 4pin	749 		E5
			X0032C	Edward IBP pacientský kabel, 3,6m, Kruh 10pin>5pin,	749 		E5
			X0032D	BD IBP pacientský kabel, 3,6m, Kruh 10pin>7p jack,	749 		E5
			X0032E	MEDIX IBP pacientský kabel, 3,6m, Kruh 10pin>5pin	749 		E5
			X0032F	Philips IBP pacientský kabel, 3,6m, Kruh 10pin>Kruh 4p	749 		E5

Výrobce	Kompatibilní modely	OEM ozn.	Katalog. číslo	Popis (název,délka,konektor)	Konektor do monitoru	Konektor k setům	Cen. kód
Choice			X0033A	Abbott IBP patientský kabel, 3,6m, Redel 1-Rib 6p>6p6c jack,			C5
			X0033B	Utah IBP patientský kabel, 3,6m, Redel 1-Rib 6p>Din 2.0 4P			C5
			X0033C	Edward IBP patientský kabel, 3,6m, Redel 1-Rib 6p>5pin,			C0
			X0033D	BD IBP patientský kabel, 3,6m, Redel 1-Rib 6p>7p jack,			E5
			X0033E	MEDIX IBP patientský kabel, 3,6m, Redel 1-Rib 6p>6pin			E5
			X0033F	Philips IBP patientský kabel, 3,6m, Redel 1-Rib 6p>Kruh 4p			C5
Spacelabs Medical	Kompatibilní: SpacelAb Ultraview 90496 , 91496 .		X0038A	Abbott IBP patientský kabel, 3,6m, 10 pin>6p6c jack,			C5
			X0038B	Utah IBP patientský kabel, 3,6m, 10 pin>Din 2.0 4P			C5
			X0038C	Edward IBP patientský kabel, 3,6m, 10 pin>5pin,			C0
			X0038D	BD IBP patientský kabel, 3,6m, 10 pin>7p jack,			E5
			X0038E	MEDIX IBP patientský kabel, 3,6m, 10 pin>6pin			E5
			X0038F	Philips IBP patientský kabel, 3,6m, 10 pin>Kruh 4p			C5

Adaptéry (Změna typu tlakového převodníku)


Výrobce	Kompatibilní modely	OEM ozn.	Katalog. číslo	Popis (jméno,délka,funkce)	Konektor	Konektor k setům	Cen. kód
BD	Kompatibilní: Všechny monitory, které umožňují připojení konektoru BD		X0034A	Redukce z BD na Abbott			C2
			X0034B	Redukce z BD na Utah			C2
pvb	Kompatibilní: Všechny monitory, které umožňují připojení konektoru pvb		X0035A	Redukce z pvb na Abbott			C2
			X0035B	Redukce z pvb na Utah			C2
Philips	Kompatibilní: Všechny monitory, které umožňují připojení konektoru Philips		X0036A	Redukce z Philips na Abbott			C2
			X0036B	Redukce z Philips na Utah			C2

Adaptéry k IBP kabelům

Výrobce	Kompatibilní modely	OEM ozn.	Katalog. číslo	Popis (název,délka,konektor)	Konektor do monitoru	Konektor k setům	Cen. kód
Mennen			X0025A	Adaptér IBP, spojovací kabel převodníku tlaku, 35 cm, Kruh 8p>AMP 6J	015 	270 	E5
		800-030 270	X0003A	Adaptér IBP, spojovací kabel převodníku tlaku, 35 cm, Kruh 10p>2* 6J	260 	269 	F5
Siemens		13646	X0004A	Adaptér IBP, spojovací kabel převodníku tlaku, 35 cm, Obd. 16p> 2*Rou 10p	261 	272 	G0
Spacelabs Medical	Pro použití s 90496 a 690-0021-00.	700-0028-00	X0024A	Adaptér IBP, spojovací kabel převodníku tlaku, 122 cm	082 	271 	F0
GE-marquette	GE Solar, Dash, Eagle, Tram 		X0014H	Adaptér IBP, spojovací kabel převodníku tlaku, • Odolný kabel pro zvýšenou životnost	413 	298 	F0

Jednorázové IBP sety

Výrobce		Konektor setu	MED-LINK REF NO.	Popis	Cen. kód
Abbott Medex		262 	X0020A	Převodník tlaku pro připojení pacienta, jednorázový Konektor: RJ11-6+F158P6C (No.: 262) Vyžaduje adaptér k IBP kabelu.	C2
UTAH		263 	X0020B	Převodník tlaku pro připojení pacienta, jednorázový Konektor: 1.58 Jack x 4pin (No.: 263) Vyžaduje adaptér k IBP kabelu.	C2
Edwards Baxter		264 	X0020C	Převodník tlaku pro připojení pacienta, jednorázový Konektor: 5pin (No.: 264) Vyžaduje adaptér k IBP kabelu.	C2
BD		265 	X0020D	Převodník tlaku pro připojení pacienta, jednorázový Konektor: Kruh 7pin (No.: 265) Vyžaduje adaptér k IBP kabelu.	C2
MEDEX		267 	X0020E	Převodník tlaku pro připojení pacienta, jednorázový Konektor: 5pin (No.: 267) Vyžaduje adaptér k IBP kabelu.	C2
Philips		268 	X0020F	Převodník tlaku pro připojení pacienta, jednorázový Konektor: 1.0 x 4pin (No.: 268) Vyžaduje adaptér k IBP kabelu.	C2
pvb			X0020G	Převodník tlaku pro připojení pacienta, jednorázový Konektor: 1.5 Jack x 5pin Vyžaduje adaptér k IBP kabelu.	C6



Konektor k přístroji




Typ spojky



Konektor jednorázové teplotní sondy



Typ sondy a její kód



Specifikace

Rozdáv. teploty: 0 to 50°C

Přesnost: $\pm 0.1^\circ\text{C}$ od 25 do 45°C

© Dnešní kvalitní péče o pacienta vyžaduje, aby byl monitor teploty těla nedílnou součástí všech fyziologických měření na operačním sále, JIP, koronár. jednotce nebo na pohotovosti. Nabízíme celou řadu teplotních sond k opakovanému použití k měření teploty těla Vašich pacientů ve vážném stavu.

© K dostání je provedení rektální/jícnové nebo povrchové.

© Neobsahuje Latex

Typ označení

W □ □ □ □ □

Typ sondy/spojky: **A**: Sonda povrchová, k opakovanému použití pro dospělé; **B**: Sonda jícnová/rektální k opakovanému použití pro dospělé;

C: Sonda povrchová, k opakovanému použití pro děti; **D**: Sonda jícnová/rektální k opakovanému použití pro děti;


E: Jednorázová povrchová sonda; **F**: Jednorázová jícnová/rektální sonda; **G**: Obdelníková 2p spojka;

H: 3.5 stereo Jack yoke, **I**: Airway Temperature Probe, **J**: DC5.5X2.5 Jack.

Kód kompatibilní značky, např. 0001 značuje YSI 400 series, 0003 teplotní monitory Philips; 0004: řadu 10K

W: označuje teplotní sondu

Výrobce	Kompatibilní modely	OEM ozn.	Katalog. číslo	Popis	Typ konektoru	Typ spojky nebo sondy	Cen. kód
YSI 400 řada • teplotní sondy k opak. použití se samostatnými termistory • Dostupná Rektální/ Jícnová	Philips A3 series monitor Instrument: M3926A, M3927A, M3928A, M3929A; Marquette 7000/7010, GE Eagle, Solar, Tram, Tramscope, MAC-Lab Systems EDAN M8(A), M9(A)	409B	W0001A	Dospělá pro opak. použití povrchová sonda, 10ft. (3.0 m), 25°C@2.25K Ω, Φ6.3 mono zástrčka>>φ12mm disk	053		365 A9
		401	W0001B	Dospělá pro opak. použití jícnová/rektální sonda, 10ft. (3.0 m), 25°C@2.25K Ω, Φ6.3 mono zástrčka>>φ4.7mm tip	053		367 A9
		427	W0001C	Dětská pro opak. použití povrchová sonda, 10ft. (3.0 m), 25°C@2.25K Ω, Φ6.3 mono zástrčka>>Φ5.6mm disk	053		366 A0
		402	W0001D	Dětská pro opak. použití jícnová/rektální sonda, 10ft. (3.0 m), 25°C@2.25K Ω, Φ6.3 mono zástrčka>>φ3.0mm tip	053		368 A0
		4499	W0001E	Jednorázová povrchová sonda, 0.8 m, 25°C@2.25K Ω, Obdelníková 2pin>>Adhesive Pad	117		A5
		4491	W0001F	Dospělá jícnová/rektální sonda, 0.8 m, 25°C@2.25K Ω, Obdelníková 2pin>>φ4.0mm tip	117		A5
		E9004ZS	W0001G	Propojovací kabel, 8 ft. (2.4m), Φ6.3 mono zástrčka >> Obdelníková 2pin, pro použití s jednorázovou sondou	053		274 A6
			W0001H	Propojovací kabel, 8 ft. (2.4m), Φ6.3 mono zástrčka >> Φ3.5 Stereo jack, pro použití s jednorázovou sondou	053		275 A6
		441A	W0001I	Airway teplotní sonda, 3.0M ,25°C@2.25K Ω, Φ2.5 mono zástrčka >> Type L sonda, 7.6 mm diameter tapered manifold fitting	219		311 B0
	Umožňuje kontinuální monitorování plynů v závislosti na anesthesia a respiračním zapojení.						
YSI 700 řada • teplotní sondy k opak. použití se dvěma termistory	Spacelabs: 90496 Module ,compatible with Spacelabs ozn.: 700-0031-00, Marquette 7000/7010, GE Eagle, Solar, Tram, Tramscope, MAC-Lab Systems, compatible with GEMS ozn.:9445-001 Mindray: T8	709B	W0002A	Dospělá pro opak. použití povrchová sonda, 10ft. (3.0 m), 25°C@6K/30K Ω, Φ6.3 stereo zástrčka>>φ12mm disk	054		365 B0
		701	W0002B	Dospělá pro opak. použití jícnová/rektální sonda, 10ft. (3.0 m), 25°C@6K/30K Ω, Φ6.3 stereo zástrčka>>φ4.7mm tip	054		367 B0
			W0002C	Dětská pro opak. použití povrchová sonda, 10ft. (3.0 m), 25°C@6K/30K Ω, Φ6.3 stereo zástrčka>>Φ5.6mm disk	054		366 C5
			W0002D	Dětská pro opak. použití jícnová/rektální sonda, 10ft. (3.0 m), 25°C@6K/30K Ω, Φ6.3 stereo zástrčka>>φ3.0mm tip	054		368 C5

Výrobce	Kompatibilní modely	OEM ozn.	Katalog. číslo	Popis	Typ konektoru	Typ spojky nebo sondy	Cen. kód
10K řada • teplotní sondy k opak. použití se samostatnými termistory • Dostupná Rektální/Jícnová	Použitelné pro OEM monitory z Číny Tianrong :TR900D/E; Anke :ASC553A3, ASC553; Comon : star 8000A/B/C, star 5000,5000B/C		W0004A	Dospělá pro opak. použití povrchová sonda, 10ft, (3.0 m), 25°C@10K Ω, φ6.3 mono zástrčka>>φ12mm disk	053	365	A8
			W0004B	Dospělá pro opak. použití jícnová/rektální sonda, 10ft, (3.0 m), 25°C@10K Ω, φ6.3 mono zástrčka>>φ4.7mm tip	053	367	A8
			W0004C	Dětská pro opak. použití povrchová sonda, 10ft, (3.0 m), 25°C@10K Ω, φ6.3 mono zástrčka>>φ5.6mm disk	053	366	A0
			W0004D	Dětská pro opak. použití jícnová/rektální sonda, 10ft, (3.0 m), 25°C@10K Ω, φ6.3 mono zástrčka>>φ3.0mm tip	053	368	A0
			W0004E	Jednorázová povrchová sonda, 0.8 m, 25°C@10K Ω, Obdelníková 2pin>>Adhesive Pad	117		A5
			W0004F	Dospělá jícnová/rektální sonda, 0.8 m, 25°C@10K Ω, Obdelníková 2pin>>φ4.0mm tip	117		A5
		E9004ZS	W0001G	Propojovací kabel, 8 ft. (2.4m), φ6.3 mono zástrčka >> Obdelníková 2pin, pro použití s jednorázovou sondou	053	274	A6
			W0001H	Propojovací kabel, 8 ft. (2.4m), φ6.3 mono zástrčka >> φ3.5 Stereo jack, pro použití s jednorázovou sondou	053	275	A6
Creative Shenzhen	Creative pacientský monitor: PC-1000,5000,9000,UP-6000, 		W0005A	Dospělá pro opak. použití povrchová sonda, 10ft, (3.0 m), 25°C@10K Ω, Readel 2p>>φ12mm disk	273	365	B5
			W0005B	Dospělá pro opak. použití jícnová/rektální sonda, 10ft, (3.0 m), 25°C@10K Ω, Readel 2p>>φ4.7mm tip	273	367	B5
18B20 series	sonda: DALLAS 18B20		W0006A	Dospělá pro opak. použití povrchová sonda, 10ft, (3.0 m), 18B20, φ6.3 stereo zástrčka>>φ12mm disk	054	365	B0
			W0006B	Dospělá pro opak. použití jícnová/rektální sonda, 10ft, (3.0 m), 18B20, φ6.3 stereo zástrčka>>φ6.0mm tip	054	367	B0
Ohmeda			W0021C	Dětská pro opak. použití povrchová sonda, 10ft, (3.0 m), 25°C@10K Ω, φ3.5 stereo zástrčka>>φ5.6mm disk			B0

Výrobce	Kompatibilní modely	OEM ozn.	Katalog. číslo	Popis	Typ konektoru	Typ spojky nebo sondy	Cen. kód
Philips • teplotní sondy k opak. použití se samostatnými termistory • Dostupná Rektální/Jícnová	Všechny Philips teplotní monitory, které přijímají 2-vidlicovou zástrčku 	21078A	W0003A	Dospělá pro opak. použití povrchová sonda, 10ft, (3.0 m), 25°C@2.25K Ω, 2pin zástrčka>>φ12mm disk	051	365	B5
		21075A	W0003B	Dospělá pro opak. použití jícnová/rektální sonda, 10ft, (3.0 m), 25°C@2.25K Ω, 2 pin zástrčka>>φ4.7mm tip	051	367	B5
			W0003C	Dětská pro opak. použití povrchová sonda, 10ft, (3.0 m), 25°C@2.25K Ω, 2pin zástrčka>>φ5.6mm disk	051	366	B7
		21076A	W0003D	Dětská pro opak. použití jícnová/rektální sonda, 10ft, (3.0 m), 25°C@2.25K Ω, 2pin zástrčka>>φ3.0mm tip	051	368	B7
		21091A	W0003E	Jednorázová povrchová sonda, 0.8 m, 25°C@2.25K Ω, 3.5 mono zástrčka>>Adhesive Pad	369		A5
		21090A	W0003F	Dospělá jícnová/rektální sonda, 0.8 m, 25°C@2.25K Ω, 3.5 mono zástrčka>>φ4.0mm tip	369		A5
			W0003G	Propojovací kabel, 8 ft. (2.4m), 2 pin zástrčka >> Obdelníková 2pin, pro použití s Jednorázovou sondou	051	274	B3
		21082A	W0003H	Propojovací kabel, 8 ft. (2.4m), 2pin zástrčka >> φ3.5 Stereo jack, pro použití s jednorázovou sondou	051	275	B3
S&W Artema • teplotní sondy k opak. použití se samostatnými termistory • Dostupná Rektální/Jícnová	DIASCOPE G2		W0007A	Dospělá pro opak. použití povrchová sonda, 10ft, (3.0 m), 25°C@2.25K Ω, Round 10J>>φ12mm disk	276	365	B5
			W0007B	Dospělá pro opak. použití jícnová/rektální sonda, 10ft, (3.0 m), 25°C@2.25K Ω, Round 10J>>φ4.7mm tip	276	367	B5
			W0007C	Dětská pro opak. použití povrchová sonda, 10ft, (3.0 m), 25°C@2.25K Ω, Round 10J>>φ5.6mm disk	276	366	B7
			W0007D	Dětská pro opak. použití jícnová/rektální sonda, 10ft, (3.0 m), 25°C@2.25K Ω, Round 10J>>φ3.0mm tip	276	368	B7
			W0007G	Propojovací kabel, 8 ft. (2.4m), Round 10J>> Obdelníková 2pin, pro použití s Jednorázová sonda	276	274	B5
Drager	Infant Incubator/Radiant Warmer Reflexní izolátor slouží jako bariéra proti vnějšímu a sálavému teplu a zároveň umožňuje co nejpřesnější snímání teploty kůže.		W0020E	Jednorázová povrchová sonda, 0.8 m, 25°C@ 2.25KΩ, 2pin zástrčka >> Adhesive Pad		BZ0109D	A6

Výrobce	Kompatibilní modely	OEM ozn.	Katalog. číslo	Popis	Typ konektoru	Typ spojky nebo sondy	Cen. kód
Siemens • teplotní sondy k opak. použití se samostatnými termistory • Dostupná Rektální/Jícnová	Siemens medical SC 6002XL, SC7000, SC8000, SC9000XL		W0008A	Dospělá pro opak. použití povrchová sonda, 10ft. (3.0 m), 25°C@2.25K Ω, Round 7p>>φ12mm disk	266	365	B5
			W0008B	Dospělá pro opak. použití jícnová/rektální sonda, 10ft. (3.0m), 25°C@2.25K Ω, Round 7p>>φ4.7mm tip	266	367	B5
			W0008C	Dětská pro opak. použití povrchová sonda, 10ft. (3.0 m), 25°C@2.25K Ω, Round 7p>>φ5.6mm disk	266	366	B7
			W0008D	Dětská pro opak. použití jícnová/rektální sonda, 10ft. (3.0m), 25°C@2.25K Ω, Round 7p>>φ3.0mm tip	266	368	B7
			W0008G	Propojovací kabel, 8 ft. (2.4m), 7p >> Obdelníková 2pin, fit for Jednorázová sonda	266	274	B5
Specelabs Medical	Spacelab : Nové moduly 90651-08, 90496, Ultraview		W0022A	Dospělá pro opak. použití povrchová sonda, 10ft. (3.0 m), 10pin>>φ12mm disk		365	B0
			W0022B	Dospělá pro opak. použití jícnová/rektální sonda, 10ft. (3.0m), 10pin>>φ4.7mm tip		367	B0
25°C@2.016K Ω O.S.7929	<u>O.S.7929</u>	Ref.:09 2.059.6 00	W0009A	Dospělá pro opak. použití povrchová sonda, 10ft. (3.0 m), 25°C@ 2.016K Ω, Din3p>>φ12mm disk	235	365	B0
			W0009B	Dospělá pro opak. použití jícnová/rektální sonda, 10ft. (3.0m), 25°C@2.016K Ω, Din3p>>φ4.7mm tip	235	367	B0
Temp Sensor Cut Air Shields 25°C@6.867K Ω C-100	C-100 		W0010A	Dospělá pro opak. použití povrchová sonda, 10ft. (3.0 m), 25°C@6.867K Ω, Din3p>>φ12mm disk	462	365	B0
			W0010B	Dospělá pro opak. použití jícnová/rektální sonda, 10ft. (3.0m), 25°C@6.867K Ω, Din3p>>φ4.7mm tip	462	367	B0
15K Series • teplotní sondy k opak. použití se samostatnými termistory • Dostupná Rektální/Jícnová	 		W0011A	Dospělá pro opak. použití povrchová sonda, 10ft. (3.0 m), 25°C@15K Ω, φ6.3 mono>>φ12mm disk	053	365	A9
			W0011B	Dospělá pro opak. použití jícnová/rektální sonda, 10ft. (3.0m), 25°C@15K Ω, φ6.3 mono>>φ4.7mm tip	053	367	A9
50K Series • teplotní sondy k opak. použití se samostatnými termistory • Dostupná Rektální/Jícnová	 		W0012A	Dospělá pro opak. použití povrchová sonda, 10ft. (3.0 m), 25°C@50K Ω, φ6.3 mono>>φ12mm disk	053	365	A9
			W0012B	Dospělá pro opak. použití jícnová/rektální sonda, 10ft. (3.0m), 25°C@50K Ω, φ6.3 mono >>φ4.7mm tip	053	367	A9


Výrobce	Kompatibilní modely	OEM ozn.	Katalog. číslo	Popis	Typ konektoru	Typ spojky nebo sondy	Cen. kód
Mindray YSI 400 Series • teplotní sondy k opak. použití se samostatnými termistory • Dostupná Rektální/ Jícnová	PM6800 Series	0011-30 37393	W0013A	Dospělá pro opak. použití povrchová sonda, 10ft, (3.0 m), 25°C@2.25K Ω, 2pin zástrčka>>φ12mm disk	277	365	B0
		0011-30 37392	W0013B	Dospělá pro opak. použití jícnová/rektální sonda, 10ft, (3.0 m), 25°C@2.25K Ω, 2pin zástrčka>>φ4.7mm tip	277	367	B0
		0011-30 37395	W0013C	Dětská pro opak. použití povrch., 10ft, (3.0 m), 25°C@2.25K Ω, 2pin zástrčka>>φ5.6mm disk	277	366	C1
		0011-30 37394	W0013D	Dětská pro opak. použití jícnová/rektální sonda, 10ft, (3.0 m), 25°C@2.25K Ω, 2pin zástrčka>>φ3.0mm tip	277	368	C1
		0011-30 37391	W0013E	Jednorázová povrchová sonda, 0.8 m, 25°C@2.25K Ω, DC5.5x2.5 zástrčka>>Adhesive Pad	278		A5
		0011-30 379043 9	W0013F	Dospělá jícnová/rektální sonda, 0.8 m, 25°C@2.25K Ω, DC5.5x2.5 zástrčka>>φ4.0mm tip	278		A5
		0011-30 90438	W0013J	Propojovací kabel, 8 ft. (2.4m) , 2pin zástrčka >> DC5.5x2.5Jack, pro použití s jednorázovou sondou	277	279	B5
			W0013G	Propojovací kabel, 8 ft. (2.4m) , 2pin zástrčka >> Obdelníková 2pin, pro použití s ednorázovou sondou	277	274	B5
	Mindray všechny moduly, včetně řady PM6800  W0001A  W0001B	0011-30 90434	W0001A	Dospělá pro opak. použití povrch. sonda, 10ft, (3.0 m), 25°C@2.25K Ω, φ6.3 mono zástrčka>>φ12mm disk	053	365	A9
		0011-30 90432	W0001B	Dospělá pro opak. použití jícnová/rektální sonda, 10ft, (3.0 m), 25°C@2.25K Ω, φ6.3 mono zástrčka>> φ4.7mm tip	053	367	A9
		0011-30 90435	W0001C	Dětská pro opak. použití povrch. sonda, 10ft, (3.0 m), 25°C@2.25K Ω, φ6.3 mono zástrčka>>φ5.6mm disk	053	366	A0
		0011-30 90433	W0001D	Dětská pro opak. použití jícnová/rektální sonda, 10ft, (3.0 m), 25°C@2.25K Ω, φ6.3 mono zástrčka>>φ3.0mm tip	053	368	A0
		0011-30 90436	W0014J	Propojovací kabel, 8 ft. (2.4m) , φ6.3 mono zástrčka >> DC5.5x2.5Jack, pro použití s jednorázovou sondou	053	279	B5
GE Eagle Tram, Solar Monitors, MAC-Lab Cath Lab System	• možnost zvolit řadu 400 nebo 700 přímo na kabelu • Kabel může pojmout dvě teplotní sondy současně • Neobsahuje latex	402015-004 E9004Z M	W0015A	Dvojitý teplotní kabel, 8 in., určeno pro řady YSI 400 nebo 700	 427  428		E5

Záznamový papír pro EKG

Výrobce	Typ	Katalog. číslo	Popis (Rozměry, kusů v balení)	Kód ceny/kus
BTL	S	BT-1	58x25, 20	U2
	M	BT-2	112x25, 120	U3
	L	BT-3	210x150x400, 5	W4
Cardioline	Delta 3 plus	CL-1	112x100x300, 5	U0
	Delta 30/60	CL-2	183x30, 25	U9
	Delta 60 plus	CL-3	210x30, 25	U9
Cardiosuny	Alpha 1000	CS-1	63x100x500, 10	U0
	Alpha 600, 6600	CS-2	145x150x400, 5	W1
CustoMed	Custo-Card 22012/20013/22014	CS-3	210x150x250, 4	W2
Elettromica-Trentina	AR 600	ET-1	60x15, 50	U1
	AR600	ET-2	60x70x250, 100	U4
	AR 1200	ET-3	120x20, 50	U4
	AR 1200	ET-4	120x100x300, 10	U0
	AR 2100, Dedalus	ET-5	210x20, 25	V2
	Autoruler 12/3	ET-6	134x25, 25	V2
	Excel 103/106 B	ET-7	120x30, 25	U6
Ergoline	Ergoscript 3003	ER-1	108x23, 50	U2
	Ergoscript 3006/ Autoscript	ER-2	120x30, 25	U2
	Ergoscript 3012	ER-3	210x150x250, 4	W2
ESAOTE	Personal 120	ES-1	126x150x170, 5	U5
	Personal P80	ES-2	90x28, 50	U6
	Personal P80	ES-3	90x70x400, 10	U7
	Personal P80 Six, Power	ES-4	210x280x215, 5	V0
	Personal P-8000	ES-5	80x70x310, 50	U6
	Personal P-8000 Power	ES-6	210x280x173, 10	V0
Fukuda	Cardiosuny 501 HA	FU-1	63x100x500, 10	U0
	Cardiosuny 503 F	FU-2	145x30, 25	U8
	Cardiosuny 503 FB	FU-3	145x150x400, 5	W1
Hellige	EK 53/56	HE-1	130x135x370, 10	V3
	CardioSmart	HE-2	210x295x150, 10	V5
	MicroSmart	HE-3	90x290x360	U8
Hewlett-Packard	M 1117 A	HP-1	120x150x300, 10	V6
	M 1709 A / M 2483 A / Pagewriter	HP-2	210x300x200, 10	V0
Hörmann	Bioset 3500	HO-1	110x25, 25	U7
	Bioset 3600 / 3700	HO-2	110x100x180, 10	U4
	Bioset 8000 / 9000	HO-3	210x150x400, 5	W3
Marquette	Mac PC	MA-1	108x23, 50	U2
	Mac 6/8/12/15/5000	MA-2	210x280x300, 10	W0
	Mac 1100/1200	MA-3	210x295x150, 10	V5
Nikon Kohden	Cardiofax ECG-1500K	NI-1	210x295x340	W6
	FQW 110-2-140	NI-2	110x140x150, 10	U7
	RQS 216-6B	NI-3	216x60, 20	W4
Philips	Pagewriter Trim I-III / Touch	PH-1	210x300x200, 10	V0
Schiller	Cardiovit AT-1	SC-1	90x90x400, 10	U5
	Cardiovit AT-2	SC-2	210x280x215, 5	V0
	Cardiovit AT-3	SC-3	70x100x200, 10	U2
	Cardiovit AT-4	SC-4	90x90x230, 10	U5
	Cardiovit AT-5	SC-5	135x140x150, 20	U2
	Cardiovit AT-6	SC-6	145x100x350, 5	U8
	Cardiovit AT-10	SC-7	210x140x250, 5	U0
	Cardiovit AT-60	SC-8	210x280x360, 3	W7
	Cardiovit AT-101	SC-9	80x70x310, 50	U6
	Cardiovit AT-102	SC-10	210x280x173, 10	V0
	Cardiovit CS-6 / 12 / CM-8	SC-11	210x150x400, 5	W4
Siemens	Sicard 400	SI-1	148x25, 50	U8
	Sicard 460	SI-2	148x100x400, 5	V2
	Sicard 740 / Megacart	SI-3	210x300x200, 5	W5

Záznamový papír pro fetální monitory

Výrobce	Typ	Kat.č.	Popis (Rozměry, kusů v balení)	Kód ceny/kus
Corometrics	Cardiotoco 115/116	FCO-1	orig. 4305 BAO, 10	U7
	Cardiotoco 140	FCO-2	orig. 4483 BAO, 25	V7
Hewlett-Packard	M 1911 A	FHP-1	10 kusů	U5
	8040 A	FHP-2	10 kusů	U5
Philips	Avalon	FHP-3	10 kusů	U5

Výrobce	Kompatibilní model	Typ	Kat.č.	Popis (Název, Délka)
TERUMO	TE-171/172		IS-126-140	Infúzní sety pro přetlakovou infúzi, regulátor průtoku, délka 140 cm
			IS-126-180	Infúzní sety pro přetlakovou infúzi, regulátor průtoku, délka 180 cm

Ceník spotřebního materiálu

Cen. kód	Cena	Cen. kód	Cena	Cen. kód	Cena	Cen. kód	Cena	Cen. kód	Cena
A1	114 Kč	F1	3 794 Kč	K1	7 474 Kč	P1	11 154 Kč	U1	23 Kč
A2	187 Kč	F2	3 867 Kč	K2	7 547 Kč	P2	11 227 Kč	U2	27 Kč
A3	261 Kč	F3	3 941 Kč	K3	7 621 Kč	P3	11 301 Kč	U3	32 Kč
A4	334 Kč	F4	4 014 Kč	K4	7 694 Kč	P4	11 374 Kč	U4	36 Kč
A5	408 Kč	F5	4 088 Kč	K5	7 768 Kč	P5	11 448 Kč	U5	41 Kč
A6	482 Kč	F6	4 162 Kč	K6	7 842 Kč	P6	11 522 Kč	U6	45 Kč
A7	555 Kč	F7	4 235 Kč	K7	7 915 Kč	P7	11 595 Kč	U7	50 Kč
A8	629 Kč	F8	4 309 Kč	K8	7 989 Kč	P8	11 669 Kč	U8	55 Kč
A9	702 Kč	F9	4 382 Kč	K9	8 062 Kč	P9	11 742 Kč	U9	64 Kč
A0	776 Kč	F0	4 456 Kč	K0	8 136 Kč	P0	11 816 Kč	U0	68 Kč
B1	850 Kč	G1	4 530 Kč	L1	8 210 Kč	Q1	11 890 Kč	V1	75 Kč
B2	923 Kč	G2	4 603 Kč	L2	8 283 Kč	Q2	11 963 Kč	V2	82 Kč
B3	997 Kč	G3	4 677 Kč	L3	8 357 Kč	Q3	12 037 Kč	V3	91 Kč
B4	1 070 Kč	G4	4 750 Kč	L4	8 430 Kč	Q4	12 110 Kč	V4	100 Kč
B5	1 144 Kč	G5	4 824 Kč	L5	8 504 Kč	Q5	12 184 Kč	V5	109 Kč
B6	1 218 Kč	G6	4 898 Kč	L6	8 578 Kč	Q6	12 258 Kč	V6	114 Kč
B7	1 291 Kč	G7	4 971 Kč	L7	8 651 Kč	Q7	12 331 Kč	V7	120 Kč
B8	1 365 Kč	G8	5 045 Kč	L8	8 725 Kč	Q8	12 405 Kč	V8	130 Kč
B9	1 438 Kč	G9	5 118 Kč	L9	8 798 Kč	Q9	12 478 Kč	V9	135 Kč
B0	1 512 Kč	G0	5 192 Kč	L0	8 872 Kč	Q0	12 552 Kč	V0	145 Kč
C1	1 586 Kč	H1	5 266 Kč	M1	8 946 Kč	R1	12 626 Kč	W1	159 Kč
C2	1 659 Kč	H2	5 339 Kč	M2	9 019 Kč	R2	12 699 Kč	W2	182 Kč
C3	1 733 Kč	H3	5 413 Kč	M3	9 093 Kč	R3	12 773 Kč	W3	209 Kč
C4	1 806 Kč	H4	5 486 Kč	M4	9 166 Kč	R4	12 846 Kč	W4	218 Kč
C5	1 880 Kč	H5	5 560 Kč	M5	9 240 Kč	R5	12 920 Kč	W5	227 Kč
C6	1 954 Kč	H6	5 634 Kč	M6	9 314 Kč	R6	12 994 Kč	W6	255 Kč
C7	2 027 Kč	H7	5 707 Kč	M7	9 387 Kč	R7	13 067 Kč	W7	273 Kč
C8	2 101 Kč	H8	5 781 Kč	M8	9 461 Kč	R8	13 141 Kč	W8	290 Kč
C9	2 174 Kč	H9	5 854 Kč	M9	9 534 Kč	R9	13 214 Kč	W9	330 Kč
C0	2 248 Kč	H0	5 928 Kč	M0	9 608 Kč	R0	13 288 Kč	W0	364 Kč
D1	2 322 Kč	I1	6 002 Kč	N1	9 682 Kč	S1	13 362 Kč		
D2	2 395 Kč	I2	6 075 Kč	N2	9 755 Kč	S2	13 435 Kč		
D3	2 469 Kč	I3	6 149 Kč	N3	9 829 Kč	S3	13 509 Kč		
D4	2 542 Kč	I4	6 222 Kč	N4	9 902 Kč	S4	13 582 Kč		
D5	2 616 Kč	I5	6 296 Kč	N5	9 976 Kč	S5	13 656 Kč		
D6	2 690 Kč	I6	6 370 Kč	N6	10 050 Kč	S6	13 730 Kč		
D7	2 763 Kč	I7	6 443 Kč	N7	10 123 Kč	S7	13 803 Kč		
D8	2 837 Kč	I8	6 517 Kč	N8	10 197 Kč	S8	13 877 Kč		
D9	2 910 Kč	I9	6 590 Kč	N9	10 270 Kč	S9	13 950 Kč		
D0	2 984 Kč	I0	6 664 Kč	N0	10 344 Kč	S0	14 024 Kč		
E1	3 058 Kč	J1	6 738 Kč	O1	10 418 Kč	T1	14 098 Kč		
E2	3 131 Kč	J2	6 811 Kč	O2	10 491 Kč	T2	14 171 Kč		
E3	3 205 Kč	J3	6 885 Kč	O3	10 565 Kč	T3	14 245 Kč		
E4	3 278 Kč	J4	6 958 Kč	O4	10 638 Kč	T4	14 318 Kč		
E5	3 352 Kč	J5	7 032 Kč	O5	10 712 Kč	T5	14 392 Kč		
E6	3 426 Kč	J6	7 106 Kč	O6	10 786 Kč	T6	14 466 Kč		
E7	3 499 Kč	J7	7 179 Kč	O7	10 859 Kč	T7	14 539 Kč		
E8	3 573 Kč	J8	7 253 Kč	O8	10 933 Kč	T8	14 613 Kč		
E9	3 646 Kč	J9	7 326 Kč	O9	11 006 Kč	T9	14 686 Kč		
E0	3 720 Kč	J0	7 400 Kč	O0	11 080 Kč	T0	14 760 Kč		

Ceny jsou uvedeny bez DPH. Společnost PROMOS spol. s r.o. si vyhrazuje právo změnit ceník dle aktuálního vývoje kurzu.

Obchodní podmínky

Slevy

Při odběru více kusů v 1 dodávce lze uplatnit slevu dle následující tabulky:

Dodávka	Poskytnutá sleva
1 - 5 kusů	Bez slevy
6 - 10 kusů	7,5 %
11 - 15 kusů	15 %
16 – 20 kusů	20 %
20 a více kusů	25 %

Dodací termín

Dodací lhůta činí 2 týdny. Pokud je zboží skladem, bude expedován do 2 prac. dnů od obdržení objednávky.

Záruka

Záruční doba příslušenství činí 6 měsíců.

Reklamáce

V případě prokazatelné vady výrobku v záruční době bude tento výrobek opraven nebo vyměněn.

Záruka se nevztahuje na případy, kdy:

- porucha vznikla neodbornou manipulací
- porucha vznikla mechanickým poškozením pacientem či personálem

Objednávky

Objednávky lze zasílat písemně na adresu **PROMOS spol. s r.o.**
Nová 177,
757 01 Valašské Meziříčí
571 611 467
info@promos-vm.cz

nebo telefonicky či faxem na číslo
nebo e-mailem